

PORTUGUÊS

TESOURA PARA MATERIAIS MÉDICOS

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Dispositivos

Tesouras para materiais médicos (não estéreis, em aço inoxidável).

Especificações do produto:

O produto é feito com aço inoxidável de alta qualidade para a produção de instrumentos médicos de acordo com as normas ISO e ASTM.

Pré-limpeza

Remova depósitos grosseiros usando uma esponja de laparotomia e água estéril durante o procedimento.

Limpeza manual

Para minimizar o risco para os profissionais que realizam a limpeza manual, devem sempre ser evitados respingos e a formação de espirros. A equipe que realiza a limpeza manual deve sempre usar EPIs.

Os dispositivos devem ser:

- 1) Limpos utilizando-se um pano que não solte fiapos impregnado com uma solução detergente adequada, e, em seguida, com um pano limpo húmido e sem fiapos, e então
- 2) Secos utilizando-se outro pano limpo que não solte fiapos. Podem ser utilizados lenços impregnados com álcool após o processo de limpeza manual.

Detergentes: Use detergentes específicos: não use detergente comum.

Desinfecção

Os instrumentos GIMA com revestimento em pó/papel não são autoclaváveis, mas podem ser limpos/desinfetados com desinfetantes como Endo Star (desinfetante de instrumento de alto nível) ou qualquer outra solução desinfetante/esterilizante superior.

Manuseio no ponto de uso

Só podem ser utilizados para o fim para o qual foram projetados, e apenas por profissionais adequadamente qualificados.

Armazenamento e manutenção

Os produtos devem ser armazenados longe da luz solar direta e da água, em ambiente seguro, seco e fresco.

Aviso

Não use instrumentos enferrujados. Antes de usar, lave as mãos com sabão antibacteriano ou use um higienizante para as mãos aprovado.








Apenas para uso profissional - desinfete antes de usar.

Conclusão

Estes Dispositivos Médicos são classificados como classe I conforme o Regulamento relativo aos Dispositivos Médicos (MDR) 2017/745.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF	IT Codice prodotto GB Product code PT Código produto FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto	 IT Fabbricante GB Manufacturer PT Fabricante FR Fabricant DE Hersteller ES Fabricante	 IT Non sterile GB Non-sterile PT Não estéril FR Pas stérile DE Nicht steril ES No estéril	MD	IT Dispositivo medico GB Medical Device PT Dispositivo médico FR Dispositif médical DE Medizinprodukt ES Producto sanitario
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use PT Consulte as instruções de uso FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture PT Data de fabrico FR Date de fabrication DE Herstellungsdatum ES Fecha de fabricación		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place PT Armazenar em local fresco e seco FR À conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco
CE	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745	LOT	IT Numero di lotto GB Lot number PT Número de lote FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight PT Guardar ao abrigo da luz solar FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar
UDI	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier PT - Identificador exclusivo do dispositivo FR - Identifiant unique de l'appareil DE - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) ES - Identificador de dispositivo único		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		

REF 20520 - 20521 - 20522 - 20529
20531 - 20532 - 20533 - 20534

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

