

180.00 mm

Value&Safe

Particle Filtering Mask - Earloop - burgundy

Mascherina filtrante contro particelle - Con elastico - burgundy

Máscara de filtragem de partículas - Com elástico - borgonha

Efficientă de filtrare a particulelor

Cu prindere după urechi - visiniu

Filtrační maska proti částicím - S ušními smyčkami - vínová

FFP2 NR

1 Piece
Pezzo
Peça
Bucată
Kus



UK It should be worn in order to block the exhalation or ejection of contaminating particles from the mouth and from the nasal cavity into common spaces - **NON-STERILE, SINGLE-USE, DUSTPROOF - 42.8% nonwoven fabric, 28.6% hot-air cotton, 28.6% meltblown fabric** - Do not press excessively during transport, in order to avoid damaging the package. 3-year validity, do not use beyond expiration date.

IT Va indossata per bloccare l'espiazione o l'emissione di particelle contaminanti dalla bocca e dalla cavità nasale negli ambienti comuni - **NON STERILE, MONOUSO, ANTIPOLVERE - 42,8% TNT, 28,6% cotone ad aria calda, 28,6% tessuto meltblown** - Non schiacciare eccessivamente durante il trasporto per evitare di danneggiare la confezione. Validità di 3 anni, non utilizzare oltre il periodo di validità.

PT Deve ser envergada para bloquear a expiração ou a emissão de partículas contaminantes da boca e da cavidade nasal para os ambientes comuns - **NO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ANTIPOLVO - 42,8% TNT, 28,6% algodão de ar quente, 28,6% tecido meltblown** - Não comprima excessivamente durante o transporte para evitar de danificar a embalagem. Validade de 3 anos, não utilize para além do período de validade.

RO Este folosită pentru a bloca expirația sau emisia de particule contaminate din gură și cavitatea nazală în mediile comune - **NESTERILĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, ANTI PRAF - 42,8% TNT, 28,6% bumbac cu aer cald, 28,6% țesătură nețesută** - Nu strângeți excesiv în timpul transportului pentru a evita deteriorarea ambalajului. Valabilitate 3 ani, a nu se utiliza dincolo de perioada de valabilitate.

CZ Nasazuje se za účelem blokování výdechu nebo emisí kontaminujících částic z úst a nosní dutiny v běžném prostředí **NESTERILNÍ, JEDNORÁZOVÁ, PROTI PRACHU - 42,8% TNT, 28,6% horkovzdušná bavlna, 28,6% tkanina meltblown** - Během přepravy nadměrně nestlačujte, aby nedošlo k poškození balení. Použitelnost 3 roky, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

UK **Wearing instructions**

- Place the nose piece on your nose and the mask on your chin.
- Pull the elastic loops behind your ears and adjust the mask.
- Adjust the nose piece to your nose.
- Make sure that the mask fits close to your face.

⚠ WARNING

a. Risk may be expected if the product is used in a surgical setting or in a setting with significant exposure to bodily or other hazardous liquids or fluids; or used in a clinical setting where the risk of infection through inhalation is high; or used in the presence of a high intensity heat source or flammable gas.

b. The product is not designed for use in an anoxic or an underwater environment.

c. Check for integrity before use.

d. This product is not a respirator.

e. The mask does not eliminate the risk of contracting any disease or infection.

f. Failure to properly use and maintain this product could result in illness.

g. Do not use beyond expiration date.

h. Do not use if the package is damaged.

i. Do not use with oxygen and use only in ventilated areas with oxygen >19% and only for a single work shift. The device is less effective if it is altered or damaged or if hair and beard are present. If you feel sick, leave the working area and move to an aerated area. Do not use in highly contaminated or potentially explosive areas.

IT **Per indossare**

- Posizionare il nasello sul naso e la maschera su mento.
- Tirare gli elastici dietro le orecchie e sistemare la maschera.
- Adattare il nasello al naso.
- Verificare l'aderenza al viso.

⚠ ATTENZIONE

a. È prevedibile un rischio se il prodotto viene utilizzato in ambiente chirurgico o con esposizione significativa a liquidi e fluidi corporei o altri fluidi pericolosi, se viene utilizzato in un ambiente clinico dove esiste un alto livello di rischio di infezione per inalazione o se viene utilizzato in presenza di una fonte di calore intenso o di un gas infiammabile.

b. Il prodotto non è pensato per l'uso in un ambiente anossico e un ambiente subacqueo.

c. Verificare l'integrità prima dell'uso.

d. Il prodotto non è un respiratore.

e. La mascherina non elimina il rischio di contrarre malattie o infezioni.

f. L'uso scorretto e la conservazione errata del prodotto possono comportare disturbi.

g. Non utilizzare oltre il periodo di validità.

h. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

i. Non usare con l'ossigeno e solo in area ventilata con ossigeno >19% e per singolo turno. Modifiche, danni, capelli e barba riducono l'efficacia. In caso di malessere abbandonare l'area di lavoro e raggiungere zone di aria fresca. Evitare uso in zone altamente contaminate o a rischio di esplosione.

EU: 2016/425 - EN 149:2001 + A1:2009

PT **Para envergar**

- Coloque o adaptador de nariz no nariz e a máscara no queixo.
- Puxe os elásticos para trás das orelhas e coloque a máscara.
- Ajuste o adaptador de nariz ao nariz.
- Verifique a aderência ao rosto.

⚠ ATENÇÃO

a. É previsível que haja risco se o produto for utilizado em ambiente cirúrgico ou com exposição significativa a líquidos e fluidos corporais ou outros fluidos perigosos, se for utilizado num ambiente clínico onde haja um alto nível de risco de infeção por inalação, ou se for utilizado na presença de uma fonte de calor intenso ou de um gás inflamável.

b. O produto não foi concebido para utilização num ambiente anóxico ou subaquático.

c. Verifique a integridade antes de usar.

d. O produto não é um respirador.

e. A máscara não elimina o risco de contrair doenças ou infeções.

f. A utilização incorreta e a conservação errada do produto podem implicar distúrbios.

g. Não utilize para além do período de validade.

h. Não utilize se a embalagem estiver danificada.

i. Não utilize com o oxigénio, utilize apenas numa área ventilada com oxigénio >19% e durante um único turno. Alterações, danos, cabelo e barba reduzem a eficácia. Em caso de indisposição, abandone a área de trabalho e vá para zonas com ar fresco. Evite utilizar em zonas altamente contaminadas ou com risco de explosão.

RO **Pentru folosire**

- Poziționați partea superioară pe nas și masca pe bărbie
- Trageți elasticile în spatele urechilor și așezați masca
- Adaptați partea superioară la nas
- Verificați potrivirea pe față.

⚠ ATENȚIE

a. Un risc este previzibil dacă produsul este utilizat într-un mediu chirurgical sau cu expunere semnificativă la fluide corporale și alte fluide periculoase, dacă este utilizat într-un mediu clinic în care există un nivel ridicat de risc de infecție prin inhalare sau dacă este utilizat în prezența unei surse de căldură intensă sau a unui gaz inflamabil.

b. Produsul nu este destinat folosirii într-un mediu lipsit de oxigen și într-un mediu subacvatic.

c. Verificați integritatea înainte de utilizare.

d. Produsul nu este un aparat respirator.

e. Mascara nu elimină riscul de a contracta boli sau infecții.

f. Utilizarea incorectă și depozitarea incorectă a produsului poate duce la tulburări.

g. A nu se utiliza dincolo de perioada de valabilitate.

h. Nu utilizați dacă pachetul este deteriorat.

i. Nu utilizați cu oxigen și numai în zone ventilate, cu oxigen >19% și pe durata unei singure ture de lucru. Modificările, daunele, părul lăsat peste față și barba reduc eficiența produsului. În caz de stare de rău, părăsiți zona de lucru și deplasați-vă într-o zonă cu aer proaspăt. Evitați folosirea măștii în zone puternic contaminate sau în zone ce prezintă pericol de explozie.

CZ **Způsob nasazení**

- Umístěte nosní svorku na nos a masku na bradu.
- Vytáhněte gumíčky za uši a upravte polohu masky na obličej.
- Přizpůsobte nosní díl nosu.
- Zkontrolujte přilnutí k obličejí.

⚠ POZORNOST

a. Existuje předvídatelné riziko, jestliže je výrobek používán v chirurgickém prostředí nebo s významnou expozicí tělních tekutin nebo jiných nebezpečných kapalin, je-li používán v klinickém prostředí, kde je vysoké riziko infekce inhalací, nebo pokud se používá v přítomnosti zdroje intenzivního tepla nebo hořlavého plynu.

b. Výrobek není určen pro použití v anoxickém prostředí a pod vodou.

c. Před použitím zkontrolujte neporušenost.

d. Výrobek není respirátor.

e. Masky nevylučuje riziko přenosu nemoci nebo infekci.

f. Nesprávné použití a nesprávné skladování výrobku může vést k narušení.

g. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

h. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.

i. Nepoužívejte s kyslíkem, používejte pouze ve větraném prostoru s kyslíkem >19% a na jednu směnu. Úpravy, poškození, vlasy a vousy snižují účinnost. V případě nevolnosti opusťte pracovní prostor a přemístěte se do oblasti s čerstvým vzduchem. Nepoužívejte ve vysoce kontaminovaných nebo potenciálně výbušných oblastech.

REF LK-2006 (20736)

Brand: XIQUE / Marca: XIQUE / Marca: XIQUE

Marca: XIQUE / Značka: XIQUE

Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd.
Qingcao Industrial Park, Tongcheng,
Anqing City, Anhui Province
Made in China

Imported by / Importato da / Importado por
Importat de / Importovano uživatelem:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com


LOT

EN 149:2001 + A1:2009

Notified body / Organismo notificato
Organismo notificado
Oznámený subjekt
0370

LGAI Technological Center (APPLUS)
Campus UAB,
Ronda de la Font del Carme s/n,
E-08193, Bellaterra (Barcelona), Spain

Regulation EU 2016/425
Regolamento UE 2016/425
Regulamento da UE 425/2016
Regulament UE 425/2016
Nařízení EU 2016/425




SACCHETTO BAG  PLASTICA PLASTIC

Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal

CE **0370**

NON STERILE

i

-30°C 40°C <80%

Rev. 7 - 12/21