

160mm

Value & Safe

FFP2 NR

Mascherina filtrante contro particelle
per protezione vie respiratorie
Con elastici - con valvola

Respiratory protective particle filtering mask
Earloops - with valve

Masque de protection respiratoire
avec filtrant contre les particules
Avec élastiques - avec valve

Mascarilla de protección respiratoria
con filtrante contra partículas
Con elásticos - con válvula

Máscara de proteção das vias respiratórias
com filtragem de partículas
Com elásticos - com válvula



ADULTI
ADULTS
ADULTES
ADULTOS
ADULTOS

1 Pezzo
Piece
Pièce
Pieza
Peça

PM2.5

- EN149:2001+A1: 2009
- EFFICIENZA DI FILTRAZIONE CONTRO IL PARTICOLATO AEROSOL PRIVO DI OLIO $\geq 95\%$.
- EN149:2001+A1: 2009
- FILTRATION EFFICIENCY FOR OIL-FREE MISTS $\geq 95\%$.
- EN149:2001+A1: 2009
- EFFICACITÉ DE FILTRATION CONTRE LES PARTICULES AÉROSOLS SANS HUILE $\geq 95\%$.

REF 20737 / LK-F1710 LOT

Model / Modello / Modèle / Modelo / Modelo LK-F1710


Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd.
Qingcao Industrial Park, Tongcheng,
Anqing City, Anhui Province - Made in China

Importato da / Imported by / Importé par /
Importado por / Importado por:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



PM2.5

- EN149:2001+A1: 2009
- EFICACIA DE FILTRACIÓN CONTRA LAS PARTICULAS DE AEROSOL SIN ACEITE $\geq 95\%$.
- EN149:2001+A1: 2009
- EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM CONTRA O MATERIAL PARTICULADO DE AEROSOL SEM ÓLEO $\geq 95\%$.



NB 2163
Universal Certification
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2
Blok No:44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye
İSTANBUL / TURKEY

IT - CONDIZIONI DI UTILIZZO E DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole. Tenere lontano da materiali infiammabili e inquinanti.

Scadenza/conservazione: 3 anni.
Materiali: 42,8% tessuto non tessuto; 28,6% cotone ad aria calda; 28,6% tessuto meltblown.

EN149:2001+A1: 2009
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE CONTRO IL PARTICOLATO AEROSOL PRIVO DI OLIO $\geq 95\%$.

1. Tenere la mascherina in mano con il nasello rivolto verso l'alto; far aderire la mascherina sotto il mento; tirare gli elastici per le orecchie e posizionarli dietro le orecchie. Con entrambe le mani, adattare il nasello alla forma del naso per garantire una buona aderenza. Appoggiare entrambe le mani sulla mascherina, senza spostare la mascherina.
2. Inspirare vigorosamente, trattenere il respiro per qualche secondo e verificare che la mascherina compia un movimento percepibile verso l'interno.
3. Espirare vigorosamente, trattenere il respiro per qualche secondo e verificare che la mascherina presenti un rigonfiamento percepibile verso l'esterno.

Se si riscontra una fuoriuscita di aria, ripetere le operazioni 2-3 fino a ottenere la conformità ai requisiti. Verificare che la mascherina non sia danneggiata o seriamente contaminata, gli elastici delle orecchie integri e con buona elasticità e il nasello integro. Verificare la valvola di espirazione e il disco della valvola per evitare danni o lesioni. Non usare con l'ossigeno e solo in area ventilata con ossigeno al 19% e per singolo turno. Modificare, danni, capelli e barba riducono l'efficacia. In caso di malore abbandonare l'area di lavoro e raggiungere zone di aria fresca. Evitare uso in zone altamente contaminate o a rischio di esplosione.

GB - CONDITIONS OF USE AND STORAGE

Store in a dry, well-ventilated place away from direct sunlight. Keep away from flammable and polluting materials.

Expiry/Shell life: 3 years.
Materials: 42.8% non-woven fabric; 28.6% hot air cotton; 28.6% melt-blown fabric.

EN149:2001+A1: 2009
FILTRATION EFFICIENCY FOR OIL-FREE MISTS $\geq 95\%$.

1. Hold the mask in your hand with the nose piece facing upwards; fit the mask so that it adheres under your chin; pull on the elastic ear loops and place them behind your ears. Using both hands, adapt the nose piece to the shape of your nose to ensure proper adherence. Place both hands on the mask without moving the mask.
2. Breathe in deeply, hold your breath for a few seconds and check that the mask visibly moves inwards.
3. Breathe out heavily, hold your breath for a few seconds and check that the mask visibly swells outwards.

If air escapes, repeat the operation 2-3 times until the mask complies with the requirements. Check that the face mask is not damaged or seriously contaminated, that the elastic ear loops

are intact with good elasticity, and that the nose piece is intact. Check the exhalation valve and the valve disc to avoid damage or injury. Do not use with oxygen and use only in ventilated areas with 19% oxygen and for one shift only. Any modifications, damage or the presence of hair and beards will decrease efficiency. If you feel unwell, leave the work area and return to areas with fresh air. Avoid use in highly contaminated areas or at risk of explosion.

FR - CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONSERVATION

Conservé dans un lieu sec et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart des matériaux inflammables et polluants.

Échéance/conservation: 3 ans.
Matériaux: 42,8% tissu non-tissé; 28,6% coton à air chaud; 28,6% tissu meltblown.

EN149:2001+A1: 2009
EFFICACITÉ DE FILTRATION CONTRE LES PARTICULES AÉROSOLS SANS HUILE $\geq 95\%$.

1. Tenir le masque en main avec la barrette nasale orientée vers le haut, faire adhérer le masque sous le menton; tirer les élastiques pour les oreilles et les positionner derrière les oreilles. À l'aide de vos deux mains, adaptez la barrette nasale à la forme du nez pour garantir une bonne adhérence. Appuyer les deux mains sur le masque, sans déplacer le masque.
2. Inspirer vigoureusement, retenir sa respiration pendant quelques secondes et vérifier que le masque accomplit un mouvement perceptible vers l'intérieur.
3. Expirer vigoureusement, retenir sa respiration pendant quelques secondes et vérifier que le masque présente un renflement perceptible vers l'extérieur.

Si l'on relève une fuite d'air, répéter les opérations 2-3 jusqu'à obtenir la conformité aux exigences. Vérifier que le masque n'est pas endommagé ou sérieusement contaminé, que les élastiques des oreilles sont intègres et avec une bonne élasticité et que la barrette nasale est intégrale. Vérifier la valve d'expiration et le disque de la valve pour éviter des dommages ou des lésions.

Ne pas utiliser avec l'oxygène et uniquement dans une zone aérée avec de l'oxygène à 19% et pour un seul roulement.

Les modifications, dommages, cheveux et barbe réduisent l'efficacité. En cas de malaise, abandonner la zone de travail et rejoindre des zones d'air frais. Éviter l'utilisation dans des zones hautement contaminées ou à risque d'explosion.

ES - CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa. Mantener alejado de materiales inflamables y contaminantes.

Expiración/almacenamiento: 3 años.
Materiales: 42,8% de tela no tejida; 28,6% de algodón de aire caliente; 28,6% de tela meltblown.

EN149:2001+A1: 2009
EFICACIA DE FILTRACIÓN CONTRA LAS PARTICULAS DE AEROSOL SIN ACEITE $\geq 95\%$.

1. Sostenga la mascarilla en su mano con el clip nasal hacia arriba; coloque la mascarilla debajo de su barbilla; tire de los elásticos de la oreja

y colóquelos detrás de sus orejas. Con ambas manos, ajuste el clip nasal a la forma de la nariz para asegurar un buen ajuste. Ponga ambas manos en la mascarilla, sin mover la mascarilla.

2. Inhale vigorosamente, contenga la respiración durante unos segundos y compruebe que la mascarilla haga un movimiento perceptible hacia adentro.

3. Exhale vigorosamente, contenga la respiración por unos segundos y verifique que la mascarilla presente un abultamiento externo perceptible. Si hay una fuga de aire, repita los pasos 2-3 hasta que se cumplan los requisitos.

Compruebe que la mascarilla no esté dañada o seriamente contaminada, que los elásticos de las orejas estén intactos y con buena elasticidad y que el clip nasal esté intacto. Compruebe la válvula de exhalación y el disco de la válvula para ver si hay daños o lesiones. No lo utilice con oxígeno y solo en un área ventilada con 19% de oxígeno y por un solo turno. Los cambios, daños, así como cabellos o barba reducen su eficacia. En caso de malestar abandone el área de trabajo y diríjase hacia zonas con aire fresco. Evite el uso en zonas altamente contaminadas o con riesgo de explosión.

PT - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e bem ventilado, protegido da luz solar direta. Manter longe de materiais inflamáveis e poluentes.

Prazo de validade / conservação: 3 anos.
Materiais: 42,8% tecido não tecido; 28,6% algodão de ar quente; 28,6% tecido meltblown.

EN149:2001+A1: 2009
EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM CONTRA O MATERIAL PARTICULADO DE AEROSOL SEM ÓLEO $\geq 95\%$.

1. Segure a máscara na mão com o encaixe nasal voltado para cima; faça a máscara aderir debaixo do queixo; puxe os elásticos para as orelhas e posicione-os atrás das orelhas. Com ambas as mãos, adapte o encaixe nasal ao formato do nariz para garantir uma boa aderência. Coloque ambas as mãos na máscara, sem movê-la.

2. Inspire vigorosamente, sustenha a respiração por alguns segundos e verifique se a máscara faz um movimento perceptível para dentro;

3. Espire vigorosamente, sustenha a respiração por alguns segundos e verifique se a máscara apresenta um inchaço perceptível para fora. Caso encontre uma fuga de ar, repita as operações 2-3 até obter a conformidade com os requisitos. Verifique se a máscara não está danificada ou seriamente contaminada, se os elásticos das orelhas estão intactos e com boa elasticidade e se o encaixe nasal está intacto. Verifique a válvula de exalação e o disco da válvula para evitar danos ou ferimentos.

Não utilize com o oxigênio, utilize apenas numa área ventilada com oxigênio a 19% e durante um único turno. Alterações, danos, cabelo e barba reduzem a eficácia. Em caso de indisposição, abandone a área de trabalho e vá para zonas com ar fresco.

Evite utilizar em zonas altamente contaminadas ou com risco de explosão.

130mm