



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

# BATAS CIRÚRGICAS REFORÇADAS - ESTÉRIL

## PORTUGUÊS

**Nome do produto** Bata descartável reforçada SMMS (Estéril)

**Código do produto** FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L,

FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

**Tamanho do produto** Unidade: cm

CÓDIGO GIMA	21052	21053	21054	21055
CÓDIGO FULL GUARD	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Tamanhos	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Comprimento (do ombro à bainha)	120	120	130	140
Largura (mono camada)	140	150	150	160
Comprimento do cinto	65	65	65	69
Comprimento da manga	58	59	59	61
Desvio	±2	±2	±2	±2

**Modelo do Produto** Tipo Bata. M/L/XL/XXL

**Estrutura e Composição** O produto utiliza 50g SMMS tecido não tecido. É composta por frente, costas, mangas, fitas e punho. O processo tecnológico consiste em corte, soldadura ultrassônica, fitas, velcro, punho, dobragem, selagem.

**Utilização prevista** Os produtos são utilizados principalmente para isolamento geral em clínicas ambulatórias, salas de tratamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para o controlo de infeções.

**Contraindicações** Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, o produto estiver húmido ou bolorento, não os utilize.

**Modo de utilização do produto** Abra a embalagem e retire o produto, sacuda suavemente a bata, levante as laterais da gola, insira as mãos nas mangas, estenda os braços para a frente e amarre os cintos.

**Armazenamento** Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.

### ⚠ Aviso

1. Este produto é um produto descartável, não o reutilize.
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
3. É proibido usar quando a embalagem ou o produto estiverem danificados.

**Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.**





















**Validade** 3 anos.

**Data de fabrico** Veja a data na embalagem

**Data de validade** Veja a data na embalagem

### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

 REF	Código produto		Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco	 MD	Producto sanitario
 LOT	Número de lote		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Data de validade		Límite de temperatura
	Fabricante		Data de fabrico		Esterilizado com óxido de etileno		Este lado arriba
	Límite de humidade		No usar si el paquete está dañado		Representante autorizado na União Europeia		Frágil, manipular con cuidado
	Dispositivo descartável, não reutilizar		Consulte as instruções de uso		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente	 UDI	Identificador exclusivo do dispositivo

**GIMA 21052**

**GIMA 21053**

**GIMA 21054**

**GIMA 21055**



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd  
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China



**FGS-RF-SM50-M**

**FGS-RF-SM50-L**

**FGS-RF-SM50-XL**

**FGS-RF-SM50-XXL**



**ZOUSTECH S.L.**

Pso. Castellana, 141 - Planta 19,

28046 - Madrid, Spain

Importado por:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

