

iHealth®

Wireless Body Analysis Scale

FR Balance d'Analyse Corporelle Connectée

IT Bilancia pesapersone con analisi corporea wireless

ES Báscula inalámbrica de análisis corporal

DE Drahtlose Körperanalysewaage

PT Balança de Análise Corporal sem Fios

NL Draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse

GR Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης



OWNER'S MANUAL

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

ES MANUAL DE USUARIO

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

PT MANUAL DO PROPRIETÁRIO

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ÍNDICE

UTILIZAÇÃO PREVISTA	1
NOTA IMPORTANTE PARA OS UTILIZADORES	1
CONTRAINDICAÇÕES	1
MEMÓRIA OFFLINE	2
ESPECIFICAÇÕES	2
SEGURANÇA E PRECAUÇÕES GERAIS	3
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	3

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A Balança de Análise Corporal sem Fios iHealth é um instrumento eletrónico de precisão que se destina à utilização por adultos. A balança utiliza uma metodologia totalmente eletrónica e sensores de pressão para medir os componentes de composição do corpo automaticamente através de um modo não invasivo. As medições são apresentadas e armazenadas num dispositivo iPod touch, iPhone ou iPad com uma marca de data e hora.

NOTA IMPORTANTE PARA OS UTILIZADORES

As mulheres grávidas devem consultar um médico antes da utilização deste produto. Algumas condições físicas podem afetar os níveis de hidratação que podem conduzir a resultados imprecisos. Consulte o seu médico para obter mais informações. Guarde sempre a Balança de Análise Corporal sem Fios iHealth num local seco. Para garantir resultados precisos, mantenha a balança afastada de campos magnéticos, uma vez que podem afetar adversamente os resultados e provocar danos na balança.

CONTRAINDICAÇÕES

Nunca utilize este produto em combinação com dispositivos médicos eletrónicos, tais como:

- ⚠ (1) Implantes médicos eletrónicos, como "pacemakers".
- ⚠ (2) Sistemas de suporte de vida eletrónicos, como coração/pulmões artificiais.
- ⚠ (3) Dispositivos médicos eletrónicos portáteis, como eletrocardiógrafos.

Este produto pode provocar avarias nestes dispositivos, o que representa um risco para a saúde considerável para os utilizadores

de tais dispositivos.



MEMÓRIA OFFLINE

A balança pode armazenar até 200 resultados de peso para cada utilizador. Quando a memória estiver cheia, quaisquer medições novas substituem as mais antigas.

ESPECIFICAÇÕES

1. Nome do produto: Balança de Análise Corporal sem Fios iHealth
2. Modelo: HS6
3. Classificação: alimentação interna, parte aplicada tipo BF (quatro elétrodos)
4. Alimentação: 4 pilhas de 1,5 V --- AAA
Autonomia da bateria: aprox. 3 meses com uma utilização diária
5. Intervalo de medição:
Peso corporal: 11 lb-400 lb/5 kg-180 kg
Gordura corporal: 5,0%-65,0%
Temperatura: 5 °C - 40 °C (41°F-104°F)
Humidade: 20 - 85% sem condensação
Resolução da balança: 0,2 lb/0,1 kg
6. Precisão:
Peso corporal: $\pm 1,1$ lb/0,5 kg (11-110 lb / 5 kg-50 kg);
 $\pm 1\%$ (110-400 lb / 50 kg-180 kg)
Gordural corporal: $\pm 1\%$
7. Temperatura de funcionamento: 41°F-104°F (5 °C - 40 °C)
8. Humidade de funcionamento: 20 - 85% sem condensação
9. Temperatura de armazenamento e transporte: -4°F-131°F (-20 °C -

55°C)

10. Humidade de armazenamento e transporte: $\leq 90\%$ sem condensação

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES GERAIS

1. Não utilize esta balança num chão irregular, numa superfície macia ou alcatifa; ao fazê-lo, poderão resultar dados pouco fiáveis.
2. Esta Balança de Análise Corporal sem Fios foi concebida para adultos. Bebés ou crianças pequenas ou qualquer pessoa que não consiga manter-se em pé sem ajuda não devem utilizá-la.
3. Evite utilizar esta balança perto de campos magnéticos fortes, tais como fornos micro-ondas, etc.
4. A balança mantém as suas características de segurança e desempenho durante 10 000 medições ou dois anos de utilização.

INFORMAÇÃO SOBRE A GARANTIA

A Balança de Análise Corporal sem Fios iHealth está garantida contra a existência de defeitos de matéria-prima e mão-de-obra surgidos no prazo de 1 ano a partir da data de compra quando utilizada de acordo com as instruções fornecidas. As garantias acima só podem ser alargadas ao adquirente original. Ao nosso exclusivo critério, procederemos à reparação ou substituição de qualquer produto abrangido pelas garantias acima. A reparação ou substituição é da nossa responsabilidade e a única solução ao abrigo das garantias acima.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Símbolo para “O MANUAL DO PROPRIETÁRIO TEM DE SER LIDO”



Símbolo para “ATENÇÃO”



Símbolo para “PARTES APLICADAS DE TIPO BF”



Símbolo para “PROTEÇÃO AMBIENTAL – Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Recicle nos pontos de recolha existentes. Consulte as autoridades locais ou o retalhista para obter conselhos de reciclagem”.



Símbolo para “FABRICANTE”



Símbolo para “MANTER SECO”



Símbolo para “Ano de fabrico”

Por este meio a [iHealth Lab Inc.] declara que este [HS6 CORE] está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da Diretiva 1999/5/CE. A Diretiva 1999 /5/CE, a declaração de conformidade CE podem ser transferidos a partir do seguinte link:

<https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>



ANDON HEALTH CO., LTD.



No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District,
Tianjin 300190, China. Tel: 86-22-60526161

iHealth é uma marca comercial da iHealth Lab Inc.

Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.