

**FOLHETO INFORMATIVO**

Uma teste rápido para a deteção qualitativa de antígenos de *Streptococcus A* em amostras de zaragatoa de garganta. Apenas para utilização em diagnóstico *in vitro* laboratorial e no ponto de cuidados.

**USO PREVISTO**

O Teste rápido Strep A consiste num imunoenensaio cromatográfico rápido para a deteção qualitativa de antígenos de *Streptococcus A* em amostras de zaragatoa de garganta. O Teste rápido Strep A destina-se apenas para utilização em diagnóstico *in vitro* laboratorial e no ponto de cuidados e destina-se apenas a ser utilizado como um complemento no diagnóstico de infeções por *Streptococcus do grupo A*.

O teste oferece resultados de teste preliminares, os resultados negativos não excluem uma infeção por estreptococos A e não podem ser usados como a única base para o tratamento ou outras decisões de gestão. Não se destina ao autoteste.

**SUMÁRIO**

O *Streptococcus pyogenes* consiste num tipo de cocos gram positivos sem motilidade, que contém antígenos Lancefield do grupo A que podem causar graves infeções tais como faringite, infeção respiratória, impetigo, endocardite, meningite, septicemia puerperal e artrite.<sup>1</sup> Por tratar, estas infeções podem originar complicações graves, incluindo febre reumática e abscesso peritonsilar.<sup>2</sup> Os procedimentos de identificação tradicionais para infeção por *Streptococcus do grupo A* envolvem o isolamento e a identificação de organismos viáveis usando técnicas que exigem 24 a 48 horas ou mais longas.<sup>3</sup>

O Teste rápido Strep A consiste num teste rápido para detetar qualitativamente a presença de antígenos de estreptococos A em amostras de zaragatoa de garganta, oferecendo resultados em 5 minutos. O teste utiliza anticorpos específicos para *Streptococcus do grupo A* de Lancefield de célula inteira para detetar seletivamente antígenos de *Streptococcus A* numa amostra de zaragatoa de garganta.

**PRINCÍPIO**

O Teste rápido Strep A é um imunoenensaio de fluxo lateral, qualitativo para a deteção de antígenos de carboidratos do estreptococos A numa zaragatoa de garganta. Neste teste, a região da linha de teste é revestida com um anticorpo específico para o antígeno de carboidrato do estreptococo A. Durante o teste, a amostra de zaragatoa de garganta extraída reage com um anticorpo de estreptococos A que está revestido nas partículas. A mistura migra para a membrana para reagir com o anticorpo de estreptococos A na membrana e gera uma linha colorida na zona da linha de teste. A presença desta linha colorida na região da linha de teste indica um resultado positivo, enquanto a sua ausência indica um resultado negativo. Para servir como um controlo do procedimento, uma linha colorida aparecerá sempre na região da linha de controlo, indicando que o volume adequado de amostra foi adicionado e que ocorreu a absorção capilar da membrana.

**REAGENTE**

O teste contém anticorpos do estreptococos A e partículas revestidas Biotina-BSA, anticorpos de Estreptavidina-Coelho IgG e de estreptococos A revestidos na membrana.

**AVISOS E PRECAUÇÕES**

Leia todas as informações neste folheto informativo antes de realizar o teste.

- Apenas para utilização em diagnóstico *in vitro* laboratorial e no ponto de cuidados. Não use após a data de validade.
- Não coma, beba nem fume na área onde as amostras e os kits são manuseados.
- Manuseie todas as amostras como se contivessem agentes infecciosos. Observe as precauções estabelecidas contra os perigos microbiológicos ao longo do procedimento e siga os procedimentos padrão para uma eliminação adequada das amostras.
- Utilize vestuário de proteção tal como batas laboratoriais, luvas descartáveis e proteção ocular quando as amostras forem analisadas.
- O teste usado deve ser descartado de acordo com os regulamentos locais.
- A humidade e a temperatura podem afetar os resultados de forma adversa.
- Não use o teste se a bolsa estiver danificada. Não divida os produtos para os utilizar.
- O reagente de extração 1 contém NaNO<sub>2</sub>. Se a solução entrar em

- contacto com a pele ou os olhos, enxague com água em abundância.
- Não troque as tampas do frasco de reagente.
- Não troque as tampas do frasco de solução de controlo externo.
- Lave bem as mãos antes e após o manuseamento.
- Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes.
- Os componentes fornecidos no kit são aprovados para serem utilizados no Teste rápido Strep A. Não utilize com nenhum outro componente de kit comercial.


**ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE**

O kit pode ser armazenado à temperatura ambiente ou refrigerado (2-30 °C). O teste é estável até a data de validade impressa na bolsa selada. O teste deve permanecer na bolsa selada até à sua utilização. **NÃO CONGELE.** Não use para lá da data de validade.

**Nota:** Sugere-se a utilização da tira de teste dentro de uma hora após a sua remoção da saqueta de alumínio.

**COLHEITA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS**

- Colha a amostras de zaragatoa de garganta com a zaragatoa esterilizada que é fornecida no kit.
- As instruções para a colheita de uma amostra de zaragatoa da orofaringe são as seguintes:
  1. Insira a zaragatoa na faringe posterior e nas amígdalas.
  2. Esfregue a zaragatoa sobre ambos os pilares das amígdalas e orofaringe posterior e evite tocar na língua, dentes e gengivas.
  3. Retire a zaragatoa.
- A testagem deve ser realizada imediatamente após a colheita da amostra. Se a amostra não for processada imediatamente, recomenda-se vivamente que a amostra de zaragatoa seja armazenada num tubo de plástico limpo e seco no prazo de 8 horas à temperatura ambiente ou 72 horas entre 2 °C e 8 °C antes do teste.



**MATERIAIS**

Materiais fornecidos

	Tamanho do kit	25T/kit
	Tiras de teste	25
	Folheto informativo	1
	Tubos de extração	25
	Zaragatoas esterilizadas	25
	Estação de trabalho	1
Componentes	Reagente de extração 1 10 mL (NaNO <sub>2</sub> a 13,8%, vermelho de fenol a 0,0004%), tampa vermelha	1
	Reagente de extração 2 10 mL (ácido cítrico a 0,5184%, proclina 300 a 0,02%), tampa amarela	1
	Controlo positivo 0,5 mL (estreptococos A não viáveis, proclina 300 a 0,02%, BSA a 0,5%), tampa azul	1
	Controlo negativo 0,5 mL (estreptococos C não viáveis, proclina 300 a 0,02%, PBS), tampa verde	1

Materiais necessários mas não fornecidos  
- Temporizador

**INDICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO**



Permita que o teste, o reagente, a amostra de zaragatoa da garganta e/ou os controlos atinjam a temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar o teste.

1. Retire a tira de teste da saqueta de alumínio selada e use-a no espaço de uma hora. Os melhores resultados podem ser obtidos se o teste for realizado imediatamente após a abertura da folha de alumínio.
2. Insira o tubo de extração na estação de trabalho, segure no frasco de reagente de extração 1 na vertical e adicione 4 gotas completas

(com aproximadamente 240 µL) de reagente de extração 1 a um tubo de extração. O reagente de extração 1 é vermelho. Segure no frasco de reagente de extração 2 na vertical e adicione 4 gotas completas (cerca de 160 µL) ao tubo. O reagente de extração 2 é transparente. Misture a solução agitando suavemente o tubos de extração. A adição de reagente de extração 2 ao reagente de extração 1 altera a cor da solução de vermelho para amarelo. (Ver a ilustração 1.)

3. Adicione imediatamente a zaragatoa no tubo de extração, agite vigorosamente a zaragatoa 15 vezes e deixe a zaragatoa no tubo de teste de extração durante 1 minuto. (Ver a ilustração 2.)
4. Pressione a zaragatoa contra a lateral do tubo e aperte o fundo do tubo enquanto remove a zaragatoa de forma a que a maior parte do líquido permaneça dentro do tubo. Elimine a zaragatoa. (Ver a ilustração 3.)
5. Com as setas a apontar para baixo, coloque a tira de teste no tubo de solução e, em seguida, ative o cronómetro. Se o procedimento for seguido corretamente, o líquido deve ficar ao nível da linha máxima (MÁX) ou logo abaixo da mesma na tira de teste. (Ver a ilustração 4.)
6. Aguarde que as linha(s) coloridas apareçam. Leia o resultado passados 5 minutos. Não interprete o resultado passados 10 minutos. (Ver a ilustração 5.)

**Nota:** Não é aconselhável usar o reagente de extração 1 e o reagente de extração 2 6 meses ou mais após a abertura do frasco.



**INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS**

(Consulte a ilustração acima)  
**POSITIVO:** Surgem duas linhas coloridas. Uma linha colorida deve aparecer na zona da linha de controlo (C) e a outra linha colorida deve aparecer na zona da linha de teste (T). Um resultado positivo indica que foi detetado estreptococos A na amostra.

**\*NOTA:** A intensidade da cor na zona da linha de teste (T) irá variar dependendo da concentração de estreptococos A presente na amostra.  
**NEGATIVO:** Aparece uma linha colorida na região da linha de controlo (C). Nenhuma linha aparece na região da linha de teste (T). Um resultado negativo indica que o antígeno de estreptococos A não está presente na amostra, ou está presente abaixo do limite detetável do teste. A amostra do paciente deve ser submetida a cultura para confirmar a ausência de infeção por estreptococos A. Se os sintomas clínicos não forem congruentes com os resultados, obtenha outra amostra para cultura.

**INVÁLIDO:** A linha de controlo não aparece. Volume insuficiente de amostra ou técnicas de procedimento incorretas são os motivos mais prováveis para falha da linha de controlo. Releia o procedimento e repita o teste com um novo teste. Se o problema persistir, pare imediatamente de usar o kit de teste e contacte o seu distribuidor local.

**CONTROLO DE QUALIDADE**

**Controlo de qualidade interno**

Os controlos internos do procedimento vêm incluídos com o teste. Uma linha colorida irá aparecer na zona de controlo (C) num controlos internos do procedimento. Confirma que existe volume de amostra suficiente, absorção adequada da membrana e técnica correta do procedimento.

**Controlo de qualidade externo**

É recomendável a execução de um controlo externo positivo e negativo com cada kit, e conforme seja considerado necessário pelos procedimentos laboratoriais internos. Os controlos externos positivo e negativo são fornecidos no kit. Em alternativa, podem ser usadas como controlos externos as estirpes de referência de *Streptococcus do grupo A* e não grupo A. Alguns controlos comerciais podem conter conservantes que interferem; por conseguinte, não se recomenda a utilização de outros controlos comerciais.

**Procedimento para o teste de controlo de qualidade externo**

1. Adicione 4 gotas completas de reagente de extração 1 e 4 gotas completas de reagente de extração 2 a um tubo de extração. Toque no fundo do tubo suavemente para misturar o líquido.
2. Adicione 1 gota completa de solução de controlo positivo ou negativo ao tubo, segurando no frasco na vertical.
3. Com as setas a apontar para baixo, coloque o teste no tubo de solução e, em seguida, ative o cronómetro. Se o procedimento for seguido corretamente, o líquido deve ficar ao nível da linha máxima (MÁX) ou logo abaixo da mesma no teste. Ver a ilustração 4.
4. Aguarde que as linha(s) coloridas apareçam. Leia o resultado passados 5 minutos. Não interprete o resultado passados 10 minutos. Ver a ilustração 5.

Se os controlos não produzirem os resultados esperados, não use os resultados do teste. Repita o teste ou contacte o seu distribuidor.

**Nota:** O CONTROLO POSITIVO e o CONTROLO NEGATIVO são reagentes qualitativos e não devem ser usados como calibradores quantitativos. Este controlo só pode ser usado para validar o desempenho do Teste rápido Strep A fabricado pela empresa.

**LIMITAÇÕES**

1. O Teste rápido Strep A destina-se unicamente a diagnóstico *in vitro*. O teste deve ser usado para a deteção de antígenos de *Streptococcus A* em amostras de zaragatoa de garganta apenas em amostras de zaragatoa de garganta. Nem o valor quantitativo nem a taxa de aumento da concentração de antígeno de *Streptococcus A* pode ser determinada por este teste qualitativo.
2. Este teste só irá indicar a presença de antígenos de *Streptococcus A* na amostra de bactérias *Streptococcus do grupo A* viáveis e não viáveis.
3. Um resultado negativo deve ser confirmado por cultura. Um resultado negativo pode ser obtido se a concentração de antígeno de *Streptococcus A* na zaragatoa de garganta não for adequada ou estiver abaixo do limite detetável do teste.
4. Excesso de sangue ou muco na amostra de zaragatoa pode interferir com o desempenho do teste e pode produzir um resultado falso positivo.
5. Tal como com todos os testes diagnósticos, todos os resultados devem ser interpretados em conjunto com as outras informações clínicas disponíveis para o médico.

**CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO**

**Precisão**

O teste clínico foi realizado num total de 361 amostras de zaragatoa de garganta. Os testes foram estudados por comparação em paralelo com a cultura.

Para o estudo de utilizador de campo, concluiu-se que 103 amostras foram consideradas positivas em cultura e 99 foram também positivas no Teste rápido Strep A; 258 amostras foram consideradas negativas em cultura e 252 foram também consideradas negativas no Teste rápido Strep A. Com base nestes dados, a **Precisão** é de 97,2% para o Teste rápido Strep A.

Para o estudo profissional, concluiu-se que 103 amostras foram

consideradas positivas em cultura e 99 foram também positivas no teste rápido de estreptococos A; 258 amostras foram consideradas negativas em cultura e 252 foram também consideradas negativas no teste rápido de estreptococos A. Com base nestes dados, a **Precisão** é de 97,2% para o teste rápido de estreptococos A.

Comparação de métodos	Utilizador de campo			Profissional			
	Cultura		Total	Cultura		Total	
	Positivo	Negat.		Positivo	Negat.		
Teste rápido Strep A	Positivo	99	6	105	99	6	105
	Negat.	4	252	256	4	252	256
	Total	103	258	361	103	258	361
Sensibilidade relativa	96,1% (95%CI*: 90,4%-98,9%)			96,1% (95%CI*: 90,4%-98,9%)			
Especificidade relativa	97,7% (95%CI*: 95,0%-99,1%)			97,7% (95%CI*: 95,0%-99,1%)			
Precisão	97,2% (95%CI*: 95,0%-98,7%)			97,2% (95%CI*: 95,0%-98,7%)			

\*Intervalos de confiança

**Sensibilidade**

O Teste rápido Strep A é capaz de detetar níveis de estreptococos A tão baixos como 1E+07 org/mL (1E+05 org/teste).

**Efeito gancho**

Não existe um efeito gancho de dose com o teste, quando o nível de estreptococos A não é superior a 1E+12 org/mL (1E+10 org/teste).

**Precisão**

Determinou-se a precisão usando sete amostras: Amostra negativa com BSA-PBS a 0,5%, amostras positivas 5E+06 org/mL, 1E+07 org/mL, 1,5E+07 org/mL, 2E+07 org/mL, 2,5E+07 org/mL, 1E+08 org/mL. O estudo foi realizado em 6 réplicas por dia durante 5 dias consecutivos em 3 locais diferentes usando 3 lotes separados de Teste rápido Strep A (um lote por local) e três operadores por local. Os resultados de precisão corresponderam a alta precisão com BSA-PBS a 0,5%, 5E+06 org/mL, 1E+07 org/mL, 1,5E+07 org/mL, 2E+07 org/mL, 2,5E+07 org/mL, 1E+08 org/mL.

**Reatividade cruzada**

Os organismos seguintes foram testados a 1E+07org/mL e foram todos determinados como sendo negativos quando testados com o Teste rápido Strep A. Não foram testadas estirpes que produzem mucoides.

<i>Streptococos do grupo B</i>	<i>Neisseria meningitidis</i>	<i>Serratia marcescens</i>
<i>Streptococos do grupo F</i>	<i>Neisseria sicca</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	<i>Branhamella catarrhalis</i>	<i>Bordetella pertussis</i>
<i>Streptococcus mutans</i>	<i>Streptococos do grupo C</i>	<i>Neisseria gonorrhoea</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Streptococos do grupo G</i>	<i>Neisseria subflava</i>
<i>Corynebacterium diphtheria</i>	<i>Streptococcus sanguis</i>	<i>Hemophilus influenza</i>
<i>Candida albicans</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
<i>Enterococcus faecalis</i>		

**Substâncias interferentes**

Os seguintes compostos também foram testados usando o Teste rápido Strep A e não foram observadas interferências.

<i>Pastilhas para a tosse Cherry Halls</i>	<i>Spray Vicks Chloraseptic</i>
<i>Pastilhas para a tosse Menthol Halls</i>	<i>Spray Cepacol Chloraseptic</i>
<i>Xarope para a tosse Robitussin</i>	<i>Antisséptico bucal Listerine</i>
<i>Xarope para a tosse Dimetapp</i>	<i>Antisséptico bucal Scope</i>

**BIBLIOGRAFIA**

- Murray, P.R., et al. Manual of Clinical Microbiology, 6th Edition, ASM Press, Washington D.C., 1995, p. 299-307.
- Webb, KH. Does Culture Confirmation of High-sensitivity Rapid Streptococcal Tests Make Sense? A Medical Decision Analysis. Pediatrics (Feb 1998), 101:2.
- Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM, Kaplan EL, Schwartz RH. Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. Clinical Infectious Diseases (1997), 25: 574-83.

**Índice de Símbolos**

	Fabricante		Importado por
	Número de lote		Código produto
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i> em conformidade com a regulamento (UE) 2017/746		Representante autorizado na União Europeia
	Não use se o pacote estiver danificado		Consultar as instruções de uso ou consultar as instruções de uso eletrónicas
	Data de validade		Dispositivo descartável, não reutilizar
	Contém <n> de teste		Limite de temperatura
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Aviso
	Identificador exclusivo do dispositivo		

**CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA**

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.



PROFESSIONAL MEDICAL

**TESTE RÁPIDO STREP A**

Amostra: *Zaragatoa de garganta*

**REF IST-N501 (GIMA 24521)**

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.  
#550, Yinhai Street  
Hangzhou Economic & Technological Development Area  
Hangzhou, 310018 P.R. China  
Web: www.alltests.com.cn  
Email: info@alltests.com.cn  
Made in China

MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10, 48163  
Muenster, Germany

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Zaragatoa esterilizada  
Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd  
Touqiao Town, Guangling District,  
Yangzhou, Jiangsu 22519 China  
Made in China

Llins Service & Consulting GmbH  
Obere Seegasse 34/2, 69124  
Heidelberg, Germany

