

PORTUGUÊS

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR


O termómetro digital fornece uma leitura rápida e altamente precisa de uma temperatura corporal individual. O termómetro digital destina-se a medir a temperatura do corpo humano em modo regular por via oral, retal ou debaixo do braço, e o dispositivo é reutilizável para uso clínico ou doméstico em pessoas de todas as idades. Para compreender melhor as suas funções e fornecer anos de resultados fiáveis, leia primeiro todas as instruções.

Este aparelho está em conformidade com as seguintes normas:

EN 12470-3 Termómetros clínicos - Parte 3: Desempenhos dos termómetros elétricos compactos (de comparação e extrapolação) com dispositivo de máximo,

ISO 80601-2-56 Equipamento de eletromedicina —Parte 2-56: Requisitos particulares de segurança básica e de desempenho essencial de termómetros clínicos para medição da temperatura corporal,

EN 60601-1-11 Equipamento de eletromedicina —Parte 1-11: Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Os requisitos para os equipamentos e sistemas de eletromedicina utilizados em ambiente de cuidados de saúde no domicílio e cumpre com os requisitos das normas EN 60601-1-2(CEM), CEI/EN60601-1(Segurança). E o fabricante está certificado com ISO 13485.



⚠ Aviso:


- Leia as instruções cuidadosamente antes de utilizar o termómetro digital.
- Perigo de asfixia: A tampa do termómetro e a pilha podem ser fatais, se engolidas. Não permita que as crianças utilizem este dispositivo sem supervisão parental.
- Não utilize o termómetro no ouvido. A utilização designada é apenas para leituras orais, retais e no sovaco (axila).
- Não coloque a pilha do termómetro próximo de calor extremo, uma vez que pode explodir.
Nota: O uso da tampa da sonda pode resultar numa discrepância de 0,1°C (0,2°F) em relação à temperatura real.
- Remova a pilha do dispositivo quando não estiver em funcionamento durante muito tempo.
- A utilização de leituras da temperatura para autodiagnóstico é perigoso. Consulte o seu médico para interpretar os resultados. O autodiagnóstico pode levar ao agravamento das condições de doença existente. Não experimente medir quando o termómetro estiver molhado, uma vez que pode causar leituras imprecisas.
- Não morda o termómetro. Fazê-lo pode levar à quebra e/ou ferimento. Não experimente desmontar nem reparar o termómetro. Fazê-lo pode resultar em leituras imprecisas.
- Após cada utilização, desinfete o termómetro especialmente no caso de o dispositivo ser usado por mais do que uma pessoa.
- Não force o termómetro para dentro do reto. Pare a inserção e aborte a medição se sentir dor. Não o fazer pode levar a ferimento. Não utilize o termómetro oralmente após ter sido usado por via retal. Para crianças com dois anos ou mais novas, não utilize o dispositivo oralmente.
- Se a unidade tiver sido armazenada a temperaturas acima de 5°C~40°C (41°F~104°F), deixe-a à temperatura ambiente entre 5°C~40°C (41°F~104°F) por cerca de 15 minutos

PRECAUÇÃO



O desempenho do dispositivo pode degradar-se caso ocorra um ou mais eventos seguintes:

- Funcionamento fora do intervalo da temperatura e humidade declarados pelo fabricante.
- Armazenamento fora do intervalo da temperatura e humidade declarados pelo fabricante.
- Choque mecânico (por exemplo, teste de queda) ou sensor degradado.
- Temperatura do paciente abaixo da temperatura ambiente.
- * As comunicações de RF móveis e portáteis podem afetar o dispositivo. O dispositivo precisa de precauções especiais relativamente à CEM, de acordo com as informações da CEM fornecidas nos documentos de acompanhamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





Tipo:	Termómetro digital (de comparação)
Intervalo de medição:	32,0°C~42,9°C (90,0°F~109,9°F) (°C /°F escolhido pelo fabricante)
Precisão:	±0,1°C(±0,2°F) entre 35,5°C~42,0°C (95,9°F~107,6°F) a 18°C~28°C (64,4°F~82,4°F) intervalo de operação ambiente ±0,2°C (±0,4°F) para outra medição e intervalo de operação ambiente
Modo de operação:	Modo direto
Visor:	Visor de cristal líquido, 3 1/2 dígitos
Memória:	Para armazenamento do último valor medido
Pilha:	Uma pilha de 1,5 V CC de tipo botão (tamanho LR41 ou SR41, UCC 392)
Vida útil das pilhas:	Apróx. 200 horas de operação contínua ou 1 ano com 3 medições por dia
Dimensões:	13,9 cmx2,3 cmx1,3 cm (CxLxA)
Peso:	Apróx. 13 gramas incluindo a pilha
Vida útil espetável:	Três anos
Intervalo de operação ambiente:	Temperatura: 5°C~40°C(41°F~104°F) Humidade relativa: 15% ~ 95% HR Pressão Atmosférica: 700 hPa ~ 1060 hPa
Condição de armazenamento e transporte:	Temperatura: -20°C~-55°C(-4°F~131°F) Humidade relativa: 15% ~ 95% HR Pressão Atmosférica: 700 hPa ~ 1060 hPa
Classificação de proteção de entrada:	IP 27
Classificação:	Tipo BF 

USO


1. Pressione o botão On / Off junto ao visor de LCD. Será emitido um som como mostra o ecrã  , seguido da última temperatura registada. Após mostrar a temperatura de autoteste, o termómetro está agora no modo de testagem.
2. Posicione o termómetro no local desejado (boca, reto ou axila).
 - a) Uso Oral: Coloque o termómetro sob a língua, conforme indicado pela posição "v" mostrada na Figura 2. Feche a boca e respire calmamente através do nariz, para impedir que a medição seja influenciada pelo ar inspirado / expirado. Temperatura normal entre 35,7°C e 37,3°C (96,3°F e 99,1°F). Figura 2 
 - b) Uso retal: Lubrifique a ponta da sonda prateada com vaselina para inserção fácil. Insira cuidadosamente o sensor aproximadamente 1 cm (menos de 1/2") no reto. Temperatura normal entre 36,2°C e 37,7°C (97,2°F e 99,9°F).
 - c) Uso da axila: Seque a axila. Coloque a sonda na axila e mantenha o braço firmemente pressionado ao lado do corpo. De um ponto de vista médico, este método irá sempre fornecer leituras imprecisas, e não deve ser usado se forem necessárias medições precisas. Temperatura normal entre 35,2°C e 36,7°C (95,4°F e 98,1°F).
3. O sinal do grau pisca ao longo do processo de testagem. Quando parar de piscar, soar um bipe durante cerca de 10 segundos. A leitura medida irá aparecer no LCD em simultâneo. O tempo de medição mínimo até ao tom de sinalização (bipe) deve ser mantido sem exceção. A medição continua inclusivamente após o alarme de notificação. Para obter um melhor resultado de medição da temperatura corporal, recomenda-se manter a sonda na boca e no reto por cerca de 2 minutos, ou na axila por cerca de 5 minutos independentemente do som do bipe e pelo menos 30 segundos de intervalo de medição deve ser mantido.


***Nota: Normalmente os alarmes são "Bi-Bi-Bi-Bi-"; os bipes do alarme tocam mais rapidamente quando temperatura atinge 37,8(100°F) ou mais, e os zumbidos são" Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi"**
4. Para prolongar a vida útil da pilha, pressione o botão On / Off para desligar a unidade após ter concluído a testagem. Se nenhuma ação for tomada, a unidade desligará automaticamente após cerca de 10 minutos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Mensagem de erro	Problema	Solução
	A temperatura tirada é inferior a 32,0°C (90,0°F)	Desligue, aguarde um minuto e tire uma nova temperatura por contacto próximo e descanso suficiente.
	A temperatura tirada é superior a 42,9°C (109,9°F)	Desligue, aguarde um minuto e tire uma nova temperatura por contacto próximo e descanso suficiente.
	O sistema não está a funcionar corretamente.	Descarregue a bateria, aguarde 1 minuto e religue-a. Se a mensagem reaparecer, entre em contacto com o revendedor para obter assistência.
	Bateria descarregada: O ícone da bateria está a piscar, não pode ser medida.	Substitua a bateria.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

1. Substitua a pilha quando aparecer  no canto inferior direito do ecrã LCD.
2. Retire a tampa da pilha, conforme mostrado na Figura 3.
3. Puxe para fora cuidadosamente a placa de circuito de plástico com o alojamento da pilha aproximadamente 1 cm (um pouco menos de 1/2")
4. Utilize um objeto pontiagudo tal como uma caneta para remover a pilha antiga. Elimine a pilha segundo a legislação em vigor. Substitua por uma nova de 1,5 V CC de tipo botão LR41 ou SR41, UCC392 ou equivalente. Certifique-se de que a pilha é instalada com a polaridade "+" voltada para cima. (Veja a Figura 5)
5. Deslize o alojamento da pilha de volta para a posição e fixe a tampa.



LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Limpe o termómetro com um pano limpo e macio.

Para manchas persistentes, limpe o termómetro com um pano umedecido com água ou solução de detergente neutro e torça bem. Termine com um pano macio e seco. Para desinfecção, pode-se usar etanol 75% ou álcool isopropílico.

Observe o seguinte para evitar danos ao termómetro.

Não use benzeno, diluente, gasolina ou outros solventes fortes para limpar o termómetro.



Não tente desinfetar a seção de detecção (ponta) do termómetro imergindo em álcool ou água quente (água acima de 50°C (122 °F)).

-Não use lavagem ultrassônica para limpar o termómetro.

CALIBRAÇÃO

O termómetro é inicialmente calibrado no momento do fabrico. Se o termómetro for utilizado de acordo com a instrução de utilização, não é necessário um reajustamento periódico. No entanto, recomendamos a verificação da calibração de dois em dois anos ou sempre que a precisão clínica do termómetro estiver em questão. Ligue o termómetro e insira-o no banho de água e depois verifique a precisão laboratorial do termómetro. Por favor envie o dispositivo completo aos revendedores ou ao fabricante.

As recomendações acima não substituem os requisitos legais. O utilizador deve sempre cumprir os requisitos legais para o controlo da medição, funcionalidade e precisão do dispositivo, que são exigidos pelo âmbito das leis, directivas ou portarias relevantes onde o dispositivo é utilizado.

	Aparelho de tipo BF		Siga as instruções de uso
	Fabricante		Data de fabrico
	Armazenar em local fresco e seco		Código produto
	Guardar ao abrigo da luz solar		Número de lote
	Representante autorizado na União Europeia		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Disposição REEE		Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE
	Limite de temperatura		Grau de proteção do invólucro
	Limite de humidade		Corrente contínua
	Limite de pressão atmosférica		



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF 25557/DMT-4220



JOYTECH Healthcare CO., Ltd.
No.365, Wuzhou Road,
Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Made In China



Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe) Eiffestr. 80,
20537 Hamburg - Germany

Importato da / Imported by / Importado por / Importado por /
Importé par / Importowane przez / Εισαγωγή από /
مستورد عن طريق :

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



IP27

