



GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMÔMETRO VETERINÁRIO DIGITAL

Instruções de funcionamento:

Instruções:

1. Ligue o termômetro premindo o botão.
2. O termômetro irá emitir um bipe; quando o som parar, a unidade está pronta para ser utilizada.
3. Coloque suavemente a ponta do termômetro no reto ou no alimento ou animal.
4. Em 6 segundos, o termômetro irá emitir um bipe e apresentar a leitura da temperatura.
5. Desliga-se automaticamente após 15 segundos sem qualquer operação.

Especificações técnicas:

- Temperatura instantânea em 6 segundos.
- Bipes indicam.
- Ecrã LCD e memória.
- Apresenta a temperatura tanto na escala de Fahrenheit como de Celsius.
- Funcionamento fácil:
- Fiável, sanitário e seguro.
- Desligamento automático após 15 segundos
- Adequado para medir espécies de animais como cães, gatos, porcos, gado e por aí em diante.

Intervalo de medição:

(32,00~44,00)°C, (89,6~111,2)°F

Precisão

+/- 0,1°C entre 35,00°C a 39,00°C

+/- 0,2°F entre 95°F a 102,20°F

+/- 0,2°C abaixo de 35,00°C acima de 39,00°C

+/- 0,4°F abaixo de 95,00°F acima de 102,20°F

tipo de pilha: 2x1,5V (AAA) CC

Vida útil das pilhas: Aprox. 5000 leituras de medição Dimensões: 190x110x35mm

MM-25588-PT-Rev.0.09.17

REF

25588 / KDV-03



Kellyunion Electronics Co., Ltd
No. 114, Five Star Village, Jiangkou Town
Hanjiang District 351115 Putian, Fujian
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

EC

REP

Landlink GmbH

Dorfstrasse 2/4, Emmendingen,
79312 Germany

