



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PORTAPILLOLE WIRELESS

WIRELESS PILL DISPENSER

DISTRIBUTEUR DE PILULES SANS FIL

DISPENSADOR DE PÍLDORAS INALÁMBRICO

DISTRIBUIDOR DE COMPRIMIDOS SEM FIOS

GIMA 25871

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante:
Xiamen Zoomcare Technology Co., Ltd
Room 707, Jinfeng Building, No. 1, Linhou West Rd, Huli Dist,
Xiamen, China, Made In China
rita@zoomcaretech.com

REF M111

Importato da/ Imported By / Importé par / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Guia de Início Rápido Dispensador Automático de Comprimidos M111



■ Introdução


Obrigado por adquirir o nosso Dispensador Automático de Comprimidos M111. Este Guia de Início Rápido oferece uma breve explicação dos recursos e protocolos de uso do seu novo dispositivo. Para mais informações ou apoio técnico, pode entrar em contacto com a nossa equipa de manutenção.

■ Utilização prevista

Quer esteja a usar para manter o controlo dos seus medicamentos ou para ajudar ou informar um membro da família, este Dispensador de comprimidos promove uma saúde melhor ao alertar os utilizadores e dispensar os seus medicamentos às horas certas do dia e da semana. Organizar a medicação corretamente e atribuir as horas das doses são responsabilidades suas, do seu cuidador e/ou do seu profissional de saúde.

■ Peças e Controlos

1. Tampa superior
2. Puxador da tampa
3. Porta de dispensação
4. Janela de dosagem
5. Indicador luminoso
6. Anel de dosagem
7. Visor LCD
8. Botão A
9. Botão B
10. Botão C
11. Bandeja removível
12. Fecho da tampa
13. Porta das pilhas
14. Trinco da porta das pilhas
15. Speaker



■ Inserção das Pilhas

1. Deslize o trinco da porta das pilhas e remova a porta das pilhas.
2. Insira 4 pilhas AA com a polaridade correta e recolque a porta. O visor LCD irá acender.



Abrir ou Fechar a Tampa Superior

1. Se estiver fechado, localize o Fecho da tampa na parte inferior da unidade e insira a chave incluída, depois gire no sentido horário para abrir.



2. Coloque o Dispensador de comprimidos sobre a mesa, pressione o Puxador da tampa para libertar o trinco e levante para abrir a Tampa superior.



3. Para fechar a Tampa superior, feche a Tampa superior primeiro, pressione o Puxador da tampa para fechar e, em seguida, gire no sentido anti-horário para fechar inserindo a chave pela parte inferior.




■ Colocar o Anel de Dosagem

1. Os anéis de dosagem fornecidos com o Dispensador de comprimidos são para 1 a 9 doses por dia.

2. Coloque o Anel de dosagem correto (9) no centro da bandeja e dobre a aba para baixo para prender no seu lugar.


3. Coloque os comprimidos nas dosagens corretas em cada compartimento.

* Não coloque comprimidos nos compartimentos correspondentes às marcações vermelhas no Anel de dosagem (9).



■ Descarregar a Aplicação


Digitalize o código QR na parte de trás do dispositivo com o seu smartphone (iOS ou Android) para descarregar a Aplicação.



■ Registrar e Vincular

Ligue o Bluetooth e o GPS no smartphone, uma interface de digitalização aparecerá quando clicar em "+", digitalize o código QR na parte de trás do dispositivo para configurar a vinculação às aplicações.

Uma notificação de áudio será dada de imediato pelo dispositivo uma vez conectado. A hora nas aplicações irá sincronizar com o dispositivo.



■ Configurar o Plano de Medicação



Clique em "Alarme" para configurar "Definição de Alarme" para definir alarmes e, em seguida, clique em "Guardar" para cada alarme.

1 a 9 alarmes de medicação por dia, definindo a hora de acordo com as suas próprias necessidades.

Observação: Alguns utilizadores podem precisar de tomar medicamentos antes da hora do alarme, clique em "Dose Precoce".

■ Definição de Alarme

Cada alarme pode tirar fotos e adicionar notas para cada ranhura de medicamentos.



■ Verificação de Gravação

Clique em “Gravar” para verificar a Gravação diária e mensal.

■ Gestão do Dispositivo

Toque em “Definições” para “Gestão do dispositivo”, inclui a Definição de Parâmetros e Ajuda, Ajuda da Conexão de Bluetooth e Autorização e Desvinculação.

■ Definição de Parâmetros

1. Formato de hora

Toque em “Definições” para “Gestão do dispositivo” e toque em “Definição de parâmetros” para definir o “Formato de hora”, opção 12H ou 24H.

2. Volume

Toque em “Definições” para “Gestão do dispositivo” e toque em “Controlo de volume”, opção Silêncio, volume baixo e volume alto.

3. Hora da Campanha

Toque em “Definições” para “Gestão do dispositivo” e de seguida toque em “Hora da campanha”, a hora da campanha pode ser selecionada de 1 a 60 minutos, conforme o desejo do utilizador.

4. Definição Padrão

Se o utilizador precisar retornar à definição padrão, toque em “Redefinir” para restaurar o padrão de fábrica.

5. Definição de Reiniciar

Se o utilizador precisar de reiniciar a configuração do dispositivo, toque em “Reiniciar dispositivo”.

6. Desvinculação do Dispositivo

Na página de Gestão do dispositivo, clique em “Desvincular” para desvincular.

■ Tomar Medicação

Tanto o Dispensador de comprimidos como o smartphone avisam quando está na hora de tomar a medicação.

Deslize para abrir a Porta do Dispensador (3) e incline o Dispensador de comprimidos para colocar os medicamentos na sua palma da mão ou num recipiente adequado, o alarme e o Indicador luminoso (5) desligar-se-ão automaticamente.



■ Alerta de Pilhas Fracas

Um símbolo de pilhas fracas  no ecrã indica que as pilhas estão fracas e devem ser substituídas para garantir o funcionamento adequado. Para economizar energia, o Dispensador de comprimidos ficará em espera e o visor desligar-se-á se não houver operação por vários minutos. Para ativá-lo, basta tocar ou mover ligeiramente o Dispensador de comprimidos.



■ Definição com Botões Mecânicos

(Opcional, será desnecessário se tiver configurado com o smartphone)

Abra a Tampa superior primeiro conforme indicado anteriormente em “Abrir ou Fechar a Tampa superior”.

Definição do relógio através dos botões mecânicos

1. Mantenha pressionado o botão A por aproximadamente 3 segundos até que o símbolo “.” pare de piscar.
2. Pressione o botão B para acertar os dígitos das horas. Pressione o botão C para acertar os dígitos dos minutos.
* Ao manter pressionados os botões B ou C fará com que os dígitos acelerem.
3. Confirme as definições do relógio pressionando o botão A.



Definição e Verificação das Horas de Alarme

1. Pressione o botão A uma vez, serão exibidos um símbolo de “despertador” e o número “1”.
2. Pressione o botão B para acertar os dígitos das horas. Pressione o botão C para acertar os dígitos dos minutos.
*Ao manter pressionados os botões B ou C fará com que os dígitos acelerem.
3. Para cancelar um alarme definido previamente, continue a pressionar o botão B até “--: --” ser mostrado. Isto ocorre após 23:XX ou 11:XX p.m. Ou pressionando e segurando o botão A até “--: --” ser mostrado.
4. Depois de definir uma hora de alarme desejada, confirme pressionando o botão A. O próximo número de alarme “2” será então exibido.
5. Repita os passos 2) a 4) acima para definir o Alarme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

6. Após confirmar o Alarme 9, o ecrã voltará ao modo de relógio

Definição do formato da hora através dos botões mecânicos

1. No modo de relógio, pressione o botão C uma vez
2. para entrar na definição do formato de hora e, em seguida, pressione o botão C para alternar entre o formato de 12 e 24 horas.
3. Confirme o formato de hora selecionado ao pressionar o botão A ou aguarde aproximadamente 15 segundos

Definição do controlo de volume por botões mecânicos

1. In modalità orologio, premere una volta il pulsante C per accedere all'impostazione del controllo del volume, quindi premere il pulsante B per passare da 0, 1 e 2. “0” corrisponde a silenzioso, “1” a basso volume, “2” a alto volume.
2. Per confermare la regolazione del volume selezionata, premere il pulsante A o attendere circa 15 secondi

■ Declaração de Conformidade FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso FCC:

15.21 Informação ao utilizador.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

15.105 Informação ao utilizador.

Este equipamento foi testado e se demonstrou em cumprimento com os limites para os dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera utilizações que podem irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Contudo, não existem garantias que não irão ocorrer interferências em instalações particulares. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento, o utilizador é encorajado a experimentar corrigir as interferências por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicione a antena recetora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Para ajuda, consulte o fornecedor ou um técnico de rádio/TV experiente.

* Aviso de RF para Dispositivo portátil:

O dispositivo foi avaliado para satisfazer os requisitos gerais de exposição à RF.

O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portátil sem restrições.

■ Cuidado

Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por um tipo incorreto. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

■ Eliminação Correta deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

■ Frequência de rádio:

Bandas de frequência: 2402 MHz a 2480 MHz Máx.
Potência de transmissão: 8dBm

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto dos pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos





Certificado de conformidade

Certificado número: DL-20230712013C

Requerente: Xiamen Zoomcare Technology Co., Ltd
Room 707, Jinfeng Building, No. 1, Linhou West Rd, Huli Dist, Xiamen

Fabricante: Xiamen Zoomcare Technology Co., Ltd
Room 707, Jinfeng Building, No. 1, Linhou West Rd, Huli Dist, Xiamen

Produto: Dispensador Automático de Comprimidos

M/N: M112
M111, M115, M128, M128A, M126, M126A, M156, M156A, M105,
M100Q, M101Q

Requisito essencial	Normas Aplicadas	Número do relatório
Art.º 3.1(a) Saúde	EN 62479:2010, EN 50663:2017	DL-20230712013-1E
Art.º 3.1(b) CEM	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Esboço ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)	DL-20230712013-2E
Art.3.2 Rádio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	DL-20230712013-3E
Art.º 3.1(a) Segurança	EN CEI 62368-1:2020+A11:2020	DL-20230712013-4S

O EUT descrito acima foi testado por nós com as normas listadas e considerado em conformidade com a Diretiva de Equipamentos de Rádio (DER) 2014/53/UE do conselho. É possível utilizar a marcação CE para demonstrar a conformidade com esta Diretiva ER. Só é válido em conexão com o número do relatório de teste conforme listado.



Este certificado de conformidade é baseado em uma única avaliação da(s) amostra(s) submetida(s) do produto acima mencionado. Não implica uma avaliação de todo o produto nem é relevante. Sem a aprovação por escrito, não é permitido o uso do logotipo do laboratório de testes.

Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.
101-201, Edifício C, Shuangshan, N.º 8, Estrada de Baoqing, Zona Industrial de Baolong, Rua Baolong,
Distrito de Longgang, Shenzhen, Guangdong, China

Web: www.dl-cerc.com E-mail: Service@dl-cert.com Tel.: (+755) 400-688-3552

