



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA PER NEONATI

BABY SCALE

PÈSE-BÉBÉ

BÁSCULA PARA BEBÉS

BALANÇA DE BEBÉ

BABYWAAGE

لفظلا نازيم

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação - Bedienungsanleitung -
مادختسالا لي ليد

Modello/Model: RGZ-20A (GIMA 27302)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / غناصلا
Wuxi Weigher Factory (Limited Company)
Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu
POPLE'S REPUBLIC OF CHINA - Made in China

Importato e distribuito da / Imported and distributed by / Importé et distribué par / Importado y distribuido por
Importado e distribuido por / Importiert und vertrieben von / مت ليق نم اهعيزوتو اهداريتسا /

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Leia com cuidado este manual antes de utilizar a balança

Especificações

Tipo	RGZ-20A-YE
Máx.	20 kg/44 lb
Divisão	50 g (0 a 10 kg)/2 oz (0 a 22 lb) 100 g (10 a 20 kg)/4 oz (22 a 44 lb)
Dimensões da placa	545 x 270 (C x L)
Dimensões totais	545 x 370 x 150 (C x L x A)
Peso líquido	3,1 kg

PRESCRIÇÕES

Não utilize o equipamento no caso de estar danificado. Recorra ao seu revendedor.

Evite reparações precárias. As reparações só devem ser efetuadas com peças sobresselentes originais, as quais devem instaladas de acordo com a utilização pretendida.

Como o produto é feito de materiais à prova de corrosão adequados às condições ambientais previstas para a sua utilização normal, não requer cuidados especiais, porém é necessário armazená-lo num local fechado certificando-se de que esteja protegido de poeira e sujidade para garantir as suas condições higiénicas. Além disso, recomenda-se armazenar o produto num local que possa ser acedido facilmente pelo pessoal em caso de necessidade.

DESEMBALAGEM

Lembre-se sempre que os elementos da embalagem (papel, celofane, pontos, fita adesiva, etc.) podem cortar e/ou ferir se não forem manuseados com cuidado. Devem ser removidos com os meios adequados e não devem ser deixados à mercê de pessoas irresponsáveis; o mesmo é válido para ferramentas utilizadas para retirar embalagens (tesouras, facas etc.).

Após abrir as embalagens, primeiro de mais nada é necessário verificar todas as peças e partes que compõem o produto. Verificar se há tudo e em perfeitas condições.

INSTALAÇÃO

Após desembalar a balança, monte a bandeja fixando os dois parafusos de fixação com uma chave de fenda. Não há necessidade de calibrar a balança. Deve ser colocado sobre uma superfície plana (mesa ou chão) para uma operação correta.

OPERAÇÃO


Antes de pesar o bebé, verifique a posição da agulha, se a agulha não estiver no zero, coloque-a em zero rodando o botão de ajuste. Depois de ajustar a balança, pressione levemente para baixo na bandeja várias vezes (1-2 Kg de pressão). Se após pressionar a agulha voltar a zero, a balança está pronta para ser utilizada.

Se a criança conseguir estar em pé, pode utilizar a balança sem a bandeja. Neste caso, deixe a criança estar em pé diretamente na base da balança.

Quando a bandeja for removida, ajuste a balança novamente. A agulha deve ser ajustada a zero!

MANUTENÇÃO

O produto não requer nenhuma manutenção especial. A vida técnica da balança depende da sua utilização. É resistente à maioria dos produtos químicos, exceto M.E.K. acetonas, substâncias diluentes e removedores de tinta

 **Eliminação:** O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.