



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
مقياس طول حائطي التثبيت**

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

M27335-M-Rev.10-01-22

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



CARACTERÍSTICAS

O altímetro de parede da GIMA (cód. 27335) é um instrumento adequado para medir a altura de uma pessoa. Pode ser fixado na parede e medir até 2 m. Permite poupar espaço e fazer leituras rápidas.

INDICAÇÕES

Não puxe o mecanismo deslizando abruptamente, uma vez que a fita graduada se pode partir.

O produto deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado.



Não utilize o equipamento caso esteja danificado. Fale com o seu distribuidor.

Evite reparações duvidosas. As reparações devem ser realizadas apenas com peças sobresselentes originais, que devem ser instaladas de acordo com a utilização prevista.

Uma vez que o produto é feito de materiais resistentes à corrosão adequados às condições ambientais em que se prevê que seja normalmente utilizado, não requer cuidados especiais. Contudo, é necessário armazená-lo num local fechado e protegê-lo contra o pó e a sujidade para garantir condições higiénicas. Além disso, recomenda-se armazenar o produto num local que possa ser facilmente acessado pelo pessoal em caso de necessidade.

REMOVER DA EMBALAGEM

Lembre-se sempre de que os elementos de embalagem (papel, celofane, pontos, fita adesiva, etc.) podem cortar e/ou ferir se não forem manuseados com cuidado.

Devem ser retirados com meios adequados e não devem ser deixados à mercê de pessoas irresponsáveis. O mesmo é válido para ferramentas utilizadas para abrir embalagens (tesouras, facas, etc.).

Uma vez abertas as embalagens, é necessário, antes de mais nada, verificar todas as peças e componentes do produto. Verifique se todos estão presentes e em perfeitas condições.

INSTALAÇÃO

Para montar o altímetro de parede, o cursor deve ser posicionado na parede exatamente a uma altura de 2 metros alinhado com a base da superfície e, mantendo o produto compacto, deverá fixar a placa pequena utilizando as respetivas cavilhas. Nestas condições, a fita métrica de parede está pronta para ser utilizada.

OPERAÇÃO

Para medir a altura, basta pegar no cursor com uma mão e puxá-lo para baixo até tocar na cabeça da pessoa que está a ser medida. Em seguida, leia a medida indicada pela barra vermelha na janela de visualização.

MANUTENÇÃO

O produto foi concebido para durar muito tempo. Recomendamos que o instrumento seja limpo com um detergente delicado.



Limpe periodicamente o altímetro de parede com um pano humedecido com desinfetante. Preste especial atenção ao mecanismo deslizando.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

	Código produto		Número de lote
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Consulte as instruções de uso		Fabricante
	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE