



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso - Guia para utilização - Gebrauchsunstandhaltungsanleitung - Instrukcja obsługi  
- Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

### PORTUGUÊS

#### INTRODUÇÃO

O orquídometro é um instrumento utilizado para fornecer uma medição indicativa do volume dos testículos. É composto por um fio de doze esferas numeradas de madeira. As esferas estão ordenadas por ordem ascendente de 1 a 25 milímetros. A discrepância da dimensão dos testículos com os outros parâmetros de maturidade sexual pode ser uma indicação importante da presença de várias patologias.

É aconselhável analisar eventuais discrepâncias também com outros instrumentos para produzir um diagnóstico correto..

#### SÍMBOLOS

	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Código produto
	Número de lote

RECOMENDA-SE QUE LEIA CUIDADOSAMENTE AS SEGUINTEs INDICAÇÕES ANTES DE UTILIZAR O ORQUIDÓMETRO:

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Utilize um pano limpo ou lenço de papel ligeiramente embebido de desinfetante para limpar a superfície do orquídometro.

#### INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO ORQUIDÓMETRO

Compare as esferas do orquídometro à área dos testículos para detetar o estado da maturidade sexual. Leia o número da esfera que mais se aproxima da dimensão do testículo.

Número existente na esfera	Estado de maturidade sexual
1~3	Infância
4~6	Primeira puberdade
8, 10	Puberdade
12, 15	Puberdade avançada
20, 25	Idade adulta

O produto não é um dispositivo médico.

**A474 (Gima 27337)**

Importato e distribuído da/Imported and distributed by:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Made in China

