

**LETTINI VISITA E TRATTAMENTO STANDARD E LARGE
STANDARD AND LARGE TREATMENT TABLE
LITS ACCOMPAGNANT ET DE TRAITEMENT STANDARDS ET LARGES
CAMILLAS DE EXAMEN Y TRATAMIENTO ESTÁNDAR Y GRANDES
MARQUESAS DE CONSULTA E TRATAMENTO, PADRÃO E LARGAS
UNTERSUCHUNGS- UND BEHANDLUNGSLIEGEN STANDARD UND LARGE
IATPIKA EΞETAΣTIKA KPEBATIA STANDARD KAI LARGE**

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI - INSTRUCTIONS ET MONTAGE
MANUAL DE USO – INSTRUCCIONES Y MONTAJE
MARQUESAS DE CONSULTA E TRATAMENTO, PADRÃO E LARGAS
BETRIEBSANLEITUNG – MONTAGEANWEISUNGEN
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF**27622 - 27623 - 27624 - 27626 - 27627**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

**MD**

PRODUTOS

- 27622 – MARQUESA MÉDICA PADRÃO cor mediante solicitação
- 27623 – MARQUESA MÉDICA PADRÃO cor azul
- 27624 – MARQUESA MÉDICA PADRÃO cor bege
- 27626 – MARQUESA MÉDICA LARGA cor mediante solicitação
- 27627 – MARQUESA MÉDICA LARGA cor azul

INTRODUÇÃO

Nos termos da a regulamento (UE) 2017/745 , o produto enquadra-se nos DISPOSITIVOS MÉDICOS DA CLASSE I. Aconselha-se a leitura atenta deste manual antes de utilizar o equipamento.

DESCRIÇÃO

A Marquesa de tratamentos destina-se a ser utilizada em locais hospitalares, comunitários, unidades de cuidados continuados, clínicas médicas de fisioterapia e massagens profissionais, de consulta e para tratamentos.

As marquesas são dotadas de uma secção regulável através do movimento manual. A estrutura é robusta, desmontável, pintada com pó epóxi; o colchão possui um estofa à prova de fogo e cor mediante solicitação.

Acessórios opcionais:

- Suporte de cintagem de lençóis
- Tampão para o furo de nariz – boca

COMPONENTES:

- Colchão com estofa à prova de fogo fixado ao estrado em metal pintado
- 4 Pernas

Saco com material de montagem:

- 4 PARAFUSOS 10 x 70

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A marquesa é fornecida parcialmente montada: o colchão já está fixado à estrutura. É necessário montar as pernas e o mecanismo de elevação da cabeceira.

Comece a fase de montagem preparando um plano de trabalho horizontal estável.

1. *É necessário montar as pernas na estrutura do estofa mediante 4 parafusos 10x70 fornecidos no interior da embalagem.*



2. Inserir na sede o mecanismo de elevação da cabeceira.



FICHA TÉCNICA

	PADRÃO	LARGAS
Medidas	cm. 193 x 68 x H 78	cm. 193 x 80 x H 78
Peso	39,5 kg	43,5 kg
Capacidade máxima	180 kg	200 kg

AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- Verifique se as contraporcas estão bem apertadas.
- Respeite as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
- Evite o contacto direto com feridas abertas.
- Não está adequada para uso ao ar livre.
- Quando regular a altura da marquesa e do encosto, certifique-se que ninguém insira as mãos, pernas ou qualquer outra coisa dentro da área de movimentação: **RISCO DE ESMAGAMENTO!**
- Desloque a marquesa sem a levantar do pavimento.
- Se a marquesa possuir rodas, certifique-se antes de a deslocar que as rodas não estão travadas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA











- Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Inspeccione periodicamente todos os pontos de fixação.
- Para a conservar nas melhores condições, é aconselhável evitar a exposição prolongada à luz solar, o contacto com ambientes salinos e o armazenamento em ambientes muito húmidos.
- Lave as superfícies de aço inoxidável com água e sabão e use desinfetantes específicos.
- Enxagúe com um pano molhado e seque com cuidado.
- Não deite nas superfícies detergentes à base de cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e oleosas.
- Na limpeza não use utensílios que contenham ferro. Se for necessária a desinfestação, use apenas produtos adequados não corrosivos.

INDICAÇÕES DE LIMPEZA PARA O TECIDO:

Limpar com tecido humedecido e ensaboado e enxaguar bem com água limpa.

Não use solventes, lixívia e detergentes químicos ou sprays para polir.

Atenção: Em geral, as cores claras das peles sintéticas não podem ser colocadas em contacto com roupas com corantes não fixos (por exemplo, jeans e derivados) para evitar manchas ou auréolas que não possam ser limpas.

	<i>Guardar ao abrigo da luz solar</i>		<i>Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745</i>		<i>Armazenar em local fresco e seco</i>
	<i>Código produto</i>		<i>Consulte as instruções de uso</i>		<i>Fabricante</i>
	<i>Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente</i>		<i>Número de lote</i>		<i>Dispositivo médico</i>
	<i>Identificador exclusivo do dispositivo</i>				

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.