






500200n



385mm



500300n



500250



2.80 kg



3.20 kg


2 kg

2.5 kg

500350

500200n
500300n
500250
500350

185 kg



	FR	EN	DE	ES	
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	
1	Dispositif Medical	Medical Device	Medizinprodukt	Dispositivo médico	
2	Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen!	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo	
3	Respecter les instructions de sécurité!	Observe the safety instructions!	Sicherheitshinweise beachten!	Siga las instrucciones de seguridad	
4	Conformité CE	CE conformity	CE-Konformität	Conformidad con la normativa CE	
	PT	PL	HU	TR	
	Significado dos símbolos	Objaśnienia symboli	Szimbólumok jelentése	Sembollerin açıklamaları	
1	Dispositivo médico	Wyrób medyczny	Orvosi eszköz	Tıbbi cihaz	
2	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz	
3	Siga as instruções de segurança	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Tartsa be a biztonsági utasításokat!	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız	
4	Certificado CE	Deklaracja CE	CE megfelelőség	CE uygunluğu	
	IT	NL	SI	HR	GR
	Significato dei simboli	Verklaring van de symbolen	Pomen simbolov	Objašnjenje simbola	Επεξήγηση Συμβόλων
1	Dispositivo Medico	Medisch hulpmiddel	Medicinski pripomoček	Medicinski uređaj	Ιατρική Συσκευή
2	Prima dell'uso leggere le relative istruzioni!	Voor gebruik de handleiding lezen.	Pred uporabo preberite navodila	Pročitati korisničke upute prije uporabe	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση
3	Osservare le istruzioni per la sicurezza	Veiligheidsinstructies respecteren	Upoštevajte varnostna navodila!	Pažljivo pogledajte sigurnosne upute	Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας!
4	CE conformità	CE conformiteit	CE Certifikat	CE-Deklaracija	CE Συμμόρφωση

PT - Por favor leia as instruções de segurança cuidadosamente antes de utilizar o produto, e guarde-as para futuras dúvidas.

1. Indicações de segurança

- ♥ Consultar sempre o seu vendedor especializado para a instalação do produto e utilização de maneira adequada.
- ♥ Evitar inclinar-se sobre o produto de modo a não cair.
- ♥ O utente não se deve sentar na tampa (produtos com tampa).
- ♥ Não guardar no exterior ou deixar ao sol. (Cuidado: não deixar o produto num carro ao sol!).
- ♥ Não utilizar o produto no exterior, apenas em locais adequados. (Por exemplo: Casas de banho).
- ♥ Não utilizar o produto para outro fim senão o que lhe é suposto. Por exemplo: não se coloque de joelhos ou em pé sobre o produto.
- ♥ Respeite sempre o peso máximo escrito na etiqueta.
- ♥ Não faça alterações ao produto. Usar apenas peças originais para substituir as partidas ou com defeito.
- ♥ Apenas pessoal qualificado está autorizado a reparar o produto.
- ♥ Uma vez instalado, assegure-se que está seguramente fixo antes de utilizar.
- ♥ Se não utilizar o produto por um período de tempo alargado, por favor, peça a verificação do produto por um profissional qualificado.
- ♥ Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser notificado ao fabricante e à autoridade competente.

2. Uso pretendido, indicações e contra-indicações

Uso pretendido:

O elevador de WC é usado para elevar a altura de uma sanita a um nível confortável, facilitando o sentar e o levantar. Os elevadores de WC facilitam o uso da sanita de forma independente, mantendo a dignidade e a privacidade de qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Elevadores de sanita podem ser usados em casa ou em casas de repouso.

Indicações

- Falta de controlo do tronco - Perda de equilíbrio - Dificuldade em sentar e levantar - Rigidez nos quadris e / ou coluna - Fraqueza nas extremidades inferiores - Substituição da anca - Uma pessoa magoada

Contra-indicações

Não utilize em caso de:

- Transtorno cognitivo grave - Perda severa de equilíbrio - Dificuldade em permanecer sentado

Apenas especialistas podem ajustar o produto e explicar como usar. A má utilização ou montagem do artigo pode resultar num risco de acidente. Este produto serve para elevar a altura do assento de modo a facilitar o levantamento (+11cm).

Se tiver dúvidas, ou caso verifique que há risco de queda, não utilize o produto. Em caso de dúvidas por favor, contacte o seu vendedor.

Montagem:

Retire o elevador da sua embalagem e verifique que está em bom estado.

Se duvidar do estado do produto, não utilize e contacte o vendedor!

1. Levantar a tampa do assento sanitário;
 2. Colocar o elevador no assento, empurrando para baixo;
 3. Comprove que as abas do produto saem pelo interior e exterior do assento.
- Se duvida da segurança, não utilize este produto;

4. Assegure-se que o produto está estável no assento antes de utilizar;
5. Para tirar o produto, puxe-o para cima. Para colocar de novo, recomece na etapa 1.

Alugar:

Este produto pode ser alugado sob a condição de ser bem limpo e desinfetado antes da utilização.

Este manual pertence ao produto e deve ser entregue a cada novo dono.

3. Limpeza

O elevador de assento deve ser limpo após cada utilização, com água e produtos não abrasivos, ou com água com sabão.

Não utilizar detergentes corrosivos ou abrasivos, nem altas pressões. Pode ser esterilizado a uma temperatura de 90°, com 80% de humidade durante 5 minutos.

4. Materiais

Espuma injectada debaixo de uma capa de PVC termoformado, eleva o assento em 11cm.

5. Tratamento de resíduos

Em concordância com a normal regional sobre o tratamento e disposição final dos produtos.

6- Características técnicas

O produto tem uma garantia de 2 anos, desde a data de compra, contra qualquer defeito de fabrico. Este produto é biocompatível. Período de uso: 2 anos.