



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS
- MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ -

العكازات

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

AVISOS

As muletas devem ser usadas empunhando-as correctamente e só para sustentar o corpo (carga máxima 100 Kg) e seguindo indicação do médico. As muletas devem ser regulados de maneira adequada para o uso e as características físicas do paciente, seguindo as indicações do seu médico pessoal. Antes de usar verificar que as muletas não estejam danificadas, que as regulações estejam fixadas na maneira correcta e que as pontas de borracha anti-escorregamento não estão desgastadas, em caso contrário trocá-las imediatamente. Prestar a máxima atenção quando as muletas são usadas sobre superfícies molhadas ou inclinadas.

REGULAÇÃO

Muletas de braço Cod. 27793

A altura pode ser regulada entre 96 e 119 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. O parafuso da junta serve para evitar movimentos entre os dois tubos e deve ser apertado só depois de ter introduzido o perno.

Muletas axilares Cod. 27798

A altura pode ser regulada entre 112 e 132 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. É também possível regular a distância entre o apóio da axila e o punho; desrosquear o dado a borboleta e tirar o parafuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.

Muletas axilares Cod. 27792

A altura pode ser regulada entre 95 e 115 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. É também possível regular a distância entre o apóio da axila e o punho; desro-squear o dado a borboleta e tirar o parafuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.

Muletas axilares Cod. 27799

A altura pode ser regulada entre 119 e 139 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. É também possível regular a distância entre o apóio da axila e o punho; desro-squear o dado a borboleta e tirar o parafuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.

Muletas axilares Cod. 27770

A altura pode ser regulada entre 100 e 130 cm apertando o perno e bloqueando-a no furo desejado. É também possível regular a distância entre o apóio da axila e o punho; desro-squear o dado a borboleta e tirar o parafuso do punho, introduzir o parafuso no furo desejado e fixar rosqueando o dado a borboleta.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Fabricante		Código produto
	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Guardar ao abrigo da luz solar		Número de lote
	Consulte as instruções de uso		Armazenar em local fresco e seco		Dispositivo médico
	Representante autorizado na União Europeia		Data de fabrico		Identificador exclusivo



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)

5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10. 48163 Muenster.
Germany



FS937L - FS935S(M) - FS935S(S) - FS935S(L) - FS9252L

GIMA 27793 - 27798 - 27792
27799 - 27770

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

