

# **ASTE PORTAFLEBO**

## **I.V STANDS**

### **PIED À PERFUSION**

### **INFUSIONSSTÄNDER**

### **POSTE DE GOTEIO INTRAVENOSO**

### **HASTES SUPORTE DE SORO**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

**27841/27843****27842**

27841 HASTE SUPORTE DE SORO 2 GANCHOS

27842 HASTE SUPORTE DE SORO 4 GANCHOS

27843 HASTE SUPORTE DE SORO ALUMÍNIO 2 GANCHOS

## INTRODUÇÃO

Nos termos do Regulamento (UE) 2017/745, o produto enquadra-se nos DISPOSITIVOS MÉDICOS DA CLASSE I. Aconselhamos a leitura atenta deste manual antes de utilizar o dispositivo.

## DESCRIÇÃO

Haste telescópica para soro com 2/4 ganchos para suporte de bolsas e infusões intravenosas destinadas ao paciente. Composto por dois tubos coaxiais em aço cromado ou alumínio. Tubo superior regulável em altura até 210 cm usando o manípulo de plástico. Dotada de base de plástico preto com 5 rodas de Ø 50 mm. O dispositivo é um auxílio para o cuidado ao paciente acamado ou com limites de autonomia funcional.

## COMPONENTES:

- n. 1 Tubo secção 25 x 1 C.980 mm
- n. 1 Tubo secção 20 x 1 C.1480 mm
- n. 1 Manípulo de regulação em plástico
- n. 1 suporte para cesto de soro
- n. 1 Base de plástico preto com 5 raios sobre rodas

## Saco com material de montagem

Para os códigos 27841 / 27843:

- n. 1 suporte de plástico com 2 ganchos para porta-soro (código de artigo 27845)
- n. 5 rodas Ø 50 mm
- n. 1 parafuso de orelhas M6 x 30
- tampo preto para base

Para código 27842:

- n. 1 suporte em aço cromado com 4 ganchos para porta-soro (código de artigo 27846)
- n. 5 rodas Ø 50 mm
- n. 1 parafuso de orelhas M6 x 30
- tampo preto para base

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Agarre nas rodas e encaixe-as na base.
2. Agarre no tubo com a secção maior (25 x 1.2) dotado com o manípulo e insira-o primeiro no tampo preto, de seguida na base e fixe as peças usando o parafuso de orelhas na zona por baixo da base.
3. Agarre no tubo com a secção 20 x 1 e insira-o dentro do tubo inferior e prenda-o à altura desejada usando o manípulo de regulação.
4. Para os códigos 27841 / 27843, agarre no suporte de plástico com 2 ganchos e, pressionando-o, insira-o na extremidade superior do tubo. Em caso de necessidade, use um martelo de borracha para o inserir até ao fim.
5. Para o código 27842, fixe o suporte com 4 ganchos usando a rodela em dotação.

## DADOS TÉCNICOS











Medidas	27841 – 27842	Altura regulável 160-210 cm
	27843	Altura regulável 165-210 cm
Peso	27841	2,900 kg
	27842	3,150 kg
	27843	2,080 kg
Capacidade máxima	27841 – 27843	Gancho em plástico 5 kg por gancho
	27842	Gancho em aço 2 kg por gancho

## AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- Fixe bem usando os parafusos em dotação.
- Verifique se as contraporcas estão bem apertadas.
- Certifique-se de que as peças de encaixe estão presas nos seus locais apropriados.
- Respeite as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
- Evite o contacto direto com feridas abertas.
- Não está adequado para uso ao ar livre.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Inspeccione periodicamente todos os pontos de fixação.
- Para a conservar nas melhores condições, é aconselhável evitar a exposição prolongada à luz solar, o contacto com ambientes salinos e o armazenamento em ambientes muito húmidos.
- Lave as superfícies de aço inoxidável com água e sabão e use desinfetantes específicos.
- Enxagúe com um pano molhado e seque com cuidado.
- Não deite nas superfícies detergentes à base de cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e oleosas.
- Na limpeza não use utensílios que contenham ferro. Se for necessária a desinfestação, use apenas produtos adequados não corrosivos.

	Guardar ao abrigo da luz solar		Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Armazenar em local fresco e seco
	Código produto		Consulte as instruções de uso		Fabricante
	Data de fabrico		Número de lote		Dispositivo médico
	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Identificador exclusivo do dispositivo		

## CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.