



INFRA 150 PLUS

IMPORTANTE.-

Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-

Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-

L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité médicale.

IMPORTANTE.-

Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-

Usar e tempo de aplicação sob supervisão e responsabilidade médica.

**MIMSAL**

MIMSAL TRADE S.L.

C. Mollet 17, Pol. Ind. Palou Nord - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain  
Tel. +34 930 139 860 - mimsal@mimsal.com - www.mimsal.com

# INFRA PLUS



**MIMSAL**

**INFRA PLUS - Instruções****PORTUGUESE**INFRA 150 PLUS  
INFRA 250 PLUScod. E020412  
cod. I0103512

Lâmpada de infravermelhos para uso de carácter terapêutico, em tratamentos de estética e de fisioterapia e em ambientes desportivos.  
O calor é distribuído de forma homogénea.

**1. Instalação**

- Necessita de um suporte MIMSAL, que deverá ser instalado antes de colocar a lâmpada
- É fornecido um suporte de fixação à mesa AH e, como acessórios opcionais, é possível fornecer suportes de parede, de teto ou uma base com rodas.
- A MIMSAL não pode garantir a vida útil e o funcionamento do produto caso sejam utilizados acessórios de outros fornecedores.

**2. Precauções**

- Sempre que efetuar a limpeza ou a manutenção da luminária, desligue-a da corrente elétrica.
- Limpeza a seco ou com uma mistura suave de água e sabão normal. Evite o uso de álcool, ácidos ou qualquer outro tipo de dissolvente orgânico.
- Não a mantenha acesa mais de 8 horas seguidas.

**3. Resolução de problemas e manutenção**

- **Manutenção:** Apenas para eletricitistas qualificados ou outro pessoal qualificado.
- **Para a substituição da lâmpada:**
  - Desligue-a da corrente elétrica.
  - Substitua a lâmpada de rosca.

Se ocorrer algum problema, queira contactar o representante da MIMSAL.

A MIMSAL só se responsabiliza por intervenções de manutenção, reparação ou substituição efetuadas com peças de substituição originais e por pessoal da MIMSAL.

O fabricante reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as características dos seus produtos.

	INFRA 150 PLUS	INFRA 250 PLUS
Lâmpada	IR E-27 150W	IR E-27 250W
Diâmetro da cabeça	21 cm	30 cm
Casquilho	E-27 Cerâmico	E-27 Cerâmico
Comprimento do braço	105 cms (50+55cm)	105 cms (50+55cm)
Classe de proteção elétrica	Classe II	Classe II
Cor	Branco	Branco
Potência	220/230V	220/230V