



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

**PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA KARKU
I RAMION**

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOUDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYYNY

GIMA 28674

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China

Kevin@yjdjie.net

Made in China

REF SS02C(60*62)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuojat:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



PORTUGUÊS

Manual de instruções SS02C(60*62)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES! CONSERVE PARA USO FUTURO!

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este dispositivo, em especial as instruções de segurança e conserve o manual de instruções para uso futuro.

Caso transfira este dispositivo a terceiros, é fundamental que ceda também estas instruções de utilização.

Este manual de instruções pertence a este dispositivo. Contém informações importantes sobre o arranque e o funcionamento. Leia o manual de instruções na íntegra. O incumprimento destas instruções pode provocar lesões graves ou danos no dispositivo.



AVISO
Estas notas de aviso devem ser observadas para impedir qualquer lesão no utilizador.



CUIDADO
Estas notas devem ser observadas para impedir qualquer dano no dispositivo.



NOTA
Estas notas dão-lhe informações adicionais úteis sobre a instalação e o funcionamento.



Aparelho de classe II



Produto em conformidade com a Diretiva Europeia



Siga as instruções de uso



Código produto



Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente



Número de lote



Disposição REEE



Não perfure a almofada aquecida!



Não use a almofada aquecida quando estiver dobrada!



Não pode ser usada por crianças muito pequenas (0-3 anos de idade)!



Use apenas a almofada aquecida em interiores!



A almofada aquecida pode ser lavada à mão! Pode lavar a capa da almofada numa lavagem normal a no máx. 30 °C!



Não clore!



**Não seque a almofada aquecida numa máquina de secar!
A capa da almofada não pode ser colocada numa máquina de secar!**



Não engome a almofada aquecida! Pode engomar a capa da almofada a uma temperatura baixa!



Não lave a seco!

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, do produto, sendo necessário supervisionar e instruir as pessoas sobre o uso seguro do aparelho para que compreendam os riscos durante a utilização.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção levadas a cabo pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Antes de ligar o dispositivo à sua fonte de alimentação, certifique-se de que a tensão da alimentação indicada na placa de classificação é compatível com a fonte de alimentação usada.
- Verifique cuidadosamente a almofada de ombro elétrica antes de cada utilização, se notar desgaste ou danos.
- Não use se notar desgaste, danos ou sinais de uso inadequado da almofada de ombro elétrica, do botão ou dos cabos.
- Devolva-a ao fornecedor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, só pode ser substituído pelo fornecedor, um revendedor autorizado ou um técnico qualificado.
- Use apenas a almofada de ombro elétrica segundo a sua utilização prevista no manual de instruções.
- Use apenas uma almofada de ombro elétrica.
- Não use a almofada de ombro elétrica com crianças pequenas ou pessoas com deficiência, necessidade de cuidados ou insensíveis ao calor.
- As crianças devem ser monitorizadas, para garantir que não brincam com o dispositivo.
- A almofada de ombro elétrica não pode ser colocada em funcionamento quando dobrada, vincada ou pousada em torno do colchão.
- Durante o uso, o interruptor de controlo e o cabo não podem ser colocados em ou sobre a almofada de ombro elétrica ou ser tapados de outra forma.
- Não podem ser presos pinos de segurança ou outros objetos pontiagudos ou afiados na almofada de ombro elétrica.
- Nunca deixe a almofada de ombro elétrica ligada sem supervisão.
- O dispositivo destina-se a uso privado e não pode ser usado em hospitais.
- Nunca toque numa almofada de ombro elétrica que tenha caído à água. Desligue-a da tomada de corrente imediatamente.
- Não use a almofada de ombro elétrica num ambiente húmido ou molhado ou se a própria almofada de ombro elétrica estiver húmida. Só a pode usar novamente quando estiver totalmente seca.
- Nunca exponha o interruptor de controlo ou os cabos a humidade de nenhum tipo.
- Mantenha o cabo de ligação afastado de superfícies quentes.
- Nunca transporte, puxe ou rode a almofada de ombro elétrica pelo cabo de ligação e não deixe que o mesmo se emaranhe ou fique aprisionado.
- Não repare a almofada de ombro elétrica você mesmo em caso de danos ou avaria.
- As reparações só podem ser executadas por um representante especializado autorizado ou um técnico qualificado.
- A almofada de ombro elétrica só pode ser operada com a sua unidade de controlo especial.
- NÃO lave a seco.
- Limpe a almofada de ombro elétrica lavando-a à mão a um máximo de 30°C (recomendado).

- Lave à máquina a almofada de ombro elétrica a 30°C (no máximo) com ação mecânica baixa se rodar à velocidade de centrifugação máxima poderá danificar os fios interiores.
- Ao guardar o aparelho, permita que arrefeça antes de dobrar. Quando o guardar, não coloque qualquer objeto na almofada de ombro elétrica para impedir deformações.

FUNCIONAMENTO

- Ligue a almofada de ombro elétrica com o conector de alimentação amovível. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente.
- A almofada de ombro elétrica aquece mais rápido quando a define inicialmente para um nível de temperatura alto.
- Recomendamos-lhe selecionar o nível de temperatura baixo quando usar a almofada de ombro elétrica durante várias horas.
- Coloque a almofada de ombro elétrica no seu ombro e aperte-a devidamente após a temperatura desejada ter sido atingida.

Definições da temperatura

Nível: 0=Desligado (sem indicador luminoso)

1=Aquecimento baixo (com indicador luminoso)

2=Aquecimento médio (com indicador luminoso)

3=Aquecimento alto (com indicador luminoso)

Função de desligamento automático de segurança

A almofada de ombro elétrica é automaticamente desligada após 90 minutos. Para ligar

novamente a almofada de ombro elétrica, primeiro coloque a definição da temperatura no nível "0" e, em seguida, após aproximadamente 5-10 minutos, selecione o nível de temperatura desejado.

IMPORTANTE: DESLIGUE A ALMOFADA DE OMBRO QUANDO NÃO NECESSITAR DE AQUECIMENTO.

Desligue sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar.

NÃO cubra com nenhum material, por ex., edredão ou almofada.

Evite aplicar pressão no interruptor.

LIMPEZA E CUIDADOS

- Desligue sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar antes de limpar a almofada de ombro elétrica.
- Antes da lavagem, desligue-a da tomada e deixe arrefecer totalmente.
- Desligue a unidade de interruptor de controlo da almofada de ombro elétrica usando o conector na parte inferior.

IMPORTANTE: Nunca submerja o cabo de alimentação ou a unidade de interruptor de controlo em água ou líquido, pode causar danos irreparáveis não cobertos pela garantia.

- Limpe a almofada de ombro elétrica lavando-a à mão a um máximo de 30°C (recomendado).
- Também pode lavar a almofada de ombro elétrica à máquina a uma temperatura máxima de 30°C com baixa ação mecânica e rotações. É recomendável lavá-la à mão com o intuito de prolongar a vida útil do produto.
- Para secar, pouse a almofada de ombro elétrica plana numa toalha ou pano absorvente. Quando a almofada de ombro elétrica estiver totalmente seca, volte a ligar o controlo de alimentação amovível. A almofada de ombro elétrica só pode ser operada com a unidade do controlador fornecida.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto dos pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos