



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINTURA RISCALDANTE

WAIST WRAP HEATING PAD

CEINTURE CHAUFFANTE

**ALMOFADA D AQUECIMENTO D ENROLAR À
CINTURA**

HEIZWICKELKISSEN FÜR DIE HÜFTE

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ

**PAS LĘDŹWIOWY ELEKTRYCZNY
ROZGRZEWAJĄCY**

ZAHŘÍVACÍ BEDERNÍ PÁS

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR CU CUREA PE TALIE

VÄRMEDYNA MED MIDJEBAND

WARMTEGORDEL BUIK EN RUG

VYÖTÄRÖLLE KIEDOTTAVA LÄMPÖTYYNY

REF SS02A(29*69) (GIMA 28675)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuojat:

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Manual de instruções SS02A(29*69)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES! CONSERVE PARA USO FUTURO!

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este dispositivo, em especial as instruções de segurança e conserve o manual de instruções para uso futuro.

Caso transfira este dispositivo a terceiros, é fundamental que ceda também estas instruções de utilização.

Este manual de instruções pertence a este dispositivo. Contém informações importantes sobre o arranque e o funcionamento. Leia o manual de instruções na íntegra. O incumprimento destas instruções pode provocar lesões graves ou danos no dispositivo.



AVISO

Estas notas de aviso devem ser observadas para impedir qualquer lesão no utilizador.



CUIDADO

Estas notas devem ser observadas para impedir qualquer dano no dispositivo.



NOTA

Estas notas dão-lhe informações adicionais úteis sobre a instalação e o funcionamento.



Aparelho de classe II



Produto em conformidade com a Diretiva Europeia



Siga as instruções de uso



Código produto



Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente



Número de lote



Disposição REEE



Não perfure a almofada aquecida!



Não use a almofada aquecida quando estiver dobrada!



Não pode ser usada por crianças muito pequenas (0-3 anos de idade)!



Use apenas a almofada aquecida em interiores!



A almofada aquecida pode ser lavada à mão! Pode lavar a capa da almofada numa lavagem normal a no máx. 30 °C!



Não clore!



Não seque a almofada aquecida numa máquina de secar!
A capa da almofada não pode ser colocada numa máquina de secar!



Não engome a almofada aquecida! Pode engomar a capa da almofada a uma temperatura baixa!



Não lave a seco!

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique cuidadosamente a almofada aquecida antes de cada utilização, se notar desgaste ou danos.
- Não use se notar desgaste, danos ou sinais de uso inadequado do dispositivo, do botão ou dos cabos ou se o dispositivo não estiver a funcionar.
- Antes de ligar o dispositivo à sua fonte de alimentação, certifique-se de que a tensão da alimentação indicada na placa de classificação é compatível com a fonte de alimentação usada.
- Não dobre ou vinque a almofada aquecida durante a utilização.
- Nunca perfure a almofada nem prenda pinos de segurança ou outros objetos pontiagudos ou perfurantes na almofada.
- Não use o dispositivo em crianças ou pessoas com incapacidade, a dormir ou insensíveis ao calor (pessoas que não conseguem reagir a sobreaquecimento).
- As crianças com menos de 3 anos não têm permissão para usar este dispositivo, pois não são capazes de reagir ao sobreaquecimento.
- O dispositivo não pode ser usado por crianças com mais de 3 anos exceto se a unidade de controlo tiver sido ajustada em conformidade pelos pais ou representantes legais ou se a criança tiver sido devidamente instruída sobre a utilização da unidade de controlo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento do produto, sendo necessário supervisionar e instruir as pessoas sobre o uso seguro do aparelho para que compreendam os riscos durante a utilização.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção levadas a cabo pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Nunca use a almofada sem supervisão.
- O dispositivo destina-se a uso privado e não pode ser usado em

hospitais.

- Não adormeça com a almofada aquecida ligada.
- O uso prolongado da almofada aquecida numa definição alta pode levar a queimaduras da pele.
- Não cubra a almofada com outras almofadas. O botão de controlo não deve ser tapado ou colocado em ou debaixo da almofada enquanto a unidade está em funcionamento.
- Não se sente na almofada aquecida. Em vez disso, pouse a almofada em ou contra a parte do corpo a tratar. A utilização prevista é tratar apenas a cabeça e pescoço.
- Nunca toque numa almofada aquecida que tenha caído à água. Desligue a unidade da tomada de corrente imediatamente.
- Mantenha o cabo de ligação afastado de superfícies quentes.
- Nunca transporte, puxe ou rode a almofada aquecida pelo cabo de ligação e não deixe que o mesmo se emaranhe.
- Não use a almofada aquecida quando molhada e use apenas em ambientes secos (não em casas de banho ou ambientes similares).
- Os controlos e cabos não podem ser expostos a nenhum tipo de humidade.
- Se ocorrer uma falha, não experimente reparar a unidade você mesmo. As reparações só podem ser executadas por um representante especializado autorizado ou outro técnico qualificado.
- Se o cabo fornecido estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência ou qualquer pessoa qualificada semelhante para evitar qualquer perigo.
- Um cabo da fonte de alimentação danificado pode ser substituído por um cabo de alimentação do mesmo tipo.
- A almofada aquecida só pode ser operada com a unidade de controlo (SS02) fornecida.
- Quando guardar a almofada aquecida, permita que arrefeça antes de dobrar.
- Em caso de receios sobre questões de saúde, consulte o seu médico antes de usar a almofada aquecida.
- Não use a almofada aquecida em partes do corpo que estejam inchadas, lesionadas ou inflamadas.
- Caso experiencie dores persistentes nos músculos e articulações, informe o seu médico. As dores persistentes podem ser um sintoma de doença grave.
- Se experienciar dores ou desconforto ao utilizar a unidade, pare de a usar imediatamente

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Almofada aquecida

- Almofada aquecida
- Antes de limpar a unidade, desligue-a da tomada de corrente e deixe-a arrefecer durante pelo menos dez minutos.
- A almofada aquecida vem equipada com um cabo amovível. Desligue a ficha e remova o cabo da almofada aquecida.
- Pode lavar a almofada aquecida suavemente à mão. A melhor forma de o fazer é colocar a almofada aquecida num banho com água morna e algum detergente neutro e, em seguida, torcê-la suavemente.
- Enxague várias vezes a almofada aquecida para remover todo o detergente.
- Guarde a unidade num local limpo e seco, pousado na horizontal sem nada a tapar ou empilhado na mesma.
- Use apenas o aparelho quando estiver totalmente seco.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos