

- O produto é fornecido não-estéril;
- Os dispositivos e placas utilizados com este produto devem estar em conformidade com as normativas em vigor.

NB: Os produtos devem ser utilizados por pessoal de saúde qualificado.

Não desconectar puxando pelo corpo do cabo.

LIMPEZA

Os cabos devem ser limpos com um pano macio embebido numa solução desinfetante.

VIDA ÚTIL DO PRODUTO

A vida útil do produto depende do número de utilizações e do tipo de manutenção. O produto deve ser imediatamente destruído quando se observar deterioração dos materiais.

ARMAZENAMENTO

O produto deve conservar-se na sua embalagem original e as condições ambientais (temperatura e humidade relativa) indicadas na etiqueta. Não coloque pesos sobre a embalagem porque poderiam danificar o produto.

NOTAS GERAIS

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao fabricante e à autoridade competente do seu país. Para qualquer mau funcionamento ou defeito do dispositivo, informe o Serviço de Qualidade do Fabricante.

ELIMINAÇÃO

Resíduos provenientes de estruturas de saúde devem ser eliminados conforme a regulamentação em vigor.



INSTRUÇÕES DE USO CABOS DE CONEXÃO ENTRE PLACAS E DISPOSITIVOS DE ELECTROCIRURGIA

DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES

O produto embalado é comercializado **NÃO ESTÉRIL**.

CABOS DE CONEXÃO PARA PLACAS DESCARTÁVEIS PARA ELECTROCIRURGIA COM ACOPLAMENTO COM LINGUETA.

Os cabos possuem, numa das extremidades, um acoplamento tipo grampo, e na outra extremidade, vários conectores que tornam o cabo compatível com diversos dispositivos de electrocirurgia.

MODELOS F7902 – F7902-S – F7904

Cabo de conexão com conector Jack de Ø 6,3 mm

MODELOS F7903

Cabo de conexão com acoplamento tipo Valleylab

MODELOS F7902/4

Cabo de conexão com terminal macho com Ø 4.0 mm.

MODELOS F7902/4

Cabo de conexão com 2 terminais macho com Ø 4.0 mm.

MODELOS F7903/F

Cabo de conexão com acoplamento tipo Valleylab para modelos de dispositivo Force 1-2-4-4B

CABOS DE CONEXÃO PARA PLACAS REUTILIZÁVEIS PARA ELECTROCIRURGIA COM ACOPLAMENTO FÊMEA DE 4MM

Os cabos possuem, numa das extremidades, terminais de segurança de 4mm para conexão às placas, e na outra extremidade, vários conectores que tornam os cabos compatíveis com diversos dispositivos de electrocirurgia.

MODELOS 7922 – F7924

Cabo de conexão com conector mono de Ø 6,3 mm

MODELOS F7923

Cabo de conexão com acoplamento tipo Valleylab

MODELOS F7922/4

Cabo de conexão com terminal macho com Ø 4.0mm.

MODELOS F7922/24

Cabo de conexão com 2 terminais macho com Ø 4.0mm.

MODELOS F7923/F

Cabo de conexão com acoplamento tipo Valleylab para modelos de dispositivo Force 1-2-4-4B

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Verifique cuidadosamente a embalagem, os cabos e os seus conectores. Não utilize o produto em caso de danos visíveis ou defeitos.

Conectar o cabo com o grampo:

- Levantar a alavanca móvel posicionada na zona em plástico azul do grampo;
- Introduzir a lingueta da placa descartável no receptáculo localizado na zona em plástico azul do grampo;
- Colocar a pequena alavanca na posição inicial.

Conectar os cabos com os terminais macho de 4mm de diâmetro:

- Inserir os conectores nos orifícios localizados na placa;
- Ao ser inserido, a película de protecção na ponta da lingueta retrai-se, de forma a permitir a ligação à placa.

AVISOS

- Conectar o grampo à lingueta da placa descartável e certificar que o grampo fica fora da zona coberta com gel;

	IT	EN	FR	DE	ES	RU	PT	CS
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích
	Dispositivo medico	Medical Device	Dispositif médical	Medizinprodukt	Producto sanitario	Медицинское устройство	Dispositivo médico	Zdravotnický prostředek
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Einmalige Produktkennung	Identificador único del producto	Уникальный идентификатор устройства	Identificação única do dispositivo	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Attenzione, consultare la documentazione allegata	Caution, consult accompanying documents	Attention, lire attentivement les instructions	Achtung, Gebrauchsanweisung lesen	Atención, leer atentamente las instrucciones	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Atenção, ler atentamente as instruções	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Instructions d'utilisation	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Обратитесь к инструкции по применению	Consulte as instruções de utilização	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Fabbricante	Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabricante	Производитель	Fabricante	Výrobce
	Numero di catalogo	Catalogue number	Code de référence	Katalognummer	Número de Catálogo	Каталожный номер	Número de Catálogo	Katalogové číslo
	Numero di lotto	Batch code	Numéro de lot	Posten-Nummer	Número de Lote	Код партии	Número de Lote	Číslo šarže
	Data di produzione	Date of manufacture	Date de production	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Дата изготовления	Data de Fabrico	Datum výroby
	Scadenza	Use by	Date de péremption	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Использовать до	Prazo de Validade	Spotřebujte do
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Limites de température	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Температурные ограничения	Limites de Temperatura	Omezení teploty
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Limites d'humidité	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Ограничения по влажности	Limites de Humidade	Omezení vlhkosti
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Nombre de pièces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Количество штук	Quantidade de peças	Počet kusů