



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Distribuído por - Vertrieben von:

Gima S.p.A


Via Marconi, 1

20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

WISEIRA FACIAL GIMA - GESICHTSSCHUTZSCHILD GIMA



Banda com presilha de velcro
Band mit Klettverschluss

Acessório de travamento intercambiável
Austauschbares Verriegelungszubehör



Revestimento frontal intercambiável
Auswechselbare Stirmpolsterung

PT

MARCAÇÃO E SIMBOLOGIA

VH001: Modelo Produto, xx código de cores da fita [LOT]: número de lote OPO: Identificação do fabricante; 1: Classe ótica; S: símbolo de impacto de baixa energia; - EN166 Norma técnica de referência, 3: símbolo para líquidos; S: símbolo de impacto de baixa energia, CE: certificação CE. A viseira está em conformidade com o Regulamento UE 2016/425 e o certificado CE por parte do Organismo notificado n.º 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) e está em conformidade com a norma EN 166: 2001. A declaração de conformidade da CE está disponível no endereço web do fabricante e da Gima www.gimaitaly.com

APLICAÇÃO E AJUSTE

- 1) Aplique o suporte frontal e aperte-o com a presilha de velcro.
- 2) Coloque a máscara na testa, posicionando-a centralmente.
- 3) Estique as correias e fixe-as com a presilha de velcro na posição desejada.

MANUTENÇÃO E REUTILIZAÇÃO

Examine a viseira antes de cada utilização: verifique a limpeza, a transparência, a ausência de rachaduras e a integridade das costuras. Verifique também se a faixa à volta da testa não está gasta e, uma vez fixada à cabeça, não se solta. Substitua a viseira se estiver danificada

- Limpe-a em caso de contaminação com substâncias estranhas
- Substitua-a em caso de danificação ou contaminação não removível.

Limpeza: O EPI deve ser limpo com detergente não agressivo, água morna aplicada com um pano macio para utilização também na fase de enxaguamento. Para atividades de sanificação, utilize soluções higienizantes à base de álcool. O suporte frontal pode ser lavado à máquina a 40° para uma higiene normal, mas se for necessário um saneamento, este deve ser substituído

Reutilização: A viseira é reutilizável desde que tenha sido preventivamente sanificada e após a substituição do suporte frontal e qualquer acessório de fechamento opcional.

EMBALAGEM E TRANSPORTE DE ARMAZENAMENTO

Proteja da luz solar direta, das luzes fluorescentes, dos raios X e do ozono. Conserve em local seco dentro da própria embalagem e proteja-os de deformações. Temperatura: +5 °C ÷ +40 °C, Humidade relativ: < 60%. Transporte em saco fechado e bem vedado.

Validade: 5 anos, desde a data de venda ao utilizador final, se for conservado na sua própria embalagem original e nas condições supramencionadas

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Os materiais que possam entrar em contacto com a pele do portador podem causar reações alérgicas a indivíduos sensíveis
- A viseira facial quando usada sobre óculos oftálmicos pode transmitir impactos, provocando assim um perigo para o portador
- Substitua a placa se a ocular estiver arranhada ou danificada
- O protetor não é adequado para a proteção contra as partículas a alta velocidade seja à temperatura ambiente ou a temperaturas extremas.

