



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

OCCHIALI INGRADENTI BINOCULAR LOUPES LOUPES BINOCULAIRES LUPAS BINOCULARES LUPAS BINOCULARES ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ LOUPES

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.



SLE, SLF



SLE2534 (GIMA 30892)

SLF2534 (GIMA 30910)

SLE2542 (GIMA 30894)

SLF2542 (GIMA 30911)

SLE3534 (GIMA 30897)

SLF3534 (GIMA 30914)

SLE3542 (GIMA 30898)

SLF3542 (GIMA 30915)



Zumax Medical Co., Ltd.
5 Zhiying Street, Suzhou New District,
Suzhou, Jiangsu, China 215129 - Made in China



MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10,
48163 Münster, Germany



Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com





CUIDADO COM O PRODUTO

- Não exponha o seu produto a líquidos, condensação ou humidade.
- Não toque na superfície das lentes com as mãos ou objetos duros.
- Nunca limpe a superfície das lentes com quaisquer materiais duros ou sujos.
- Não olhe para o sol ou para uma fonte de luz potente com esta lupa.

Objetivo e características do produto

Objetivo

As Lupas Binoculares da série SL foram concebidas para todas as eventuais necessidades médicas. São amplamente aceites pela Estomatologia, ORL, Ginecologia, Cardiologia, cirurgia ao Cérebro e cirurgia Plástica etc.

Caraterísticas

- As lentes de vidro multirrevestidas de alta qualidade produzem imagens nítidas e claras.
- As lupas que empregam oculares de grande diâmetro de campo de visão. A profundidade do foco é grande e o objeto pode ser visto de modo estereoscópico com a sensação da distância real.
- O ângulo das lupas pode ser ajustado entre 0º e 40º com facilidade e a fadiga é minimizada mesmo após utilização prolongada.
- Deslocamento de 6 mm para cima e para baixo. A distância da pupila pode ser ajustada individualmente, de forma a adaptar-se a todas as feições de rosto.
- Adapta-se a qualquer faixa de cabeça e farol de cabeça da Zumax
- Conceção inteligente, conveniente para diagnóstico móvel.
- Eleganti e portatili per diagnosi sul posto.

Instruções de operação

Primeiro passo, prenda a alça à armação dos óculos.

Coloque a lupa e verifique se a distância da pupila está definida simetricamente.

Agora olhe para um objeto tridimensional. Ajuste uma ocular de cada vez até ver uma imagem redonda sem sombras e um objeto focado em cada uma. Em seguida, aparafuse os dois parafusos de fixação.

A posição da ótica é ajustada numa ampla faixa por meio da dobradiça. A facilidade de movimento das dobradiças pode ser ajustada por meio dos parafusos das dobradiças.

Manutenção do produto

Manutenção das lentes

- O instrumento que não estiver em utilização deve ser coberto e colocado na caixa de embalagem.
- Não permita a desmontagem das lentes óticas por técnicos inexperientes ou não qualificados.

Limpeza

- A superfície externa do instrumento pode ser limpa com pano húmido, as manchas restantes podem ser limpas com a mistura de 50% de álcool e 50% de água destilada. Não limpe com nenhum detergente corrosivo para que a superfície não seja danificada.
- Limpeza das lentes: Pode-se usar papel para limpeza de espelhos ou uma gota de solvente líquido (50% de álcool e 50% de éter) para limpar a lente, sobre com cuidado. Se houver manchas de poeira nas lentes, sobre-as com uma bola pulverizadora ou escove-as com um espanador de pó.



Cuidado: Tenha cuidado para evitar que o solvente penetre no instrumento.

Especificações














Ampliação	Distância de trabalho (mm)	Campo de visão diâ. (mm)
2,5x	340/420	80/90
3,5x	340/420	55/60

Requisitos ambientais

Operação	Temperatura Ambiente	+10°C – +40°C
	Humidade relativa	30% – 75%
	Pressão atmosférica	700 hPa – 1060 hPa

Expedição Meio de transporte comum

Armazenamento	Temperatura Ambiente	+10°C – +40°C
	Humidade relativa	30% – 75%
	Pressão atmosférica	700 hPa – 1060 hPa

	Código produto		Número de lote		Dispositivo médico
	Armazenar em local fresco e seco		Guardar ao abrigo da luz solar		Fabricante
	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Consulte as instruções de uso		Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745
	Data de fabrico		Importado por		Representante autorizado na União Europeia
	Número do modelo				

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.