

DIAPASON GIMA
GIMA TUNING FORK
DIAPASON GIMA
DIAPASÓN GIMA
DIAPASÃO GIMA
STIMMGABEL GIMA
ΔΙΑΠΑΣΩΝ GIMA

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar o fabricante e as autoridades competentes do Estado-membro onde se está sediado sobre qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.


Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που προκύπτει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό μας προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε

REF 31230 - 31231 - 31232 - 31233 -
31234 - 31235 - 31240 - 31245



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Germany



**GIMA****PORTUGUÊS**

Obrigado por ter escolhido o diapasão GIMA. A absoluta precisão dos sons é garantida pela liga especial com que o instrumento é fabricado.

**REQUISITOS**

O produto destina-se exclusivamente à utilização por parte de médicos especializados, instruídos acerca da utilização deste género de produtos. O diapasão GIMA é muito simples de usar e, com algumas precauções, é possível utilizá-lo durante muitos anos.

Caso sejam detetados danos, é desaconselhado utilizar o aparelho. Entre em contacto com o seu revendedor.

CARACTERÍSTICAS

O diapasão GIMA é utilizado nos vários testes acumétricos (teste de Rinnie, de Weber, etc.), que permitem testar a sensibilidade ao som, o qual é transmitido quer por via aérea (COA), quer por via óssea (CO).

Condição	Descrição	Partes do aparelho nas quais podem ser detetados os defeitos auditivos
COA	Por via aérea é enviado um estímulo acústico ao ouvido.	Canal auditivo externo, ouvido médio ou interno, nervo acústico ou vias auditivas centrais.
CO	Realiza-se colocando a haste do diapasão em contacto com a cabeça do paciente; a vibração causada pelo instrumento estimulará diretamente o ouvido interno.	Ouvido interno, nervo acústico, vias centrais.

Para um exame auditivo correto, é necessária uma colaboração ativa por parte do paciente. As deteções realizadas com os diapasões baseiam-se nas respostas fornecidas pelo próprio paciente durante o exame.

FUNIONAMENTO

Se possível, o diapasão deve embater na palma da mão ou numa peça de madeira ou de plástico, nunca em objetos demasiado duros (por exemplo, chapa, aço ou pedra). É importante que o golpe seja rápido e enérgico, ou seja, que o diapasão embata só muito ao de leve. O período de oscilação do tom atingirá o máximo da duração após este breve golpe.

Agora é possível executar o controlo desejado de forma ótima.

Se o diapasão tiver pesos fixos, estes não devem ser desparafusados. A frequência muda quando os pesos são deslocados e a definição exata só pode ser efetuada pelo fabricante.

Após a utilização, os diapasões não podem ser

esterilizados. A limpeza do diapasão deve ser efetuada com um pano seco ou ligeiramente humedecido.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O aparelho embalado para o transporte e o armazenamento pode ser exposto a condições ambientais nos seguintes intervalos: Temperatura ambiente de -40°C a +70°C Humidade relativa de 10% a 100%, condensação incluída.

Pressão atmosférica de 500 a 1060 hPa.

Símbolos

	Data de fabrico
	Fabricante
	Atenção: Leia e siga cuidadosamente as instruções (advertências) de utilização
	Dispositivo médico
	Conserve num local fresco e seco
	Limite de temperatura
	Limite de pressão atmosférica
	Código do produto
	Número de lote
	Dispositivo médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745
	Leia as instruções de uso
	Conserve ao abrigo da luz solar
	Limite de humidade

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão Gima de 12 meses.