

**DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES**

Estes produtos foram projectados para permitir a adaptação dos cabos do conector de eléctrodo que, atendendo ao tipo de conexão com que estão equipados, normalmente não seria compatível com os cabos básicos do equipamento.

Os adaptadores FIAB podem ser usados na conexão de eléctrodos descartáveis e reutilizáveis, nos equipamentos para eletroestimulação e no registo electrocardiográfico.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Verificar a integridade da embalagem, cabos e conectores. Não utilizar o produto no caso de danos ou defeitos visíveis.

- Depois de verificar a compatibilidade das conexões, insira o cabo conector no adaptador selecionado.
- Proceda à aplicação do eléctrodo no paciente como descrito no manual de instruções fornecido pelo fabricante dos eléctrodos.

**NOTA:** Faça as ligações com o equipamento desligado.

- Se não for necessário para outra utilização, deixe o adaptador inserido na cabeça do cabo mesmo quando o equipamento não estiver a ser utilizado.
- Para desconectar o adaptador da cabeça do cabo, exerça força no sentido contrário entre o eixo do cabo adaptador e o eixo da cabeça do cabo ao qual o adaptador está conectado.

**AVISO**

- O produto é fornecido não esterilizado.
- Não faça conexões ou desconexões com o equipamento ligado.
- O equipamento para eletroestimulação e os eléctrodos utilizados com este dispositivo devem estar em conformidade com os regulamentos vigentes.

**NOTA:** Utilizar apenas equipamentos concebidos para eletroestimulação com baixa intensidade de corrente.

- O dispositivo deve ser conectado e iniciado por um profissional qualificado.

**LIMPEZA**

Para a limpeza deve usar-se soluções de detergente (superfície não ativa) e soluções desinfectantes (componentes com amónio quaternário de 0,1 a 0,2%). Para a utilização destes produtos siga as instruções relativas aos mesmos. Depois de limpar enxaguar com água abundante.

**NOTA:** Secar bem antes de usar.

**VIDA DO PRODUTO**

A duração da vida do produto depende do número de utilizações e do tipo de manutenção. O produto deve ser imediatamente destruído no caso de deterioração do isolamento externo e conexões e/ou oxidação de conectores ou cabos.

**NOTA:** Os modelos com conexão de mola devem ser imediatamente destruídos caso o eléctrodo não fixe perfeitamente à conexão do cabo.

**ARMAZENAMENTO**

A embalagem deve ser armazenada a uma temperatura entre 0°C e 50°C e humidade relativa entre 20% e 80%.

**GARANTIA**

A FIAB garante que o produto está em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE e foi fabricado de acordo com os procedimentos do Sistema de Qualidade Certificado ISO 13485. Não poderá ser atribuída nenhuma responsabilidade ao fabricante, que não será responsável por despesas médicas, danos diretos ou indiretos devido a anomalias ou mau funcionamento dos produtos acima mencionados, quando utilizados de forma diferente das instruções de utilização. Recomendamos que se reporte oportunamente qualquer mau funcionamento ou defeito no produto para o Serviço de Garantia de Qualidade da FIAB.

**ELIMINAÇÃO**

Os resíduos provenientes de dispositivos médicos devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos vigentes. Relativamente à eliminação de lixo proveniente de residências domésticas não é exigido o cumprimento de quaisquer indicações especiais da regulamentação em vigor relativos a resíduos domésticos, recomenda-se que o produto seja tratado com soluções desinfectantes (óxidos de cloro, hipoclorito de sódio, etc.) antes de serem deitados fora.