

Informação Geral

Sondas de temperatura de superfície (pele)

Coloque a sonda sobre a pele ou extremidade (exp. dedo da mão ou do pé) e fixe-a com adesivo. Assegure-se que a medição não irá sofrer alterações devido amovimen-tações ou mau posicionamento (exp. fixação do cabo da sonda em laço no pulso)

Sondas de temperatura central

A temperatura pode ser medida no esófago, nasofaringe ou recto.

- Utilize apenas água ou lubrificantes à base de água para facilitar a introdução da sonda.

Esofágica

Colocar a sonda no terço inferior do esófago.

Nasofaríngea

A posição correcta consegue-se quando a sonda encontra resistência à sua passagem e começa a dobrar ao entrar na nasofaringe. NOTA: Existe o risco de epítaxis ao introduzir uma sonda de temperatura na nasofaringe.

Rectal

A posição correcta consegue-se quando a sonda passa o esfíncter anal.

Limpeza

A sonda de temperatura pode ser lavada com detergentes normais, seja à mão com um pano macio.

Desinfecção

Desinfecte a sonda depois de limpa com um desinfectante tipo etanol, álcool isopropílico ou um composto de cloro. Exp.:

- A. Rodalon, Cidex.
- B. 1 - 2,5% de solução de formaldeído
- C. 70% álcool, 0,5% cloro-hexidina, 29,5% H₂O

Esterilização a vapor

Autoclave a 121°C em ciclos normais de 20 min.

MAX. 121°C

Esterilização química.

Mistura de óxido de etileno.

MAX. 80°C

Recomendações:

As sondas que estiverem danificadas tanto na superfície como no cabo não serão utilizadas sem antes ser entregues as fornecedor para verificação/reparação

EXACON

Temperature Probes
Temperatursonden
Sondes de température
Temperatuursensoren
Sonde di temperatura
Sondas de temperatura
Temperatursensorer
Temperaturprober

Instructions for use
Hinweise zum Gebrauch
Instructions d'utilisation
Algemene informatie
Istruzioni per l'uso
Instrucciones para su uso
Informação Geral
Brugsanvisning
Bruksanvisning



Medical Device Directive 93/42/EEC
Annex II, section 3.2 - Class IIb
QMS: EN ISO9001 & EN46001

Ordering information
Bestellinformation
Références de commande
Información para pedidos
Codici d'ordine
Bestillingsnumre

Ordering example:
Standard: D-OS3JK
Autoclave: D-OS3A'
HP: D-OS3HP
Siemens': "A"
SC6000: "SA"
SC9000: "SA"

Rectal / Rektal / Rectale / Recto / Rettale

D-RA5"+ Adults

D-RB4"+ Infants

Central / Zentral / Centrale / Centrali

D-OS4"+ Adults

D-OS3"+ Infants

D-OS2"+ Neonates

D-TM1"+ Tympanic

Skin / Haut / Cutanée / Piel / Cutanee

D-S18"+ Adults

D-S10"+ Infants

D-S06"+ Neonates

MAX. 80°C

ChemSter

D-RA5JK
D-RB4JK
D-OS4JK
D-OS3JK
D-S18JK
D-S10JK
D-OS2A / JK / HP / SA
D-S06A / JK / HP / SA
D-TM1A / JK / HP / SA

MAX. 121°C

ChemSter & Autoclave

D-RA5A / HP / SA
D-RB4A / HP / SA
D-OS4A / HP / SA
D-OS3A / HP / SA
D-S18A / HP / SA
D-S10A / HP / SA

"JK"

"A"

"HP"

"SA"

MDD: 93/42/EEC Annex II, Sec. 3.2 Class IIa
QMS: EN ISO9001 & EN46001
Std: EN60601 / EN12470-4
Ref: 2252 ohm / 25°C
Tol: 0-25°C: ±0,2°C; 25-50°C: ±0,1°C
Pwr: Max 100 µW RA5-RB4-OS4-OS3-S18-S10
Max 70 µW OS2 - S06 - TM1

50°C
0°C

