



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BARELLA MULTIPOSIZIONE A SOLLEVAMENTO
AUTOMATICO**

AUTOMATIC MULTI-POSITION STRETCHER

**BRANCARDS MULTIPOSITIONS À LEVAGE
AUTOMATIQUE**

**KRANKENBETT MIT MEHRFACHSTELLUNG
UND AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG**

**CAMILLA MULTIPOSICIÓN DE ELEVACIÓN
AUTOMÁTICA**

AMACA MULTI-POSIÇÃO DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA

**ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΑΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΝΥΨΩΣΗ**

نقالة مرضى بارتفاعات مختلفة بهيأة رفع أوماتيكية

REF

34056




Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China





CARACTERÍSTICAS

O uso previsto da amaca de rodas é aquele de facilitar o transporte de pacientes dentro ou fora sobre superfícies regulare e com pouca inclinação (máx. 5%). Em caso de grave urgência a amaca de rodas deve ser sustentada e acompanhada por vários operadores.

As amacas de rodas possuem um sistema semi-automático para o fechamento das pernas de suporte, para facilitar as operações para carregar e descarregar a amaca de rodas dos meios de socorro adequadamente equipados (ambulâncias). Para a segurança do paciente é aconselhável usar as cinturas e os laterais rebatíveis C.A capacidade máxima é de 159 kg., calculada com o encôsto abaixado e com a amaca de rodas parada sobre o piso. O produto, ou partes deste, não pode ser usado com finalidades diferentes daquelas especificadas no presente manual.

PRESCRIÇÕES



O encôsto, os laterais rebatíveis C e todas as partes que se podem fechar podem provocar esmagamentos; prestar muita atenção e verificar que mãos, pés e qualquer objecto não seja esmagado por estas. Se esta prescrição não for observada poderiam verificar-se danos à pessoas ou aos equipamentos.

Não usar o produto se se observam danos e entrar em contacto com o vosso revendedor. Evitar qualquer conserto precário. Os consertos devem ser feitos exclusivamente com peças sobressalentes originais que devem ser instaladas conforme o uso previsto.

Atenção a eventuais arestas sobre os tubos e conexões, se existentes removê-las com utensilios específicos, pois podem ferir durante o uso do produto.



Não bater contra paredes ou calçadas, pois há o perigo de fechamento repentino ou capotamento por choques violentos.

O produto é realizado com materiais resistentes ao corrosão e às condições ambientais previstas com um uso normal, portanto não precisa de operações particulares; todavia é necessário guardá-lo num ambiente fechado, evitando de expô-lo à luz e aos agentes atmosféricos, protegendo-o da poeira para poder garantir as condições de higiene. Recomenda-se também de conservar o produto num lugar de fácil acesso para os operadores em caso de necessidade.

DESEMBALAGEM



Lembramos que os elementos da embaagem (papel, celofane, pontos metálicos, fita adesiva, etc..) podem cortar /ou ferir se não manipulados com atenção. Estes devem ser removidos com meios adequados e não deixados no ambiente onde poderiam ser tocados por pessoas não responsáveis; o mesmo vale para o material usado para remover a embalagem (tesouras, facas, etc.).

A primeira operação a ser feita depois de ter aberto as embalagens, é um controle geral das peças e das partes que compõe o produto; verificar que estejam presentes todos os componentes necessários e que os mesmos estejam em perfeita condição.

FUNCIÓNAMENTO



Prestar atenção aos elementos unidos por dobradiças ou móveis, podem provocar esmagamentos.Prestar também atenção às manilhas de desenganchamento das pernas de suporte, pois devem ser acionadas quando a amaca de rodas é sustentada pela ambulância ou por um outro operador.

Os pacientes quando descem da amaca muitas vezes usam a amaca como apoio. Para evitar movimentos repentinos da amaca, acionar sempre os travões de estacionamento E postos sobre as rodas, seja para fazer subir ou para fazer descer o paciente da amaca, e também quando a amaca é deixada sem vigilância.

Antes de deslocar a amaca, controlar que as rodas não estão travadas. Os travões E devem ser testados periodicamente, se forem evidenciados mal-funcionamentos contactem o vosso revendedor.

Durante a movimentação segurar sempre firmemente a amaca que pode mover-se por inércia ou se há declives, mesmo imperceptíveis, não enfrentar curvas em alta velocidade e/ou em presença de declives acentuados, em particular se a amaca está orientada transversalmente. Em caso de extrema necessidade enfrentar subidas ou descidas frontalmente em sentido longitudinal e mantê-la firmemente.

Quando a amaca é deixada sem vigilância deve ser colocada na posição mais baixa e com as rodas travadas .Para dar maior proteção quando o paciente não é vigilado, levantar os laterais C e para verificar que estejam fixados, tentar rebatê-los.

Os laterais C devem ser usados como dispositivo de segurança e não para sustentar o paciente na amaca, neste caso usar as cinturas específicas. O encôsto pode ser regulado dependendo das exigências do caso, acionando a alavanca B colocada embaixo deste e levantando-o até a altura desejada. Prestar atenção aos riscos de esmagamento quando se reconduz o encosto na posição abaixada.

O carregamento sobre a ambulância é facilitado pelas rodas postas embaixo do encôsto. No lado direito da amaca há

uma haste porta-flacões A de altura regulável.

A amaca possui um dispositivo mecânico que permite de regular a altura das pernas e facilita o carregamento e o descarregamento do veículo; acionando as manilhas F e D postas embaixo do colchão pode-se regular a altura ou dobrar as pernas para o carregamento. Quando se descarrega a amaca controlar sempre que as pernas se bloqueiem depois de ter sido distendidas.



Prestar particular atenção a não confundir as alavancas durante as operações de carregamento/descarregamento e não acioná-las por erro! O desbloqueio acidental das pernas pode causar lesões ao paciente ou ao operador!

MANUTENÇÃO

Limpar a amaca sem usar produtos abrasivos ou solventes (aconselha-se o uso de água e sabão). No final da limpeza enxugar todas as partes com cuidado.

No caso se desejasse desinfetar a amaca, pode ser usada uma mistura de produtos de limpeza/ desinfetantes. Diluir o desinfetante conforme as instruções do produtor.

Controlar periodicamente o desgaste do colchão e das dobradiças ou articulações para avaliar a necessidade de conserto e/ou troca. Controlar periodicamente a eficiência dos travões de estacionamento das rodas. Engraxar os trilhos postos embaixo do colchão, onde deslizam as peças do dispositivo de bloqueamento nas várias posições.

Eventual manutenção extraordinária deverá ser feita exclusivamente por pessoal autorizado.

 REF	Código produto	 LOT	Número de lote		Consulte as instruções de uso
	Fabricante		Dispositivo médico		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Armazenar em local fresco e seco		Guardar ao abrigo da luz solar		Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.