



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



GIMA

**BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA
CON POSIZIONI VARIABILI
FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS
CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES
VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE
CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA
CON POSICIONES VARIADAS
MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES
ΠΛ'ΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΕΪΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Θ'ΕΞΕΩΝ ΠΛ'ΗΡΩΣ
Θ'ΕΞΕΩΝ**

نقالة أوتوماتيكية بالكامل مع أوضاع متغيرة

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπισώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρισκείτε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصناعية والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

GIMA 34057



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China



TD010131F



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 2909 ,1.7VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 20060 - 1 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





I. Parâmetros técnicos

- Tamanho (C*L*A):
Tamanho máximo: 89*56*198 (cm)
Tamanho mínimo: 33*56*198 (cm)
- A extensão de altura de tocar para baixo (4 graus):
93 cm / 82 cm / 70 cm / 35 cm
- Capacidade de carga: 159 kg
- Peso líquido: 40 kg
Peso bruto: 46kgs
- Ângulo máximo de inclinação para a frente: 11 graus
- Ângulo máximo de inclinação para trás: 25degrees

II. Método de operação

- Coloque o tapete de esponja na maca e fixe as preclintas. As quais farão o paciente sentir-se seguro e confortável.
- Prender ou desprender a maca do carregador de maca: ao prender a maca no carregador de maca, carregue a maca sobre o carregador de maca, empurre a maca para frente, as rodas dianteiras entrarão na fixação, entretanto as rodas traseiras também entrarão na fixação. A fixação fará a maca trancar automaticamente. Ao desprender a maca do carregador de maca, pressione a maçaneta de bola vermelha, puxe a maca para fora da fixação e, em seguida, a maca pode ser desprendida. A maca pode se transformar em cadeira de rodas.
- Render ou desprender a maca da ambulância: ① quando o carregador de maca entrar no quadro do carrinho, puxe o manipulô, solte o manipulô depois das pernas dianteiras e das pernas traseiras estarem dobradas. Empurre o carregador de maca para a fixação para fixá-la. (este carregador de maca é dotado de fixação). ② Ao desprender o carregador de maca da ambulância, destranque a fixação, puxe a maca, quando as pernas do carregador de maca estiverem fora da ambulância, basta puxar o manipulô, o que fará com que as pernas traseiras fiquem apoiadas, quando o carregador de maca estiver fora da ambulância, as pernas dianteiras ficarão automaticamente apoiadas.
- Corrimão: fixação de inserção automática, ao soltá-lo, aperte o manipulô e puxe-o para fora da fixação.
- Suporte IV (de perfusão intravenosa): ① Levante o varão e empurre-o para a frente para o fixar. Basta fazer o oposto para o abaixar. ② A altura dos suportes IV pode ser ajustada, rode no sentido anti-horário, solte a porca, o varão dos suportes IV pode ser puxado para fora. Ao fixar os suportes IV, basta ajustar os suportes IV para uma altura maior ou menor, e rode

a porca no sentido horário.

- O ajuste para a marquês: o carregador de maca é dotado de manipulô nos dois lados, puxe o manipulô, o carregador de maca pode ser ajustado em 4 níveis e dobre para trás e para a frente de acordo com as necessidades práticas. Enquanto isso, a altura da marquês também pode ser ajustada, o que pode ser alcançado ajustando os manipulô de cada lado ao mesmo tempo.

III. Objetivo de montagem

Pode ser separada, adequada para sistema de emergência. Pode ser utilizada numa ambulância, principalmente em algumas áreas com dificuldade de entrada, como corredores de elevadores estreitos e a maca acima, pode-se transformar em cadeira de rodas.

IV. Manutenção

- Mantenha-a limpa, com antiferrugem incluído.
- Certifique-se de que todas as peças estão bem apertadas em conjunto.

V. Preste particular atenção

Ao transferir o paciente, certifique-se de fechar o dispositivo de segurança, ajeite e aperte os cintos de fixação.

VI. Armazenamento e transporte

- Este produto deve ser mantido na condição de seco e sem ferrugem.
- Pode ser transportado por veículos tradicionais.
- Ao armazenar ou transportar, empilhe conforme o manual na embalagem, é proibido ficar invertido.

VII. Embalagem e acessório

- Esta maca é embalada dentro da caixa de cartão como um todo.
- Acessório: certificado de habilitação e sinalização.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF	Código produto	LOT	Número de lote	i	Consulte as instruções de uso
	Fabricante		Dispositivo médico em conformidade com a r regulamento (UE) 745/2017		Guardar ao abrigo da luz solar
	Data de fabrico		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Armazenar em local fresco e seco
	Dispositivo médico		Representante autorizado na União Europeia		Identificador exclusivo do dispositivo
	Importado por:				

