



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY
FUNNY COMPRESSION SOCKS
CHAUSSETTES DE COMPRESSION FUNNY
CALCETINES DE COMPRESIÓN FUNNY
MEIAS DE COMPRESSÃO FUNNY
FUNNY KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
ΑΣΤΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
FUNNY KOMPRESSIONSSTRUMPOR
FUNNY SKARPETKI UCISKOWE

Cat. No. 6115100000 (GIMA 41200)
6115100000 (GIMA 41201)
6115100000 (GIMA 41205)
6115100000 (GIMA 41206)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Tillverkare / Producent
Shanghai Amigo Textile Co., Ltd.
Room 301, Lane 222, Yehui Road,
Qingpu District, Shanghai
Made in China

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Meias de compressão

Obrigado por ter escolhido um produto Shanghai Amigo. Os nossos produtos são sinónimo de conforto e bem-estar pessoal. A agradável sensação de leveza e bem-estar é obtida graças ao efeito dinâmico da compressão graduada do produto.

A compressão diminui a partir do tornozelo para cima.

A secção do calcanhar fornece:

- A colocação adequada do calcanhar na bolsa do calcanhar proporcionando assim maior estabilidade.
- Posicionamento apropriado no ponto de máxima compressão, além de melhor ajuste e maior vestibilidade e elasticidade ao redor da circunferência do tornozelo.

Os produtos Shanghai Amigo não são dispositivos médicos. São particularmente eficazes para aliviar as sensações de peso e fadiga nas pernas

Instruções e recomendações para o uso de meias de compressão **Recomenda-se calçar as meias de compressão assim que acordar pela manhã.**

As meias de compressão devem ser protegidas contra o contacto com quaisquer óleos, cremes ou pomadas aplicadas nas pernas por razões médicas ou cosméticas.

As unhas ásperas ou anéis com bordas ásperas podem eventualmente danificar o tecido do produto.

Se a pele estiver molhada, aplique pó de talco no pé para facilitar a sua inserção nas meias.

1. Vire as meias do avesso, com exceção da secção dos pés. O ideal é virar as meias do avesso ao ponto do calcanhar ficar para fora.
 - Use ambas as mãos para alargar a parte do pé e deslize o pé dentro as meias até ao calcanhar.
 - Vire a parte do avesso das meias, tendo o cuidado de posicionar o calcanhar de forma apropriada.
2. Insira o resto da perna até ao joelho, alisando a malha com a palma da mão.
 - Nunca puxe diretamente na borda superior das meias.
 - No caso de meia-calça, siga o mesmo procedimento descrito acima até que a meia chegue à altura do joelho em ambas as pernas.
3. Enrole a parte restante da meia-calça para cima até à virilha, alisando a malha com as mãos e verificando se a compressão é uniforme.

Contraindicações gerais

Doença arterial obstrutiva periférica em estado avançado - Edema maciço dos membros inferiores de natureza patológica - Flebite séptica - Flebite severa, como flegmasia cerúlea dolens - Linfangite - Neuropatias periféricas avançadas (isto é, diabetes mellitus) - Outros distúrbios sensoriais dos membros - Intolerâncias/alergias relacionadas com o material das meias de compressão.

Contraindicações particulares

Úlceras e feridas abertas - Dermatose húmida - Imobilidade - Dermite estase - Incontinência valvular do sistema venoso superficial e profundo. - Trombose venosa profunda ou tromboflebite aguda - Síndrome pós-tromboflebite - Para meias com bordas de silicone, pode ocorrer irritação cutânea em casos de hipersensibilidade ao próprio material

Avisos especiais

As meias de compressão Shanghai Amigo só devem ser usadas após consultar um médico.

Caso ocorra dor ou irritação da pele ao usar as meias de compressão, remova as meias imediatamente e consulte um médico ou seu revendedor.

Composição dos materiais

Nylon 65% - poliéster 30% - elastano 5%

Tamanhos disponíveis: pequeno – médio – grande – extra grande

Instruções de lavagem

As meias devem ser lavadas à mão ou na máquina de lavar.

- Lavagem à mão: utilize detergentes para malhas delicadas.

Enxague bem.

Não torça. Seque ao ar.

- Lavagem na máquina: coloque a peça de roupa num saco apropriado ou numa fronha. Não lixívie. Não seque na máquina.
- Não lave a seco. Não passe a ferro.

**Aviso**

O fabricante não assumirá qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos pessoais e/ou danos materiais que possam ocorrer no caso em que o produto seja utilizado indevidamente ou para fins diferentes daqueles a que se destin.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.