



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE ASCELLARE
AXILLARY WALKING FRAME
DÉAMBULATEUR AXILLAIRE
GEHILF MIT ACHSELSTÜTZE
ANDADOR AXILAR
ANDARILHO AUXILIAR
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ
AXILÄR GÅNGRAM

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvariga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

REF YDL03 (GIMA 43134)



INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, P.R. China
Made in China

EC REF MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Importato da/Imported by/Importé par/ Eingeführt von
Importado por/Eισαγωγή από/Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Coloque a estrutura dobrada no chão, verifique os quatro rodízios e os fechos.


Empurre a haste vertical (24) para o tubo reto (23) da peça do apoio de braço e, em seguida, utilize o manípulo (8) para a trancar.

Empurre os dois apoios de braço com a alça axilar para o tubo fixo (7) e tranque-os à altura desejada com o manípulo de ajuste.

O assento pode ser facilmente inserido e removido da estrutura pelos 4 ganchos com que está equipado.

Para caminhar com o andarilho, levante-o e coloque-o à sua frente e, certificando-se de que as quatro pernas estão firmemente apoiadas no chão, dê um passo de cada vez.

Peso Máx.: 120 kg



1. Rebite
2. Anilha
3. Peça de suporte axilar
4. Peça fixa
5. Tubo fixo para barra de ligação
6. Tubo de suporte axilar
7. Tubo fixo para o suporte auxiliar
8. Manípulo de ajuste
9. Porca fixa
10. Calha fixa
11. Tubo reto da peça do apoio de braço
12. Rodízios de travamento
13. Tubo reto traseiro
14. Rodízios sem travamento
15. Tampão de tubo
16. Barra de ligação
17. Barra de ligação
18. Barra guia
19. Tapa de plástico para porca
20. Anilha chata
21. Anilha de barra de ligação
22. Parafuso de barra de ligação
23. Tubo reto de peça do apoio de braço
24. Haste de ligação vertical

	Fabricante		Armazenar em local fresco e seco
	Consulte as instruções de uso		Guardar ao abrigo da luz solar
	Código produto		Número de lote
	Data de fabrico		Dispositivo médico
	Representante autorizado na União Europeia		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.