



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI  
BASIC PEDAL EXERCISER  
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE  
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO  
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO  
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN  
ROTOR DO ĆWICZEŃ  
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCIȚII  
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP  
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante  
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:  
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD  
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,  
Yongkang, Zhejiang, China  
Made in China

Gima 43150

**REF** TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por  
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)





1



2



3

- PORTUGUÊS**
1. Ligue os tubos de cada lado com parafusos como acima.
  2. Fixe a resistência à estrutura principal com parafusos.
  3. Centre o manípulo de ajuste no orifício e rode-o na resistência para ajustar a intensidade do exercício.

**Aviso:** Coloque o produto num pavimento liso. Pode fazer exercício com as mãos ou os pés no sentido horário ou anti-horário.

**Aviso:** Não fique em pé diretamente sobre o produto (max 40Kg).  
Pode sentar-se para exercitar os seus pés.

**CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA**

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.