

GIMA 43196 - 43198



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd. Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China Made in China



REF KDB-697 KDB-698



SUNGO Europe B.V. Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, $2909 VA\ Capelle\ aan\ den\ IJssel, The\ Netherlands$























Cadeira sanitária

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

A Cadeira Sanitária é utilizada para a excreção das pessoas que sofrem de doença, lesão ou deficiência, pode ser utilizada em casa ou no hospital.

OPERADOR

O dispositivo pode ser operado pelo próprio utilizador, pela equipa de enfermagem ou pelo cuidador.

POPULAÇÕES DE DOENTES

Pessoas com deficiências, doentes e idosos.

CONTRAINDICAÇÕES

Supervisionar as crianças, quando utilizarem a cadeira Sanitária.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1. Levante a placa do assento, coloque a caçamba corretamente na estrutura da caçamba e, em seguida, coloque a placa do assento para uso.
- 2. Após o uso, feche a tampa do balde e retire-a da estrutura do balde.
- 3. O peso máximo suportado pelo usuário é de 125 kg.

MANUTENÇÃO

- A superfície do produto não deve ser riscada ou arranhada por objetos duros para evitar danos materiais.
- Para a limpeza e manutenção diária, aplique detergente sintético neutro, limpe com um pano húmido e, em seguida, limpe com um pano seco.
- A cadeira sanitária deve ser limpa e desinfetada de forma rotineira, uma vez por dia, pela equipa técnica de saúde ou pelos utilizadores e desinfetada completamente aquando da troca de doentes.
- 4. Não a deixe entrar em contacto com ácidos fortes e álcalis para evitar a corrosão.

PRECAUÇÕES E AVISOS:

- Por favor, coloque a cadeira sanitária num local seco e ventilado, longe da luz solar direta e evite os produtos químicos corrosivos, tais como o óleo, o ácido e o álcali.
- Deve-se evitar a exposição da cadeira sanitária ao sol e à chuva e a cadeira sanitária deve ser limpada e secada imediatamente após cada utilização.
- Alguns lubrificantes de alta qualidade podem ser adicionados às partes móveis para lubrificação, o que é melhor para a utilização.
- Verifique regularmente a junção da cadeira sanitária para evitar acidentes causados por afrouxamento ou queda.
- 5. Verifique frequentemente em todas as partes da cadeira sanitária se há rachaduras e
- outros defeitos que venham a afetar a utilização da cadeira. 5. Verifique frequentemente se a estrutura do assento e a tampa do assento estão firmes.
- O produto deve ser colocado de forma firme e não deve ser agitado fortemente para evitar danos estruturais.
- Não fique de pé na cadeira com os pés desmontados, caso contrário o produto pode tombar.

ARMAZENAMENTO

A cadeira de rodas embalada deve ser armazenada em local ventilado e seco, sem gás corrosivo e num espaço bem ventilado e limpo. Deve evitar a humidade, a luz forte e manter longe das fontes de calor durante o transporte.

GARANTIA

O período de garantia deste produto começará a partir do dia da compra. Acessórios 90 dias. Quadro principal 365 dias.

ELIMINAÇÃO

As restrições de eliminação dependem da contaminação ocorrida durante a utilização e estão sujeitas à legislação nacional ou local.

ETIQUETAS, DESENHO DO LOGÓTIPO DA EMBALAGEM:

Símbolo	Introduções	Símbolo	Introduções
C€	Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745	MD	Dispositivo médico
•••	Fabricante	EC REP	Representante autorizado na União Europeia
<u></u>	Data de fabrico	类	Guardar ao abrigo da luz solar
LOT	Número de lote	NON	Não estéril
	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente	REF	Código produto
[]i	Consulte as instruções de utilização	**	Armazenar em local fresco e seco
	Importado por	UDI	Identificador exclusivo

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.