



**REF** **KDB-697 (GIMA 43196)**  
**KDB-698 (GIMA 43198)**

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.  
24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China  
Made in China

 **EC REP** SUNGO Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam,  
Netherlands

 **Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**NOME:****Cadeira sanitária**

**É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.**

**UTILIZAÇÃO PREVISTA:**

A Cadeira Sanitária é utilizada para a excreção das pessoas que sofrem de doença, lesão ou deficiência, pode ser utilizada em casa ou no hospital.

**OPERADOR**

O dispositivo pode ser operado pelo próprio utilizador, pela equipa de enfermagem ou pelo cuidador.

**POPULAÇÕES DE DOENTES**

Pessoas com deficiências, doentes e idosos.

**CONTRAINDICAÇÕES**

Supervisionar as crianças, quando utilizarem a cadeira Sanitária.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

1. Ajuste a cadeira sanitária de acordo com a altura necessária pressionando a esfera do tubo da perna. Observe que as esferas das quatro pernas devem ser posicionadas no mesmo encaixe ao ajustar a altura. Para os produtos com pés destacáveis, pode pendurar os pés destacáveis (conforme mostrado na figura abaixo), alinhar os orifícios de posicionamento dos suportes das pernas com os pinos de posicionamento da estrutura e, em seguida, girar suavemente para dentro até que a alça fique travada e fixada automaticamente, e abaixar o pedal para aumentar o conforto de utilização. E para os produtos com estrutura dobrável, mas sem função de ajuste de altura, basta desdobrar a estrutura e instalar as peças necessárias, tais como as rodas, e fixar o bacio e a tampa do assento antes de utilizar.
2. Levante a tampa do assento, coloque o bacio diretamente na prateleira do bacio, pendure o bacio na prateleira do bacio e, em seguida, abaixe a tampa do assento para utilizar.
3. Quando em utilização, a cobertura do assento pode ser utilizada como encosto.
4. Após a utilização, feche a tampa do bacio e levante ou remova-a diretamente do suporte do bacio.
5. A cadeira sanitária pode ser dobrada quando não estiver em utilização, o que é conveniente para armazenamento e ocupa menos espaço.
6. Remova o encosto e o bacio e coloque-os na sanita para utilizar como barreira de segurança da sanita para proteger a vida de idosos, mulheres grávidas e bebês.
7. Adicione um bacio à prova de respingos, coloque-o na sanita e utilize-o como elevador de sanita e barreira de segurança da sanita. Especialmente para as grávidas, recomenda-se a utilização deste método para os idosos com pernas incapacitadas e para outras pessoas que se encontram incapacitadas para se agachar demasiado baixo.

**MANUTENÇÃO**

1. A superfície do produto não deve ser riscada ou arranhada por objetos duros para evitar danos materiais.
2. Para a limpeza e manutenção diária, aplique detergente sintético neutro, limpe com um pano húmido e, em seguida, limpe com um pano seco.
3. A cadeira sanitária deve ser limpa e desinfetada de forma rotineira, uma vez por dia, pela equipa técnica de saúde ou pelos utilizadores e desinfetada completamente aquando da troca de doentes.
4. Não a deixe entrar em contacto com ácidos fortes e álcalis para evitar a corrosão.

**PRECAUÇÕES E AVISOS:**

1. Por favor, coloque a cadeira sanitária num local seco e ventilado, longe da luz solar direta e evite os produtos químicos corrosivos, tais como o óleo, o ácido e o álcali.
2. Mantenha o assento da cadeira sanitária limpo. Pode ser limpo com detergente neutro comum. Após a limpeza, limpe-o imediatamente com um pano seco.
3. Deve-se evitar a exposição da cadeira sanitária ao sol e à chuva e a cadeira sanitária deve ser limpada e secada imediatamente após cada utilização.
4. Alguns lubrificantes de alta qualidade podem ser adicionados às partes móveis para lubrificação, o que é melhor para a utilização.
5. Verifique regularmente a junção da cadeira sanitária para evitar acidentes causados por afrouxamento ou queda.
6. Verifique frequentemente em todas as partes da cadeira sanitária se há rachaduras e outros defeitos que venham a afetar a utilização da cadeira.
7. Verifique frequentemente se a estrutura do assento e a tampa do assento estão firmes.
8. O produto deve ser colocado de forma firme e não deve ser agitado fortemente para evitar danos estruturais.
9. A vida útil normal do produto é de 3 anos a partir do dia em que sai da fábrica.
10. Cadeira sanitária com rodas NÃO deve ser utilizada como uma cadeira de rodas manual, apenas para a mobilidade de curta distância.
11. Não fique de pé na cadeira com os pés desmontados, caso contrário o produto pode tombar.
12. Não use o aparelho em contato direto com a pele.
13. Capacidade máxima 125 kg.

**ARMAZENAMENTO**

A cadeira de rodas embalada deve ser armazenada em local ventilado e seco, sem gás corrosivo e num espaço bem ventilado e limpo. Deve evitar a humidade, a luz forte e manter longe das fontes de calor durante o transporte.

#### GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano no caso de utilização normal de acordo com as instruções.














#### DURABILIDADE

3 anos.

#### ELIMINAÇÃO

As restrições de eliminação dependem da contaminação ocorrida durante a utilização e estão sujeitas à legislação nacional ou local.

#### ETIQUETAS, DESENHO DO LOGÓTIPO DA EMBALAGEM:

Símbolo	Introduções	Símbolo	Introduções
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Dispositivo médico
	Fabricante		Representante autorizado na União Europeia
	Data de fabrico		Guardar ao abrigo da luz solar
	Número de lote		Não estéril
	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Código produto
	Consulte as instruções de utilização		Armazenar em local fresco e seco
	Importado por		

#### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:

1. Stellen Sie den Toilettenstuhl bitte an einem trockenen, gut belüfteten Ort, fern von