



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARROZZINA IN ALLUMINIO CLASSICA - 46 CM

CLASSIC ALUMINIUM WHEELCHAIR - 46 CM

FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM CLASSIQUE - 46 CM

SILLA DE RUEDAS EN ALUMINIO CLÁSICA - 46 CM

CADEIRA DE RODAS CLÁSSICA DE ALUMÍNIO - 46 CM

CLASSIC ALUMINIUM RULSTOL - 46 CM

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvariga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

REF YK9063 (Gima 43235)


Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, P.R. China
Made in China



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany



INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um dos nossos produtos. As cadeiras de rodas foram concebidas e fabricadas para satisfazer todas as suas necessidades de utilização prática, correta e segura. Este manual contém algumas sugestões para a utilização correta do aparelho e conselhos valiosos para a sua segurança. Recomendamos que leia todo o manual cuidadosamente antes de utilizar o artigo. Em caso de dúvidas, entre em contacto com o revendedor, que será capaz de aconselhá-lo corretamente.

Nota: Confira todas as peças para verificar se não houve nenhum dano no envio. Em caso de danos, não o utilize. Entre em contacto com o revendedor para obter mais instruções.

UTILIZAÇÃO

As cadeiras de rodas são um meio de transporte essencial para pessoas com deficiência com nenhuma ou limitada capacidade de locomoção. O objetivo é facilitar os movimentos autónomos e salvaguardar o bem-estar físico da pessoa, evitando o aparecimento de complicações relacionadas com a posição sentada (escaras, dores posturais crónicas...).



















AVISOS

- Aconselhe-se com o médico ou terapeuta para determinar o ajuste e o uso corretos.
- Preste sempre atenção à presença de peças móveis que podem causar aprisionamento dos membros e ferimentos.
- Preste especial atenção às superfícies molhadas.
- Recomenda-se prestar atenção ao aprisionamento dos dedos em algumas partes, como rodas ou travões, quando utilizar a cadeira de rodas.

DESCRIÇÃO

- Quadro de alumínio de cruzeta dupla.
- Quadro pintado com tinta em pó cinzenta esfumada.
- Rodas traseiras de libertação rápida .
- Rodas pequenas para elevação.
- Rodas traseiras: 60 cm (24") com pneus de PU.
- Rodas da frente: 20 cm (8") com pneus de PU.
- Assento almofadado e encosto em poliéster.
- Apoios de braços rebatíveis com comprimento de secretária.
- Apoio para os pés rebatível, removível e ajustável em altura.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size				
																	
46	80	65	90,5	30,5	46	40	44	50	120	20 (8")	60 (24")	13.2	82x31x94				

MONTAGEM

Abertura do quadro



Agarre os apoios de braço, puxe-os para fora,



Levante o assento e feche a cadeira de rodas, empurre o assento para baixo aproximando os dois apoios de braço.

Apoio para os pés ajustável



Para instalar os apoios para os pés, alinhe os orifícios nos suportes com os respectivos pinos no quadro da cadeira de rodas e, em seguida, rode o apoio para os pés para dentro, enganchando corretamente a alavanca de travamento no quadro da cadeira de rodas.

Para remover, solte a alavanca do apoio para os pés do quadro da cadeira de rodas, depois vire-os para fora e puxe para cima.

Como gerir as rodas traseiras



Pressione o botão colocado no centro das rodas e deslize para fora. Para recolocar as rodas, pressione o botão central e insira o pino no orifício do quadro.

UTILIZAÇÃO

Subir para a cadeira de rodas

- Aproxime a cadeira de rodas do paciente.
- Trave os travões das rodas traseiras; é aconselhável remover o apoio de braço do lado. Apoie-se no quadro, fazendo força nos braços, depois desça lentamente em direção ao assento.

Sair da cadeira de rodas

- Aproxime-se o mais próximo possível de um novo assento.
- Trave os travões das rodas traseiras; remova o apoio de braço do lado. Pouse os seus braços no quadro do assento para o qual se deve mover e, em seguida, levante lentamente em direção a ele.

IMPORTANTE! A assistência ou supervisão de pessoal qualificado é necessária para evitar escorregamentos e quedas

MOVIMENTO

Segure o aro de tração das rodas traseiras e empurre na direção desejada.

Se necessário, a equipa de saúde ou o cuidador podem empurrar a cadeira de rodas pelos manípulos no encosto.



LIMPEZA

Utilize um pano húmido com sabão neutro, a temperatura da água não deve ser superior a 30 °C. Seque bem antes de utilizar. Se necessário, desinfete o produto com um detergente desinfetante comum. Não utilize máquinas de lavar a jato de água e/ou vapor. Não deve utilizar produtos ácidos, alcalinos ou solventes como a acetona.

CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO

Ao eliminar o dispositivo, nunca utilize os sistemas de recolha de resíduos sólidos domésticos.

É necessário eliminar o dispositivo através dos pontos de recolha ecológicos comuns para a reciclagem de materiais usados.

 REF	Código produto		Fabricante
 LOT	Número de lote		Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745
	Armazenar em local fresco e seco		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Guardar ao abrigo da luz solar		Dispositivo médico
	Consulte as instruções de uso		Limite de pressão atmosférica
	Data de fabrico		Limite de humidade
	Limite de temperatura		

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.