

MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE DI TIPO II DOPPIO STRATO AD USO MEDICALE
TYPE II WASHABLE DOUBLE LAYERED SURGICAL MASK FOR MEDICAL USE
MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE À DOUBLE COUCHE DE TYPE II À USAGE MÉDICAL

TYP II WASCHBARE DOPPELLAGIGE CHIRURGISCHE MASKE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA DE DOS CAPAS TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO
MÁSCARA CIRÚRGICA DE CAMADA DUPLA LAVÁVEL TIPO II PARA USO MÉDICO

TYP II TVÄTTBART KIRURGMUNSKYDD MED DUBBELT SKIKT FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING

ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DWUWARSTWOWA MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II
MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL, DE TIP II, LAVABILĂ, CU 2 STRATURI

قناع جراحي بطبقة مزدوجة قابل للغسيل ومن النوع الثاني للاستخدام الطبي

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von
 Distribuido por / Distribuído por / Distribuera av / Διατίθεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزیع :



REF 20751 / BP2020V3TN FS

MYCROCLEAN ITALIA SRL
 Via Carlo Porta, 14
 20064 Gorgonzola - Italy
 Made in Italy



LOT Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
 Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
 Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



8 023279 207514 000001



IT - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

GB - The mask must be worn as shown in the photo
 Small part on the nose, large part below.

FR - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

DE - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

ES - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

PT - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

SE - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

GR - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

PL - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

RO - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

SA - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

produsul își menține caracteristicile fizice și tehnice, până la circa 100 spălări.

6 - Eliminare

Masca se va elimina ca deșeu solid menajer (cu condiția să nu fie contaminată, caz în care va trebui eliminată ca „deșeu special”). Punga externă se elimină cu deșeurile din plastic.

REF	Cod produs	LOT	Număr de lot
	Producător		Data fabricației
	Nicht steril		Citiți instrucțiunile de utilizare
	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE		

ROMÂNESC

1 - Descrierea produsului și utilizare prevăzută

Mască lavabilă, din țesătură 99% poliester și 1% fibră de carbon, destinată protejării nasului și gurii.

2 - Clasificare

Măștile din seria BP2020V3TN sunt clasificate drept dispozitive de Tip II, conform standardului UNI EN 14683:2019.

3 - Caracteristici

Dispozitivul, realizat dintr-un singur strat de țesătură 99% poliester și 1% fibră de carbon și dintr-un strat exterior hidrofug, se poate spăla în mașina de spălat la temperaturi de până la 60°C (țesătura rezistă până la 150°C) Produs nesteril.

Valori PFE: Eficiență de filtrare a particulelor (%) 0,3 μm 0,5 μm până la 95%.

Țesătura s-a dovedit a fi **FĂRĂ EFECT TOXIC ASUPRA CELULELOR**, în urma testelor efectuate asupra fibroblastelor, conform standardului UNI EN ISO 10993-5.

Filtrare BFE

Eficiența de filtrare a bacteriilor BFE = 99,8% (rezultată din teste de laborator efectuate conform standardului UNI EN 14683:2019).

Încărcătură biologică

UFC < 30 UFC (rezultată din teste de laborator efectuate conform standardului UNI EN 14683:2019) **Respirabilitate (cm2 /cm3/sec) ASTM E96** (cunoscut și ca ISO - 11092 sau testul Ret sau Hohenstein).

Rezultatul obținut pentru măștile din seria BP2020 este de 7,5, așadar bun sau foarte respirabil.

4 - Mod de utilizare și avertismente

Manevrați produsul cu mâinile curate și dezinfectate, lipind bine masca pe față, în poziția corectă, adică cu partea mai îngustă spre nas și cu cea mai lată peste gură și bărbie.

NU MODIFICAȚI MASCA; NU TĂIAȚI ELASTICELE; PURTAȚI MASCA CU FAȚA ÎN SUS (conform indicațiilor din figură).

În caz contrar, masca își va pierde capacitatea de protecție.

5 - Spălare

La mână sau în mașina de spălat, la temperaturi de până la 60°C. **NU FOLOSIȚI ÎNĂLBITOR.**

Dacă se respectă instrucțiunile de utilizare și întreținere,