

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE  
DI TIPO II AD USO MEDICALE**

**TYPE II WASHABLE SURGICAL MASK  
FOR MEDICAL USE**

**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE  
DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE CHIRURGISCHE MASKE  
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA  
DE TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**

**MÁSCARA CIRÚRGICA LAVÁVEL TIPO II  
PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÁTTBART KIRURGMUNSKYDD MED  
FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ  
ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA  
MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**

**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL,  
DE TIP II, LAVABILĂ**

قناع جراحي قابل للغسيل ومن النوع الثاني  
للاستخدام الطبي



**IT** - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

**GB** - The mask must be worn as shown in the photo. Small part on the nose, large part below.

**FR** - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

**DE** - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

**ES** - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

**PT** - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

**SE** - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

**GR** - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

**PL** - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

**RO** - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

**SA** - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von  
Distribuido por / Distribuído por / Distribuemas av / Διατίθεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزيع :



**REF** 20767 / BP2020V3 S

**MYCROCLEAN ITALIA SRL**  
Via Carlo Porta, 14  
20064 Gorgonzola - Italy  
Made in Italy



**LOT** Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



000001

**1 - Descrierea produsului și utilizare prevăzută**

Mască lavabilă, din țesătură 99% poliester și 1% fibră de carbon, destinată protejării nasului și gurii.

**2 - Clasificare**

Măștile din seria BP2020V3 sunt clasificate drept dispozitive de Tip II, conform standardului UNI EN 14683:2019.

**3 - Caracteristici**

Dispozitivul, realizat dintr-un singur strat, se poate spăla în mașina de spălat la temperaturi de până la 60°C (țesătura rezistă până la 150°C) Produs nesteril

**Valori PFE: Eficiență de filtrare a particulelor (%) 0,3 μm 0,5 μm până la 95%**

Țesătura s-a dovedit a fi **FĂRĂ EFECT TOXIC ASUPRA CELULELOR**, în urma testelor efectuate asupra fibroblastelor, conform standardului UNI EN ISO 10993-5.

**Filtrare BFE**

Eficiența de filtrare a bacteriilor BFE = 99,8% (rezultată din teste de laborator efectuate conform standardului UNI EN 14683:2019)

**Încărcătură biologică**

UFC < 30 UFC (rezultată din teste de laborator efectuate conform standardului UNI EN 14683:2019) **Respirabilitate (cm<sup>2</sup> /cm<sup>3</sup>/sec) ASTM E96** (cunoscut și ca ISO - 11092 sau testul Ret sau Hohenstein)

Rezultatul obținut pentru măștile din seria BP2020 este de 7,5, așadar bun sau foarte respirabil

**4 - Mod de utilizare și avertismente**

Manevrați produsul cu mâinile curate și dezinfectate, lipind bine masca pe față, în poziția corectă, adică cu partea mai îngustă spre nas și cu cea mai lată peste gură și bărbie.

NU MODIFICAȚI MASCA; NU TĂIAȚI ELASTICELE; PURTĂȚI MASCA CU FAȚA ÎN SUS (conform indicațiilor din figură)

**În caz contrar, masca își va pierde capacitatea de protecție.**








**5 - Spălare**

La mână sau în mașina de spălat, la temperaturi de până la 60°C. **NU FOLOȘIȚI ÎNĂLBITOR**

Dacă se respectă instrucțiunile de utilizare și întreținere, produsul își menține caracteristicile fizice și tehnice, până la circa 500 spălări.

**6 - Eliminare**

Masca se va elimina ca deșeu solid menajer (cu condiția să nu fie contaminată, caz în care va trebui eliminată ca „deșeu special”). Punga externă se elimină cu deșeurile din plastic.

	Cod produs		Număr de lot
	Producător		Data fabricației
	Nicht steril		Citiți instrucțiunile de utilizare
	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE		