



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

HALATE CHIRURGICALE RANFORSATE - STERILE

ROMÂNĂ

Denumire produs Halat medical ranforsat SMMS (Steril)

Cod produs FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L,

FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

Mărire produs Unitate: cm

COD GIMA	21052	21053	21054	21055
COD PROTECȚIE TOTALĂ	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Mărimi	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lungime (de la umăr la tiv)	120	120	130	140
Lățime (monostrat)	140	150	150	160
Lungime talie	65	65	65	69
Lungime mânecă	58	59	59	61
Deviere	±2	±2	±2	±2

Model produs Tip halat. M/L/XL/XXL

Structură și compoziție Produs realizat din 50g de material nețesut SMMS. Este alcătuit din față, spate, mâneci, cordoane și manșete. Procedura de fabricație cuprinde tăiere, lipire cu ultrasunete, cordoane, bandă tip scai, manșete, pliere, sigilare.

Utilizare prevăzută Produsele sunt utilizate în principal pentru izolarea generală în cabinete medicale, secții, cabinete de consultație, sală de curățenie, laborator etc. Sunt destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a contribui la controlul infecțiilor.

Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă ambalajul este deteriorat, dacă produsul este umezit sau mucegăit. Nu folosiți.

Cum se folosește produsul Deschideți ambalajul și scoateți produsul, scuturați ușor halatul, ridicați părțile laterale ale gulerului, introduceți mâinile în mâneci, întindeți brațele în față și strângeți cordoanele.

Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

⚠️ Avertisment

1. Acest produs este de unică folosință, nu îl refolosiți.
2. Acest produs este de uz individual, nu îl folosiți în comun cu alte persoane.
3. Se interzice folosirea, dacă ambalajul sau produsele sunt deteriorate.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.

Termen de valabilitate 3 ani.

Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj

Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

REF	Cod produs	A se păstra ferit de razele soarelui	A se păstra într-un loc răcoros și uscat	MD	Dispozitiv medical
LOT	Număr de lot	Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745	Valabil până la data de	Limită de temperatură	
Producător	Data fabricației	STERILE EO	Sterilizat cu oxid de etilenă	Cu această parte în sus	
Limită de umiditate	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	EC REP	Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene	Fragil, manevrați cu atenție	
Dispozitiv de unică folosință a nu se refolosi,	Citiți instrucțiunile de utilizare	⚠️	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare	UDI	Identificatorul unic al dispozitivului

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGS-RF-SM50-M
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

