

CURETTE PER BIOPSIA MONOUSO
DISPOSABLE BIOPSY PUNCH
PUNCH À BIOPSIE À USAGE UNIQUE
PUNZON PARA BIOPSIA DESECHABLE
EINWEG-KÜRETTE FÜR DIE HAUT
PUNCIÓNADOR DE BIOPSIA DESCARTÁVEL
SZTANCA BIOPSYJNA JEDNORAZOWA
EGYSZER HASZNÁLATOS BIOPSZIÁS TŰ (PUNCH-KÉS)
KERTÄKÄYTTÖINEN BIOPSIASTANSSI
BIOPSY PUNCH (IGLA ZA BIOPSIJU) ZA JEDNOKRATNU UPORABU
HUDSTANSE TIL ENGANGSBRUK
BIOPSIESTANS VOOR EENMALIG GEBRUIK
INSTRUMENT PENTRU BIOPSIE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
BIOPSISTANS FÖR ENGÅNGSBRUK
ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИГЛА ЗА БИОПСИЯ
PUNCH ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
مقرّاص الخزعة للاستخدام الواحد

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Guia para utilização -
Instrukcja obsługi - Használati utasítás - Käyttöohje - Korisnički Pri-
ručnik - Brukerhåndbok - Gebruikershandleiding - Manual De Utilizare
- Användarhandbok - Руководство Пользователя - Ръководство За
Потребителя - Οδηγίες χρήσης - **شیر /جستجوی وشرعی**

PRODUS
Instrument pentru biopsie
(Dimensiune: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm).
Sterilizat prin radiații Gamma de minimum 25 kGy și nu mai mult de 32 kGy (de la 2,5 M radiani până la 3,2 M.radiani).

MATERIALE UTILIZATE
Oțel inoxidabil, plastic ABS / LDPE.

INDICAȚII
- Pentru obținerea specimenului de piele din profunzime în vederea diagnosticării.
- Diferite dimensiuni pentru diferite suprafețe de piele ale corpului.
- Îndepărtarea specimenului de piele din zona de operare.

CONTRAINDICAȚII
- Lamele reutilizate pot funcționa ca purtător de boală transmisibilă către pacient și/sau utilizator.
- Reacția adversă poate să aibă loc dacă lamele sunt utilizate după data expirării, dacă data de expirare a produsului este aceeași cu data de expirare a sterilizării.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- Selectați tipul și dimensiunea corectă a instrumentului pentru biopsie în funcție de suprafața pielii și mărimea specimenului.
- După selectare, curățați locul cu un dezinfectant adecvat.
- Verificați ambalajul instrumentului pentru biopsie, să fie intact și în termen, apoi scoateți lama din ambalaj.
- cu o pensă cu mâner și alegeți specimenul de piele care trebuie tăiat.
- Funcția trebuie făcută rotind și apăsând ușor instrumentul pe piele.
- Îndepărtați instrumentul pentru biopsie după ce ați tăiat pielea la grosimea dorită.
- Luați eșantionul de specimen.

AVERTISMENTE
- Citiți instrucțiunile de utilizare.
- Produsul trebuie utilizat numai de către un chirurg specializat, doctor sau paramedic.
- Înainte de utilizare verificați întotdeauna integritatea produsului și a ambalajului, precum și data de expirare.
- Numai pentru o singură utilizare, **dacă este reutilizat, acesta poate funcționa ca purtător de boli transmisibile, HIV, hepatite, boli contagioase, contaminarea nedorită poate duce la boli pentru pacient și/sau utilizator.**
- Utilizați produsul imediat după deschiderea ambalajului.
- GIMA nu este responsabil pentru posibilele consecințe care rezultă din utilizarea necorespunzătoare.
- GIMA nu își asumă nicio responsabilitate dacă dispozitivul este reutilizat sau sterilizat din nou.
- Sterilitatea produsului nu este garantată dacă pachetul este distrus/rupt.
- Resterilizarea și reutilizarea lamei determină modificarea proprietăților mecanice și a materialului utilizat.
- Resterilizarea și reutilizarea lamei poate să nu corespundă utilizării prevăzute, deoarece lama poate fi toxică.
CONDIȚII DE DEPOZITARE
- A se păstra ferit de lumina directă a soarelui.
- A se păstra ferit de ploaie.
- Temperatura de depozitare trebuie să fie între 10 și 40 de grade celsius.
- Umiditatea zonei de depozitare trebuie să fie de la 35% RH până la 65% RH.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra în loc răcoros și uscat.

ELIMINAREA PUNGILOR UTILIZATE ȘI A INSTRUMENTULUI PENTRU BIOPSIE
- După utilizare, instrumentul pentru biopsie și pungile vor fi eliminate în conformitate cu cerințele locale de reglementare a manipulării deșeurilor medicale.

PRECAUȚII
- Pentru a evita rănirea, nu deschideți niciodată punga înspre dumneavoastră.
- Dispozitivele sunt extrem de ascuțite, manipulați-le cu atenție.
- Trebuie avut grijă ca punga să nu fie deschisă într-o zonă nesterilizată, altfel lama care a fost deja sterilizată prin radiația Gamma va deveni nesterilă. Trebuie utilizate proceduri adecvate pentru manipularea oricărui produs steril.
- Trebuie să fiți atenți ca în timpul eliminării dispozitivului să evitați orice contact sau rănire datorită naturii ascuțite a dispozitivului.
- În cazul unor modificări în ceea ce privește performanța dispozitivului pentru destinația de utilizare, înlocuiți dispozitivul defect cu unul nou pentru a îndeplini în totalitate aplicația cerută.

RETURNAREA PRODUSULUI DETERIORAT
- Produsul deteriorat trebuie returnat imediat sursei de unde este achiziționat.

REF 22580 - 22581 - 22582 - 22583 - 22584 - 22585
22586 - 22587 - 22588 - 22589 - 22590

Importatore / Importer:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy

Paramount Surgimed Limited
A-106, RIICO Industrial Area,
Bhiwadi-301019, Alwar, Rajasthan, India

MDSS GmbH
Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany

