

RO - GIMA BRUSH: Periuță pentru prelevare de probe citologice endocervicale

Periuța este formată din peri de nailon, strânși la un loc de un înveliș metalic. Este montată pe un mâner din plastic.

Este indicată pentru prelevarea celulelor din canalul endocervical al colului uterin, dispozitivul trebuie utilizat numai de către personalul calificat, instruit și autorizat să efectueze prelevarea pentru testul Papanicolau. A nu se expune la surse de căldură, scoateți dispozitivul din pachet chiar înainte de utilizare, înainte de utilizare, inspectați vizual dispozitivul pentru a verifica integritatea acestuia

UTILIZARE PREVĂZUTĂ: GIMA BRUSH este utilizată pentru preluarea celulelor care se exfoliază din canalul endocervical al colului uterin

INDICAȚII: este indicată și în prezența unui canal cervical stenotic

CONTRAINDICAȚII: este contraindicată în timpul sarcinii

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: introduceți speculul în vagin pentru a expune colul uterin, extrageți Gimabrush din pachet, apucându-l de mâner, inspectați vizual dispozitivul pentru a verifica integritatea acestuia, introduceți-l încet în canalul cervical, faceți o rotație completă, extrageți-l încet, trageți și rotiți în mod repetat perii pe lamela din sticlă.



Biogyn S.r.l. Via volta, 14 – 41037 Mirandola Italy

Distributor: Gima S.p.a. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate Italy



REF

EBR2 S01

CE 0476

STERILE EO



MP 2005 002 rev08 del 07/21