



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR**

**PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PEŠĀRIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR**

فَرْجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China



0123



REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Instrucțiuni de utilizare

Pesarul flexibil din silicon este utilizat în mod obișnuit pentru un prolaps uterin de gradul I sau II sau o procidentă ușoară. Pesarele sunt realizate din silicon de calitate medicală 100%. Pesarele sunt concepute pentru utilizarea unui singur pacient.

ATENȚIONARE

Legea federală impune ca un medic să prescrie dispozitivul.

CONTRAINDICAȚII

Pesarele sunt contraindicate în infecțiile acute ale tractului genital, infecțiile pelvine sau la pacientele care nu se încadrează pentru folosire.

PROCEDURI

Folosirea necesită de obicei o încercare a mai multor dimensiuni diferite pentru stabilirea dimensiunii corecte a pesarului. Setul de folosire pentru pesar este un ajutor valoros în selectarea pesarului corect. Un lubrifiant vaginal poate fi necesar pentru confortul pacientei înainte de introducerea pesarului. Medicul poate recomanda K-Y jelly® sau alt produs echivalent.

Medicul trebuie să stabilească dacă pacienta necesită tratament cu estrogen înainte de a prescrie folosirea pesarului.

1. Efectuați un examen pelvian normal înainte de montarea și introducerea unui pesar. Un examen pelvin ajută la stabilirea dimensiunii adecvate. Pesarul se va plia cu ușurință peste cele mai mari orificii de evacuare pentru a simplifica inserarea și îndepărtarea. Pesarul ar trebui să fie suficient de mare pentru indicația sa, dar să nu provoace presiuni sau disconfort excesiv.
2. Comprimați pesarul și introduceți-l ușor prin introitus. Odată ce pesarul a trecut de introitus, eliberați-l astfel încât să se extindă la forma sa normală.
3. Mutați ușor pesarul spre colul uterin pentru a susține cistocelul sau rectocelul și uterul. Când se află în poziția corectă, medicul ar trebui să poată introduce un deget de examinare între marginea exterioară a pesarului și peretele vaginal. Această distanță va asigura confortul pacientei și va reduce riscul de necroză prin presiune.
4. Odată așezat, pesarul nu trebuie să se deplaseze atunci când stați în picioare, așezate, ghemuite sau sprijinite. Nu ar trebui să fie incomod pentru pacientă în timpul oricăreia dintre aceste activități de rutină.
5. Dacă pacienta trebuie să aibă grijă de pesar, asigurați-vă că o instruiți cu privire la curățarea,

introducerea și îndepărtarea acestuia.

6. Spuneți pacientei să raporteze imediat orice disconfort sau dificultăți la urinare sau la defecare.

SCOATERE, CURĂȚARE ȘI REZULTATE RECOMANDATE

1. Pentru a scoate pesarul, mișcați-l cu grijă înainte spre introitus. Când ați prins pesarul cu degetele, strângeți-l și retrageți-l cu grijă.

2. Pesarul poate fi curățat cu săpun delicat și apă caldă. Durata de utilizare a pesarului este limitată. Verificați pesarul pentru semne de deteriorare.

3. Relațiile sexuale sunt contraindicate cu pesarul introdus.

4. Discutați cu pacienta despre importanța respectării instrucțiunilor și asupra duratei de timp estimate pentru utilizarea pesarului.

5. În decurs de 24 până la 48 ore, asigurați-vă că pacienta nu este alergică la pesar. Examinați vaginul și întrebați pacienta dacă a existat vreun disconfort, iritație, presiune, sensibilitate sau scurgeri vaginale neobișnuite. De asemenea, stabiliți dacă a existat vreo îmbunătățire a simptomelor personale ale pacientei.

6. Programați vizite de urmărire a rezultatelor care să se potrivească cu nevoile pacientei și în conformitate cu politica locală.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

SIMBOLULE - DESCRIERE

	Citiți instrucțiunile de utilizare		Număr de lot
	Producător		Cod produs
	Data fabricației		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Dispozitivul medical este în conformitate cu Directiva 93/42/CEE		A se păstra ferit de razele soarelui
	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene		Nu conține latex
	Valabil până la data de		Nesteril
	Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi		Importat de