

INDICAȚII

Marker-ul chirurgical pentru piele Tondaus este destinat să fie utilizat pentru marcajul pe pielea umană în vederea identificărilor de poziționare în chirurgia obișnuită, enterochirurgie, ortopezie, chirurgie neurohormonală, chirurgie cardiovasculară și radioterapie.

CONTRAINDICAȚII

A nu se aplica pe membranele mucoase și pielea deteriorate sau când sunt prezente răni.

PRECAUȚII ȘI AVERTISMENTE

- 1). Pacienții trebuie evaluați pentru reacții alergice la violet de gențiană/roșu Allura AC/indigo/dioxid de titan (corespunzător diferitelor culori). În timpul utilizării, dacă se constată că pacientul nu se simte bine, opriți imediat utilizarea și folosiți-l corespunzător.
- 2). Acest produs poate fi utilizat o singură dată pe un singur pacient pentru a evita infecția încrucișată.



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

- 3). Acest produs trebuie utilizat pe pielea uscată. Dacă pielea pacientului este umedă sau transpirată, vă rugăm să uscați pielea și să o mențineți astfel, apoi urmați instrucțiunile de mai sus.
- 4). Fiți atenți la protecția vârfului stiloului când îl utilizați. Când nu este folosit, acoperiți capacul stiloului pentru a preveni uscarea cernelii.
- 5). Produsul trebuie utilizat imediat după deschidere. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat sau pătat. După ce produsul a fost utilizat, acesta trebuie aruncat ca deșeu medical.
- 6). Nu înmuiati și nu ștergeți produsul cu un solvent organic. Solvenții organici pot deteriora produsul.
- 7). Poate fi folosit de către profesioniștii medicali instruiți.
- 8). A se arunca după utilizare ca deșeu medical.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1). Verificați integritatea ambalajului interior înainte de utilizare. A nu se utiliza dacă ambalajul interior este rupt.
- 2). Dezinfectați și uscați mai întâi pielea (observație: asigurați-vă că utilizați produsul pe pielea uscată);
- 3). Utilizați un marker pentru piele pentru a marca pielea;
- 4). Pentru ștergerea semnului, folosiți alcool cu o concentrație de 75%.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

- 1). Acest produs trebuie depozitat într-un loc răcoros, ventilat, uscat, prin evitarea contactului cu apa, lumina directă a soarelui, temperatură sau umiditate extremă și prevenirea contactului cu gazele corozive. Temperatura: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, umiditate: $\leq 90\%$, atenție la șobolani, combaterea dăunătorilor, pentru a preveni deteriorarea ambalajului.
- 2). Utilizarea unică a markerelor medicale pentru piele permite utilizarea vehiculelor de transport general, însă trebuie să aveți grijă la șocurile severe, vibrații, ploaie și zăpadă în timpul transportului.

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Da- tum proizvodnje HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع عینصرملا
	IT - Fabricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - مصنع عینصرملا
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Voimainen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegu- miskuupäev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dá- tum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية عینصرملا
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Tootekood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج عینصرملا



€0123



MD

STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guadong, China.
Made in China

REF

TR03
TD01

EC REF

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
Via Marconi, 1- 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123