

RO - INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE FILTRU VIRAL SI BACTERIAN DE UNICA FOLOSINTĂ

DOMENIUL DE UTILIZARE: Conceput pentru a proteja pacientii de infecții și contaminare de la echipamente, oferă un grad ridicat de protecție împotriva bacteriilor și virusilor cu niveluri foarte scăzute de rezistență pentru a asigura acuratețea rezultatului diagnosticului. Filtrul trebuie aplicat numai pe pielea intactă, curată și sănătoasă.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI: Datele de identificare (cod, lot și data producției) sunt înscrise pe eticheta de pe cutie.

UTILIZARE:

- Scoateți filtrul și verificați că atât dispozitivul, cât și materialul de filtrare sunt intacte. În caz contrar, aruncați-l și continuați cu alt dispozitiv.
- Introduceți filtrul în senzorul dispozitivului fără împingere, urmând întotdeauna instrucțiunile producătorului dispozitivului.
- Aplicați piesa bucală în partea liberă.
- Nu reutilizați niciodată filtrul și piesa bucală pentru alți pacienți pentru a evita contaminarea încrucișată.
- Acest dispozitiv nu este sterilizabil.
- Utilizați numai cu ajutorul personalului medical. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat în scopuri neonatale.

ELIMINARE ȘI SIGURANȚĂ: După utilizare, produsul trebuie aruncat în containere normale pentru deșeuri solide netoxice sau în cele ale deșeurilor generale din spitale.

CONTRAINDICAȚII : Pe baza experienței și a rezultatelor diferitelor analize, nu există efecte adverse ca urmare a utilizării adecvate a produsului.

NOTA: Ambalarea în plic individual sigilat termic (single-wrap) garantează absența bacteriilor, care este monitorizată în mod regulat conform sistemului de calitate al producătorului.

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750