



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DENUMIREA PRODUCĂTORULUI: INDICATOR DE INTEGRARE EO TIP 5 (IE3501)

DESCRIEREA PRODUSULUI: Benzile indicatoare de integrare PMS Steritest Tip 5 EO sunt realizate pentru utilizare în sterilizatoare cu oxid de etilenă în condiții de funcționare de 60% (± 10 %) umiditate, 37 °C ($\pm 0,5$ °C) și 90 minute sau 54 °C ($\pm 0,5$ °C) 30 minute la o concentrație de 600 ± 30 mg/L EO.

După expunerea la sterilizare EO, indicatorul chimic va indica o confirmare vizuală precisă prin schimbarea culorii, arătând că au fost îndeplinite condițiile de sterilizare.

Indicatorii de integrare PMS Steritest Type-5 EO sunt clasificați ca fiind de Tip-5 conform standardului EN ISO 11140-1.

În timpul expunerii la sterilizarea cu oxid de etilenă în condițiile specificate, culoarea indicatorului se va schimba de la **alb** la galben muștar.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Așezați banda indicatoare chimică PMS Steritest în fiecare pachet, pungă cu închidere sau tavă pentru a fi sterilizate cu oxid de etilenă. Banda trebuie așezată într-un loc din ambalaj considerat a fi cea mai dificilă zonă pentru pătrunderea oxidului de etilenă.
- Puneți pachetul ca de obicei într-un sterilizator EO.
- La finalizarea ciclului de sterilizare, verificați dacă indicatorul și-a schimbat culoarea și a devenit galben muștar.
- Dacă schimbarea culorii nu este vizibilă sau nu este uniformă, condițiile de sterilizare pot fi inadecvate și produsele trebuie reprocessate cu benzi indicatoare noi/neprocessate.
- Produsele depozitate în condițiile recomandate au o perioadă de valabilitate de trei (3) ani de la data fabricării.
- Producția, data de expirare și numărul lotului sunt imprimate pe cutia produsului.
- Nu reutilizați benzile indicatoare chimice folosite.

CONDITII DE DEPOZITARE

- A se păstra la maximum 35 °C și la maximum 70% RH umiditate.
- Benzile indicatoare chimice trebuie ținute departe de sursele de căldură directă, lumina soarelui și exces de umiditate.



PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. Nr: 2
Huzurkent/Mersin/TURCIA
Telefon: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549
pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com