



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LACCI EMOSTATICI MONOUSO
DISPOSABLE TOURNIQUETS
GARROTS JETABLES
TORNIQUETES DESECHABLES
GARROTES DESCARTÁVEIS
EINWEG-STAUBINDE
JEDNORAZOWE OPASKI UCISKOWE
STASSLANGAR FÖR ENGÅNGSBRUK
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
EGYSZER HASZNÁLATOS ÉRSZORÍTÓK
ÜHEKORDSED ŽGUTID
TOURNIQUETS VOOR EENMALIG GEBRUIK
ÜHEKORDSED ŽGUTID

دحاولا لامعتس الل تابصاع

É necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede - All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located - Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social - Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado - É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós - Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji - Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvodacū i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi- Peate teatama kõigist meie tarnitud meditsiiniseadme seotud tõsistest vahejuhtumitest teatada ja teie asukohaliikmesriigi pädevale asutusele- Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent- Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul cărui țși are sediul utilizatorului - ارفوف غالبالاب بيجي - مصتخملنا نظلسال و عن اصل الة قبل اى اب انوز يذال يبطل زاملاب ول عتي اميف عؤو ريظخ شاح يا ن ع ارفو غالبالاب بيجي - ايف عؤوي يذال و ض عل طلودنا ي ف



Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co. Ltd
 N° 2112, Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District,
 Ningbo, Zhejiang, China (Mainland)
 Made In China

REF JS-TQ001

GIMA 37510-37511-37512



MedPath GmbH
 Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807
 Munich, Germany



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Model JS-TQ001, dimensiune 450mm*25mm*0,635mm

Acest produs este fabricat din elastomer termoplastice polimer medical, culoare albă, tip lung plat.

Noul model este folosit pentru ambalarea cutiei, care este flexibilă și poate fi extrasă continuu.

Acest produs este de unică folosință și este potrivit pentru instituțiile medicale în tratamentul de rutină și tratamentul perfuzabil, în cazul transfuziei de sânge, hemostatice;

Hemostază de urgență în caz de sângerare corporală sau sângerare în urma mușcăturii de șarpe de câmp și de insectă.

Contraindicații, chestiuni care necesită atenție, avertismente și memento-uri:

1. Acest produs este de unică folosință și va fi distrus după utilizare;
2. Dacă pachetul este deteriorat, este strict interzisă utilizarea.
3. După utilizare, acoperiți capacul de aspirație pentru a evita contaminarea cu praf și bacterii;
4. Data producției este afișată pe partea laterală a cutiei de ambalat sau pe certificatul de calificare;

Avertismente și memento:

O bandă de compresie poate bloca fluxul de sânge, iar folosirea sa prea mult timp poate deteriora grav țesutul și poate duce chiar la necroza membrelor.

O bandă de compresie trebuie folosită doar pentru imobilizarea membrelor, nu și a capului, gâtului sau a trunchiului.

A nu se acoperi cu nimic altceva; a nu se acoperi banda de compresie strânsă pe membru.

Dacă trebuie să lăsați pacientul singur în încăpere, notați la capătul patului acestuia, la loc vizibil, cu un pix sau ruj, momentul în care trebuie scoasă banda și locația trusei.

Verificați circulația sângelui:

După ce banda de compresie este fixată, degetele de la picioare sau de la mână trebuie verificate frecvent pentru a vedea dacă există o pată violet închis la capătul garoului și dacă temperatura corpului la capătul garoului a scăzut.

Dacă a apărut un astfel de fenomen, banda de pânză trebuie slăbită, în caz contrar, folosită o perioadă mai lungă de timp, va provoca necroză tisulară.

Din același motiv, banda de compresie nu trebuie folosită pentru perioade lungi de timp pentru imobilizarea unui membru, cu excepția situației în care este necesar să se procedeze astfel în timpul unei ligaturi arteriale.

În general, trebuie încercată mai întâi presiunea directă, urmată de punctele de presiune până când se menține presiunea directă pe rană.

Dacă rana se află la capătul membrului, ridicați-l.

Condiții de depozitare:

Banda de compresie ambalată trebuie depozitată într-o încăpere cu o umiditate relativă de cel mult 80%, fără gaze corozive și bine ventilată.

Banda de compresie ambalată poate fi folosită în termen de 3 ani de la data producerii, cu condiția respectării indicațiilor de depozitare și transport

Simboluri:

	A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Producător
	Număr de lot
	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745
	Dispozitiv medical
	A se păstra ferit de razele soarelui
	Data fabricației
	Cod produs
	Citiți instrucțiunile de utilizare
	Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	Valabil până la data de
	Importat de
	Identificator unic

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni