



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI
BASIC PEDAL EXERCISER
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN
ROTOR DO ĆWICZEŃ
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCIȚII
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

Gima 43150

REF TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





1



2



3

-
- ROMÂNĂ**
1. Conectați furtunurile pe fiecare parte folosind șuruburile, așa cum observați mai sus.
 2. Fixați rezistența pe cadrul principal, cu șuruburile.
 3. Centrați butonul sferic de reglare cu gaura și rotiți-l în rezistență, pentru a regla intensitatea exercițiilor.

Atenționare: Așezați produsul pe o pardoseală netedă. Puteți face exerciții cu mâinile sau picioarele, în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers. **Avertisment:** Nu vă așezați direct pe produs (max 40Kg). Puteți face exerciții cu picioarele, stând așezat.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.
