

REF

KDB-699 (GIMA 43202)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



DENUMIRE

Scaun toaletă

Model: KDB-699

Capacitate de greutate: 125 Kg.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Scaunul de toaletă este folosit pentru excreția persoanelor care se confruntă cu boală, răni sau dizabilități. Poate fi folosit acasă sau la spital.

OPERATOR

Dispozitivul poate fi folosit de către utilizator, infirmiere sau îngrijitor.

CĂRUI TIP DE PERSOANE SE ADRESEAZĂ

Persoane cu dizabilități, pacienți și vârstnici.

CONTRAINDICAȚII

Supravegheați copiii atunci când folosesc scaunul de toaletă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Acest produs are o structură pliabilă. Este de ajuns doar să desfăceți cadrul și să instalați piesele necesare, cum ar fi roțile, să fixați găleata și panoul scaunului înainte de utilizare.
- Ridicați șezutul scaunului, așezați găleata corect pe cadrul aferent, apoi lăsați șezutul scaunului în jos pentru utilizare.
- După utilizare, închideți capacul găleții și scoateți-l din cadru.
- Scaunul de toaletă poate fi pliat atunci când nu este utilizat, fiind convenabil pentru depozitare și ocupând mai puțin spațiu.

ÎNȚREȚINERE

- Suprafața produsului nu trebuie să fie zgâriată sau zgâriată de obiecte dure pentru a putea preveni deteriorarea materialului.
- Pentru curățarea și întreținerea zilnică, aplicați detergent sintetic neutru, ștergeți cu o cârpă umedă și apoi cu o cârpă uscată.
- Personalul medical sau utilizatorii trebuie să dezinfecteze temeinic scaunul o dată pe zi sau atunci când schimbă pacienții.
- Nu intrați în contact cu acizi și baze puternice pentru a preveni coroziunea.

PRECAUȚII ȘI AVERTISMENTE:

- Vă rugăm să plasați scaunul de toaletă într-un loc uscat și ventilat, ferit de lumina directă a soarelui și să evitați substanțele chimice corozive, cum ar fi uleiul, acidul și alcalii.
- Scaunul de toaletă nu trebuie expus la soare și ploaie și trebuie șters imediat după fiecare utilizare.
- Unii lubrifianți de înaltă calitate pot fi adăugați la piesele mobile pentru lubrifiere, ceea ce ajută la utilizare.
- Verificați în mod regulat conexiunea scaunului de toaletă pentru a preveni accidentele cauzate de slăbirea pieselor și căderea acestora.
- Verificați frecvent dacă există fisuri peste tot pe scaun, sau alte defecte care pot afecta utilizarea scaunului.
- Verificați frecvent cadrul scaunului și șezutul acestuia pentru a vă asigura că sunt bine ancorate.
- Produsul trebuie așezat ferm și fără să fie zgâlțâit puternic pentru a preveni deteriorarea structurii acestuia. Scaunul de toaletă cu roți NU trebuie folosit ca scaun cu roțile manual, cu excepția deplasării pe distanțe scurte.
- Nu vă așezați pe scaun dacă picioarele acestuia sunt demontate; în caz contrar, puteți cădea.

DEPOZITARE

Scaunul ambalat trebuie depozitat într-un loc ventilat și uscat, fără gaze corozive și într-o cameră bine ventilată și curată. Evitați expunerea produsului la lumină puternică și la umiditate și țineți-l departe de sursele de căldură în timpul transportului.

ELIMINARE

Restricțiile de eliminare depind de contaminarea survenită în timpul utilizării și sunt supuse legislației naționale sau locale.

Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul dumneavoastră.

ETICHETE, AMBALAJE DESIGN LOGO:

Simbol	Sens	Simbol	Sens
	Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745		Dispozitiv medical
	Producător		Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Data fabricatiei		A se păstra departe de lumina soarelui
	Numărul lotului		Nu este steril
	Avertisment: Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile (avertismente) de utilizare		Cod produs
	Citiți instrucțiunile de utilizare		A se pastra într-un loc racoros si uscat

	Importat din		
---	--------------	--	--

TERMENI DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.