

CARRELLO PORTABIANCHERIA A 3 RIPIANI

LAUNDRY TROLLEY 3

CHARIOT À LINGE 3 RAYONS

CARRO DE LAVANDERÍA 3 ESTANTES

**CARRINHO DE LAVANDARIA 3
PRATELEIRAS**

WÄSCHWEGABE MIT 3 ABLAGEN

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3 ΡΑΦΙΩΝ

**WÓZEK DO TRANSPORTU BRUDNEJ
BIELIZNY Z 3 PÓŁKAMI**

CĂRUCIOR PENTRU RUFE 3 RAFTURI

VOZÍK NA PRÁDLO SE 3 POLICEMI

TVÄTTVAGN 3 HYLLOR

WASGOEDWAGEN 3 SCHAPPEN

KOLICA ZA VEŠ 3 POLICE


SZENNYES KOCSI 3 POLCOS

КОЛИЧКА ЗА ПРАHE 3 НИВА

PESUVAUNU 3 HYLLYÄ

**SKALBINIŲ VEŽIMĖLIS SU 3
LENTYNOMIS**

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO -
BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ
MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS -
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS



REF SKH027 (Gima 45913)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce /
Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja
/ Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjia-
gang City, Jiangsu Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado
por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de /
Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja
/ Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

INTRODUCERE MANUAL

Observații: Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să urmați cu strictețe pașii înainte de instalare și utilizare. Solicităm tuturor utilizatorilor să cunoască manualul de utilizare și toate precauțiile.



- Acest manual se aplică în cazul căruciorului de rufe SKH027. Acesta conține metoda de instalare, instrucțiunile de operare și punctele de verificare pentru întreținere.
- Graficele din acest manual au doar scop informativ. Atunci când folosiți produsul, vă rugăm să faceți referire la obiectul real.
- Acest manual de utilizare include descrierea, instrucțiunile, întreținerea și parametrii tehnici ai produsului.
- Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactați departamentul de asistență post-vânzare sau distribuitorul.
- Oricine folosește sau operează acest produs trebuie să citească manualul și să respecte instrucțiunile conținute în acesta.
- Cu excepția unor situații neașteptate, utilizatorii trebuie să fie familiarizați cu modul de utilizare și precauțiile.

1. GHID DE INSTALARE

1.1 Lista accesoriilor standard

După deschiderea cutiei de ambalare, vă rugăm să verificați dacă următoarele părți sunt complete în cutia de ambalare:


Tabelul a:


NR.	Nume	Imagine	Specificații	CANTITATE	Unitate
1	Corp principal		L900*W450*H930mm	1	buc
2	Roată pivotantă cu frână		Roată pivotantă de 3 inch (7,62 cm) cu frână	2	buc
3	Roată pivotantă fără frână		Roată pivotantă de 3 inch (7,62 cm) fără frână	2	buc

1.2 Instalarea roților pivotante

Așezați un suport de protecție și întoarceți căruciorul de rufe cu susul în jos;

Scoateți șaiba elastică de $\Phi 12$ din pachetul de șuruburi, introduceți roata pivotantă în tub și strângeți-o în sens orar, apoi strângeți-o cu o cheie hexagonală.





2. METODA DE UTILIZARE




Dimensiunea căruciorului de rufe	Lungime	mm	900
	Lățime		450
	Înălțimea căruciorului deasupra solului		1050
Greutate	Cuzinet încărcare sigură	Kg	50

2.1 Utilizați metoda roților


2.1.1 Blocați roata:

După ce împingeți căruciorul în poziția dorită, apăsați butonul și blocați roata pivotantă atunci când auziți un „clic”, astfel cum se indică în figura de mai jos.



2.1.2 Deblocați roata pivotantă:

Ridicați butonul cu piciorul și deblocați roata când auziți un „clic”.



3. EXCLUDEREA DEFECTELOR

Defecte comune	Motive probabile	Excludere metode
Este dificil de mutat întregul cărucior	1. Roata pivotantă este blocată fără eliberarea frânei 2. Roata pivotantă este deteriorată	1. Eliberați frâna 2. Înlocuiți roata pivotantă

4. CĂRUCIOR DE RUFĂ - ÎNTREȚINERE

- Pentru a utiliza căruciorul de rufe în siguranță, este necesar să se efectueze inspecții regulate de siguranță asupra căruciorului de rufe. Se recomandă să-l verificați la fiecare șase luni pentru a vă asigura că conexiunile nu sunt slăbite și că toate operațiunile sunt normale.
- Când cadrul căruciorului de rufe se uzează și atinge o anumită durată de întreținere, partea metalică a căruciorului de rufe și părțile din plastic ale cadrului bazinului din oțel inoxidabil pot fi reciclate.
- Evitați zgărirea panoului cu dispozitive cu vârf ascuțit sau cuțite în timpul utilizării și curățați-l frecvent pentru a-l păstra curat și uscat.
- Dacă panoul este pătat accidental, se recomandă curățarea acestuia. Nu utilizați substanțe chimice alcaline sau corozive pentru a curăța căruciorul de rufe, întrucât acestea vor provoca ruginirea suprafeței din oțel inoxidabil.
- Verificați în mod regulat roțile pivotante pentru a evita lovirea sau supraîncărcarea, care va cauza deteriorarea acestor roți.
- Este interzisă forțarea frânării roților pivotante, întrucât va cauza deteriorarea sistemului de frânare.
- Uzura suprafeței cauciucului roții poate fi detectată prin inspecție vizuală. Unele fire filate textile și alte resturi se pot înfășura în jurul roții; scoateți șuruburile și piulițele roții, curățați-le de resturi și verificați dacă rulmentul roții este deteriorat. Dacă piesele nu sunt deteriorate, le puteți reasambla și utiliza.
- Judecând după înlocuirea roții pivotante în funcție de timpul folosit și uzură, puteți înlocui roțile și să vă asigurați că șuruburile și piulițele axelor sunt corect așezate și conectate. Dacă este posibil, utilizați șaibe sau piulițe de blocare pentru a vă ajuta în acest proces.
- Pentru roțile pivotante echipate cu frâne, este necesar să se verifice regulat dacă frânele funcționează corect. Verificați frânele o dată pe zi sau înainte de fiecare utilizare. Pentru un cărucior de rufe, echipat cu mai multe roți de frânare, doar o singură roată de frânare poate fi blocată la un moment dat, ceea ce vă va permite să încercați să împingeți căruciorul de rufe și să verificați dacă performanța de frânare a fiecărei roți este bună. Dacă frânarea nu funcționează din cauza uzurii sau a deteriorării roților, înlocuiți imediat roțile și apoi testați din nou sistemul de frânare.
- Dacă mecanismul sistemului de frânare al roții este deteriorat și frâna trebuie reparată sau înlocuită, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență post-vânzare sau distribuitorul autorizat recomandat de societatea noastră. De fiecare dată când frânele sunt înlocuite,

performanța de frânare a roților trebuie testată din nou.

5. AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

1. Ambalarea căruciorului de rufe se realizează conform contractului sau standardului produsului.
2. Evitați să vă grăbiți să ieșiți, de asemenea, evitați vibrațiile violente, lumina puternică a soarelui și ploaia în timpul transportului căruciorului de rufe.
3. Căruciorul de rufe ar trebui depozitat într-un mediu cu:
 - a) Temperatură mediu ambiant: -40°C ~ 70°C.
 - b) Umiditate relativă: ≤ 95%.
 - c) Presiune atmosferică: 500hPa ~ 1060 hPa.Sarcina maximă este de 50 kg

6. SERVICIU POST-VÂNZARE

1. Vă rugăm să păstrați corect dosarele și facturile care însoțesc acest produs și să prezentați aceste dosare atunci când societatea efectuează operațiunile de garanție și întreținere a produsului.
2. Dacă există vreo problemă în ceea ce privește utilizarea, vă rugăm să contactați societatea noastră la timp, astfel încât să vă putem oferi asistență tehnică și servicii de întreținere precise și rapide în timp util.
3. Începând cu data vânzării, dacă se constată că produsul este rupt sau deteriorat, deși instalarea și utilizarea acestuia s-au efectuat în mod corect conform specificațiilor, produsul va beneficia de un an de garanție gratuită și de serviciu de întreținere pe viață în baza „certificatului” sau a facturii.
4. De la data achiziției, în cazul în care se constată că, într-adevăr, produsul este deteriorat sau nu funcționează normal ca urmare a unor probleme de calitate în decurs de un an, societatea va asigura utilizatorilor o reparație gratuită a produsului.
5. Service pe viață din partea producătorului: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.