

**BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKŁÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATINĖKRĖSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL**

REF TD010113A (GIMA 56020)

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Parametri tehnici:

1. Mărire (L*Î*Î): Dimensiune produs desfăcut: 196*50*18 (cm) Dimensiune produs strâns: 106*50*15 (cm)
2. Pliat în cărucior: Înălțimea spatelui: 136 cm Înălțimea scaunului: 52 cm
3. Greutate netă: 9 kg Greutate brută: 11 kg
4. Presiunea transferată: 159kg



Metoda de operare:

1. După cum se indică în Figura unu: Ca urmare a posibilității de extindere a tărgii tip scaun cu roțile din aliaj de aluminiu, este bine să folosiți centura de siguranță odată ce pacientul se află pe targă
2. Pliati targa, transformând-o în scaun cu roțile. După cum se indică în Figura 2, prima dată pliați, apoi ridicați produsul pentru a-l îndrepta spre direcția indicată de săgeată, urmând să ajungă în poziția prezentată în Figura 3. Fixați catarama de siguranță (Asigurați-vă că această cataramă 2 se prinde pe șurubul de siguranță 1).
3. Afișați diagrama 3 pentru picioarele de susținere. Există, de asemenea, un alt tip de roți pentru picioare. Performanța produsului, utilizarea, domeniul de aplicare și așa mai departe sunt aceleași.
4. După cum se indică în Figura 4, după plierea tărgii, transportul acasă este mai ușor (Când targa rămâne ca în Figura 3, slăbiți catarama de siguranță, trageți de maneta transversală de lângă roata de la picioare și ridicați spătarului scaunului, făcând ca targa să ajungă ca în Figura 1 și să poată fi pliată).

Domeniul de aplicare:

Acest produs poate fi utilizat în holul îngust de la intrare, coridoarele întortocheate sau în holul scăriilor cu mai multe platforme și așa mai departe în zonele închise cu dificultate de manevrare.

Întreținere:

1. Necesită întreținere frecventă (inclusiv dezinfecție).
2. Verificați frecvent ca piesele să nu se slăbească.

Memento special

Centura de siguranță trebuie să fie mereu în stare bună atunci când este utilizată și, cu siguranță, trebuie să vă asigurați că ați prins catarama pe șurubul de siguranță atunci când utilizați targa tip scaun cu roțile.

Depozitare și transport:

1. Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente non corrosivo e al riparo dall'umidità.
2. Il prodotto può essere trasportato con i normali mezzi di trasporto.
3. Per la conservazione e il trasporto, attenersi alle illustrazioni riportate nella confezione.

Conservazione e trasporto:

1. Acest produs trebuie depozitat într-un mediu rezistent la umiditate, non-coroziv.
2. Acest produs este disponibil pentru transport general.
3. Conform reprezentării grafice de pe cutia de ambalare, produsul se poate depozita și transporta.

	Producător		A se păstra într-un loc răcoros și uscat		Importat de
	Cod produs		Nesteril		Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
	Număr de lot		Dispozitiv medical		Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	Citiți instrucțiunile de utilizare		Data fabricației		
	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745				

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.