



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ
ПОДСОЕДИНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ К
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ**

ОПИСАНИЯ И УКАЗАНИЯ

Упакованный продукт поставляется
НЕСТЕРИЛЬНЫМ.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С КОННЕКТОРОМ
ТИПА «ЗАЖИМ» ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
ОДНОРАЗОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ.

С одной стороны кабели снабжены коннектором
типа «зажим», а с другой стороны находятся
различные виды коннекторов, которые делают
кабели совместимыми с многочисленными
электрохирургическими устройствами.

МОДЕЛИ F7902 – F7902-S – F7904 - F7902/3MT

Соединительный кабель с коннектором monoJack
Ø 6,3 мм.

МОДЕЛИ F7903

Соединительный кабель с коннектором типа Valleylab.

МОДЕЛИ F7902/4

Соединительный кабель с одним штекером Ø 4,0 мм.

МОДЕЛИ F7902/24

Соединительный кабель с двумя штекерами Ø 4,0 мм.

МОДЕЛИ F7903/F

Соединительный кабель с коннектором типа Valleylab для моделей Force 1-2-4-4B.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С 4 ММ КОННЕКТОРАМИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ МНОГОРАЗОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

С одной стороны кабели снабжены 4 мм коннекторами с защитными кожухами, для подсоединения к многоразовым электродам, а с другой стороны находятся различные виды коннекторов, которые делают кабели совместимыми с многочисленными электрохирургическими устройствами.

МОДЕЛИ F7922 – F7924

Соединительный кабель с коннектором monoJack Ø 6,3 мм.

МОДЕЛИ F7923

Соединительный кабель с коннектором типа Valleylab.

МОДЕЛИ F7922/4

Соединительный кабель с одним штекером Ø 4,0 мм.

МОДЕЛИ F7922/24

Соединительный кабель с двумя штекерами Ø 4,0 мм.

МОДЕЛИ F7923/F

Соединительный кабель с коннектором типа Valleylab для моделей Force 1-2-4-4B.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно проверьте упаковку, кабели и коннекторы подсоединения. Не используйте изделие, если обнаружены дефекты или видимые повреждения.

Соединительные кабели с коннектором типа «зажим»:

- Поднимите подвижный рычажок, находящийся на синем пластиковом коннекторе типа «зажим».
- Вставьте язычок одноразового нейтрального электрода в щель между губками коннектора типа.
- Верните рычажок в первоначальную позицию.

Соединительные кабели со штекерами Ø 4 мм:

- Вставьте штекера в разъемы, расположенные на нейтральном электроде.
- Будучи вставленными, защитные кожухи отодвигаются, для обеспечения контакта с нейтральным электродом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Подсоединяя язычок одноразового нейтрального электрода к коннектору типа «зажим», будьте внимательны, чтобы не допустить соприкосновения коннектора с областью покрытой гелем.
- **Продукция поставляется нестерильной.**
- Оборудование и нейтральные электроды, которые используются с представленным изделием, должны соответствовать существующим требованиям.

NB:Изделия должны использоваться квалифицированным медицинским персоналом. Не тяните кабель за изоляцию.

ОЧИСТКА

Кабели могут быть очищены при помощи мягкой ткани, пропитанной дезинфицирующим раствором.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы зависит от количества использований и условий ухода за изделием. Как только появляются признаки износа, изделие должно быть утилизировано.

ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в оригинальной упаковке в условиях (температура и относительная влажность), указанных на этикетке, расположенной на пакете. Размещение тяжелых предметов поверх

упаковки с изделиями может вызвать их повреждение.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Если в процессе или по причине использования данного устройства произошло серьезное происшествие, сообщите об этом производителю или в соответствующие органы государственной власти. При возникновении любой неисправности или дефекта устройства сообщите об этом в службу качества производителя.

ХТИМЙЪАГЪС

Отходы, поступающие из медицинских учреждений, должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.

	IT	EN	FR	DE	ES	RU	PT	CS
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích
	Dispositivo medico	Medical Device	Dispositif médical	Medizinprodukt	Producto sanitario	Медицинское устройство	Dispositivo médico	Zdravotnický prostředek
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Einmalige Produktkennung	Identificador único del producto	Уникальный идентификатор устройства	Identificação única do dispositivo	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Attenzione, consultare la documentazione allegata	Caution, consult accompanying documents	Attention, lire attentivement les instructions	Achtung, Gebrauchsanweisung lesen	Atención, leer atentamente las instrucciones	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Atenção, ler atentamente as instruções	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Instructions d'utilisation	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Обратитесь к инструкции по применению	Consulte as instruções de utilização	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Fabbricante	Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabricante	Производитель	Fabricante	Výrobce
	Numero di catalogo	Catalogue number	Code de référence	Katalognummer	Número de Catálogo	Каталожный номер	Número de Catálogo	Katalogové číslo
	Numero di lotto	Batch code	Numéro de lot	Posten-Nummer	Número de Lote	Код партии	Número de Lote	Číslo šarže
	Data di produzione	Date of manufacture	Date de production	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Дата изготовления	Data de Fabrico	Datum výroby
	Scadenza	Use by	Date de péremption	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Использовать до	Prazo de Validade	Spotřebujte do
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Limites de température	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Температурные ограничения	Limites de Temperatura	Omezení teploty
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Limites d'humidité	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Ограничения по влажности	Limites de Humidade	Omezení vlhkosti
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Nombre de pièces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Количество штук	Quantidade de peças	Počet kusů