



Способ применения:

(RU)

Наименование товара:

Рулоны и пакеты для стерилизации SOGEVA

Описание продукта:

Стерилизационные рулоны и пакеты SOGEVA изготовлены из многослойной пленки из сополимера ПЭТ/ПП и медицинской бумаги. Изменяя цвет, термопластические индикаторы класса I для пара, окисл этилена обеспечивают визуальное подтверждение того, что условия стерилизации были соблюдены.

Способ применения:

Стерилизационные рулоны и пакеты SOGEVA предназначены для обеспечения медицинских работников эффективным методом хранения медицинских изделий, предназначенных для стерилизации паром, окисом этилена или формальдегидом. Он предназначен для стерилизации вращающимися комплектами медицинских изделий, а также для подтверждения стерильности закрытых изделий до момента использования.

Изменение цвета индикатора:

Изменение цвета индикатора:

Стерилизационные рулоны и пакеты SOGEVA оснащены индикаторами процесса класса I, напечатанными нетоксичными чернилами на водной основе. Индикаторы соответствуют стандарту ISO 11140-1. Индикаторы химических процессов SOGEVA обеспечивают четкое и точное изменение цвета после стерилизации.

- Индикатор пара класса I меняет цвет со светлого на темно-зеленый после прохождения процесса паровой стерилизации.
- Индикатор оксида этилена класса I меняет цвет с розового на оранжевый после воздействия процесса стерилизации оксидом этилена.
- Индикатор формальдегида класса I меняет цвет с зеленого на желтый после стерилизации формальдегидом.

Способ применения:

1. Стерилизационные пакеты SOGEVA готовы к использованию. Рулоны SOGEVA для стерилизации необходимо вскрыть до необходимой длины.
2. Не используйте, если упаковка повреждена. Не использовать повторно. Одноразовое изделие.
3. Обрежьте конверт, заклейте один из открытых концов рулонной части с помощью калиброванного запечатывающего устройства и с помощью проверенного процесса запечатывания. Рекомендуемая температура запайки составляет от 170 °C до 180 °C (338 - 374 °F) в течение срока службы 1-6 секунд.

4. Нарвите острые концы инструментов защитным кожухом, чтобы предотвратить проколы и порезы.
5. Поместите стерилизуемое изделие в пакет. Не заполняйте конверты более чем на 75% от их вместимости. Всегда оставляйте расстояние не менее 1,5 см (0,6 дюйма) между инструментом и краем запечатанного края пакета, чтобы избежать чрезмерного натяжения запаянных частей.

6. Перед закрытием вручную удалите из пакета как можно больше воздуха.

7. Запечатывайте открытый конец пакета с помощью калиброванного запайщика с помощью проверенного процесса запайки.

8. Во время использования избегайте нагрузки на герметичные детали; наполните пакет, держа его горизонтально на плоской поверхности.

9. При загрузке пакетов в стерилизатор поместите их в корзину так, чтобы стороны фольги были обращены к сторонам фольги, а стороны бумаги обращены к сторонам бумаги.

10. Пакеты должны быть помещены в корзину или лоток в вертикальном положении и не слишком близко друг к другу, чтобы между ними могла пройти рука.

11. Дайте высохнуть не менее 20 минут после предварительной вакуумной стерилизации паром.

12. При извлечении пакетов из стерилизатора. Обращайтесь с ними осторожно, чтобы избежать разрыва. Храните пакеты удаленно от солнечных лучей, воды и других жидкостей.

13. Не используйте мокрые конверты. Если вы меняете пакет, повторите процесс стерилизации.

14. Откройте конверт, большими и указательными пальцами прервите сторону бумаги, а большими и указательными пальцами другой руки потяните за сторону пленки. Всегда открывайте конверт по направлению стрелы. Для идеального удаления пленки оторвите мешочек.

Идентично и осторожно.

Номер лота:

Стерилизационные рулоны и пакеты SOGEVA поставляются с номером партии, напечатанным на медицинской бумаге.

Номер партии позволяет отслеживать продукт в процессе производства. Если у вас есть какие-либо жалобы или отзывы, это вам нужно сохранить номер LOT и предоставить фотографии.

Условия хранения:

Стерилизационная упаковка должна быть защищена от света, жары и избыточной влаги. Если бумажная сторона конверта влажная, больше не используйте ее и утилизируйте в соответствии с указаниями.

Продолжительность стерильности:

Стерилизованные пакеты и рулоны следует хранить в чистых закрытых шкафах с контролируемой влажностью и температурой. Рекомендуется поддерживать температуру от 8 до 35 °C и влажность от 30 до 70%. Поддержание стерильности с помощью этих контролируемых параметров позволит продукту оставаться стерильным максимум до 6 месяцев и ни в коем случае не после истечения срока годности (Таблица 1 (DIN 58953-8:2010)).

Срок годности:

Срок годности (предстерилизационный) стерилизационных рулонов и пакетов SOGEVA составляет 5 лет, если со дня изготовления до рекомендуемых условий хранения и обращения. Изделие должно быть использовано в течение 5 лет со дня изготовления. Срок годности и дата изготовления напечатаны на внутренней этикетке и этикетке транспортной коробки. Он предназначен для стерилизации вращающимися комплектами медицинских изделий, а также для подтверждения стерильности закрытых изделий до момента использования.

О любом серьезном инциденте, произошедшем в отношении устройств, необходимо сообщать производителю и компетентному органу государственной или муниципальной власти.

Инструкции по утилизации:

Утилизируйте использованные или поврежденные стерилизационные рулоны и пакеты в автоклавируемых пакетах для биологических опасных веществ, а не в обычных пакетах для отходов.

بازت 1-6



SOGEVA SRL – Via Pietro Nenni snc,
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
www.sogevasrl.com

