

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE
DI TIPO II AD USO MEDICALE**

**TYPE II WASHABLE SURGICAL MASK
FOR MEDICAL USE**

**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE
DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE CHIRURGISCHE MASKE
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA
DE TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**

**MÁSCARA CIRÚRGICA LAVÁVEL TIPO II
PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÁTTBART KIRURGMUNSKYDD MED
FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA
MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**

**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL,
DE TIP II, LAVABILĂ**

قناع جراحي قابل للغسيل ومن النوع الثاني
للاستخدام الطبي



IT - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

GB - The mask must be worn as shown in the photo. Small part on the nose, large part below.

FR - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

DE - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

ES - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

PT - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

SE - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

GR - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

PL - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

RO - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

SA - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von
Distribuido por / Distribuído por / Distribuēras av / Διατίθεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزيع :



REF 20767 / BP2020V3 S

MYCROCLEAN ITALIA SRL
Via Carlo Porta, 14
20064 Gorgonzola - Italy
Made in Italy



LOT Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق


Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



000001

- 1 - وصف المنتج والاستخدام المقصود**
إن القناع قابل للضليل، ومصنوع بـ 99٪ بوليستر و 1٪ ألياف كربون، ومصمم لحماية الأنف والفم. الصناعة المنتجة وفقاً للمادة:
- 2 - التصنيف**
صنفت أقمعة سلسلة BP2020V3 على أنها من النوع الثاني، وفقاً للمعيار UNI EN 14683:2019.
- 3 - المميزات**
الجهيز، المكون من طبقة واحدة، قابل للغسل بالغسالة حتى 60 درجة مئوية (القماش يقاوم حتى 150 درجة مئوية)، وهو غير معقم
قيم PFE: ترشيح الجسيمات (%) 0.3 ميكرومتر و 0.5 ميكرومتر 95٪
القماش الناتج غير سام، طبقاً للاختبارات التي أجريت على الخلايا الليفية، ووفقاً للمعيار UNI EN ISO 10993-5.
ترشيح BFE
BFE = 99.8٪ (من الاختبارات العملية التي أجريت وفقاً للمعيار UNI EN 14683:2019)
الحمولة البيولوجية
UFC <30 (من الاختبارات العملية التي تم إجراؤها وفقاً للمعيار UNI EN 14683:2019)تفأقية الهواء (سم 2/سم 3/ثانية) أو اختبار Ret أو **ASTM E96** (يعرف أيضاً باسم ISO - 11092 أو اختبار Ret (Hohenstein))
النتيجة التي تم الحصول عليها من أقمعة سلسلة BP2020 هي 7.5، وبالتالي فهي جيدة التهوية أو كثيرة التهوية
- 4 - تعليمات الاستخدام والتحذيرات**
تعامل مع القناع بيدك نظيفة ومعقمة، وتأكد من أن القناع يلتصق جيداً بالوجه، وفي الموضع الصحيح، أي أن يكون أصغر جزء باتجاه الأنف، والجزء الأكبر على الفم والأنف.
لا يتم تعديل القناع؛ ولا تقطع المواد المرنة؛ ارتديه وفقاً للقانون (كما هو موضح في الشكل).
ولا سيقتد القناع وظيفته الوقائية.
- 5 - الغسيل**
يأيد أو في الغسالة، بالمنظف، حتى 60 درجة مئوية. لا تستخدم مواد التبييض
مع مراعاة تعليمات الاستخدام والصيانة، يحافظ المنتج على نفس الخصائص الفيزيائية والتقنية حتى 500 غسلة تقريباً.
- 6 - التخلص من المنتج**
يجب التخلص من القناع باعتباره نفايات صلبة محلية (ما لم يكن ملوثاً، وفي هذه الحالة، يجب التخلص منه باعتباره "نفايات خاصة"). يتم التخلص من الغلاف الخارجي كإستيك.

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| REF | كود المنتج | LOT | رقم الدفعة |
|  | الشركة المصنعة |  | تاريخ التصنيع |
|  | ليس معقم |  | اقرأ بدة وحرص تعليمات الاستخدام |
| CE | جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE | | |